



PAK MARTIN

INTERNATIONAL

Augen Instrumente
Ophthalmic Surgical Instruments
Instrumentos para oftalmología
Instruments de Chirurgie Ophtalmologique



WHO WE ARE

PAK MARTIN INTERNATIONAL manufactures and distributes one of the largest selections of ophthalmic surgical instruments. We look forward to the opportunity to serve you.

PAK MARTIN INTERNATIONAL carries one of the largest Ophthalmology with more than 215 items. Our product range includes both reusable as well as disposable instruments. PAK MARTIN offers customized sets for Glaucoma, Cataract, Refractive, Lacrimal and Foreign Body and in Single Use we manufacture many procedure packs Phaco, Phaco Extension, Phace Lite, Intravitreal lite, Sub-Tenons lite, Syring & Probing, Suture Removal, Chalazion, Neonatal & Lid lesion. All sets may be modified to fit the doctors need. We offer you the freedom to create your own set as well.

PAK MARTIN INTERNATIONAL is able to offer quality instruments at competitive prices because we are the manufacturer. We place great emphasis on our quality control standards to assure that every item from the simplest wire speculum to the most complicated, intraocular scissors, is given the same rigorous quality inspection during manufacturing. Suggestions for new instruments or modifications of existing instruments will receive full and prompt attention with our guarantee of complete confidentiality.

Our in-house repair service is available for PAK MARTIN brand instruments as well as other brand name instruments. Often times an instrument that is damaged beyond repair can be modified to utilize for another purpose. Our turn around time is one of the quickest in the industry.

In order to allow the doctor the opportunity to evaluate instruments, we have a 30 day no risk trial policy. Instruments can be returned, exchanged, or purchased during this period. All instruments are guaranteed against material or manufacturers defects for the life of the instrument.

CATCH US ON

+92302 8610006

INFO@PAKMARTIN.COM

WWW.PAKMARTIN.CO



**NOUL MORE BEHIND TOTAL PETROL PUMP
WAZIRABAD ROAD SIALKOT 51310 PAKISTAN**




PAK MARTIN

OPHTHALMIC
SURGICAL
INSTRUMENTS




PAK MARTIN
INTERNATIONAL

		Kapitel Chapter Capítulo Chapitre	Seite Page Pagina Page
	1	Lidsperrer & Retraktoren Speculas & Retractors Blefaróstatos y retractores Blépharostat et ecarteur	7
	2	Scharfe Instrumente Sharp instruments Instrumentos cortantes Instruments tranchants	35
	3	Spatel & Manipulatoren Spatulas & Manipulators Espatulas y manipuladores Spatules et manipulateurs	59
	4	Pinzetten Forceps Pinzas Pinces	85
	5	Scheren Scissors Tijeras Ciseaux	131
	6	Titaninstrumente Titanium instruments Instrumentos titanio Instruments titane	153
	7	Nadelhalter Needle holders Porta-agujas Porte-aiguilles	165

	Kapitel Chapter Capítulo Chapitre	Seite Page Pagina Page
	8 Tränenweg Instrumente Verschiedene Instrumente Lachrymal instruments Miscellaneous instruments Instrumentos para lacrimal Instrumentos diversos Instruments des voies lacrymales Instruments divers	177
	9 Mess- & Markierinstrumente Measuring & Marking instruments Compás y marcadores Compas et marqueurs	187
	10 Kanülen Cannulas Cánulas Canules	197
	11 Sterilisierbehälter Sterilizing cases Cajas para esterilización Boîtes de stérilisation	213
	12 Sachwortregister, alphabetisch Alphabetical index Indice alfabético Index alphabétique	217



PAK MARTIN
INTERNATIONAL



1

Lidsperrer & Retraktoren
Speculas & Retractors
Blefaróstatos y retractores
Blépharostat et ecarteur



PM-1010 Williams
Lidsperrer, für Erwachsene
Eye speculum, adult size
Blefaróstato, para adultos
Blépharostat, pour adultes



PM-1015 Lester-Burch
Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstato
Blépharostat



PM-1025 Clark
Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstato
Blépharostat


PM-1011 Williams
Lidsperrer, für Kinder
Eye speculum, child size
Blefaróstato, para niños
Blépharostat, pour enfants



PM-1005 Barrett
Lidsperrer, 15 mm
nasale Biegung
Eye speculum, 15 mm
for nasal placement
Blefaróstato, 15 mm
para incisiones temporales
Blépharostat, 15 mm
pour incisions temporales



PM-1035 Lancaster
Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstato
Blépharostat




PM-1037 Corcelle
Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstato
Blépharostat



PM-1040 Mellinger

Lidsperrer, volle Blätter
Eye speculum, solid blades
Blefaróstato, macizo
Blépharostat, plein




PM-1040A Mellinger

Lidsperrer, volle Blätter, für Kinder
Eye speculum, solid blades, for children
Blefaróstato, macizo, para niños
Blépharostat, plein, pour enfants




PM-1041 Mellinger

Lidsperrer, gefenstert
Eye speculum, fenestrated
Blefaróstato, fenestrado
Blépharostat, fenêtré



PM-1041A Mellinger

Lidsperrer, gefenstert,
für Kinder
Eye speculum, fenestrated,
for children
Blefaróstato, fenestrado,
para niños
Blépharostat, fenêtré,
pour enfants



PM-1044 Mellinger

Lidsperrer,
15 mm, offene Valve
Eye speculum,
15 mm, open valve
Blefaróstato,
palas abiertas de 15 mm
Blépharostat,
oreilles ouvertes de 15 mm



PM-1045 Weiss

Lidsperrer, gefenstert, für Erwachsene
Eye speculum, fenestrated, adult size
Blefaróstato, fenestrado, para adultos
Blépharostat, fenêtré, pour adultes



PM-1047 Weiss


Lidsperrer, volle Blätter, für Erwachsene
Eye speculum, solid blades, adult size
Blefaróstato, macizo, para adultos
Blépharostat, plein, pour adultes

PM-1046 Weiss

Lidsperrer, gefenstert, für Kinder
Eye speculum, fenestrated, child size
Blefaróstato, fenestrado, para niños
Blépharostat, fenêtré, pour enfants

PM-1048 Weiss

Lidsperrer, volle Blätter, für Kinder
Eye speculum, solid blades, child size
Blefaróstato, macizo, para niños
Blépharostat, plein, pour enfants




PM-1049 Kratz-Barraquer

Lidsperrer, groß,
starker Draht
Eye speculum, large,
heavy wire
Blefaróstato, grande,
alambre fuerte
Blépharostat, grand,
ressort fort



PM-1049N Kratz-Barraquer


Lidsperrer, groß,
starker Draht, temporal
Eye speculum, large,
heavy wire, temporal
Blefaróstato, grande,
alambre fuerte, temporal
Blépharostat, grand,
ressort fort, temporal



PM-1050R Kratz


Drahtlidsperrer,
nasale Biegung
Wire Eye Speculum,
for nasal placement
Blefarostat oblicuo,
para incisiones temporales
Blépharostat, grand, standard,
pour incisions temporales

PM-1050 Standard | standard
standard | standard



PM-1051 Kratz-Barraquer

Lidsperrer, klein, Standard
Eye speculum, small, standard
Blefaróstat, pequeño, standard
Blépharostat, petit, standard



PM-1051A Kratz-Barraquer

Lidsperrer, klein, Standard
Eye speculum, small, standard
Blefaróstat, pequeño, standard
Blépharostat, petit, standard



PM-1066A Barraquer-Oosterhuis

Lidsperrer, volle Blätter,
verstellbar
Eye speculum, solid blades,
adjustable
Blefaróstat, macizo,
ajustable
Blépharostat, plein,
ajustable




PM-1066B Barraquer-Oosterhuis

Lidsperrer, volle Blätter,
verstellbar, für Kinder
Eye speculum, solid blades,
adjustable, baby size
Blefaróstat, macizo,
ajustable, para niños
Blépharostat, plein,
ajustable, pour enfants



PM-1066C Neuhann

Lidsperrer, volle Blätter,
verstellbar
Eye speculum, solid blades,
adjustable
Blefaróstat, macizo,
ajustable
Blépharostat, plein,
ajustable




PM-1067A Barraquer-Oosterhuis

Lidsperrer, gefenstert,
verstellbar
Eye speculum, fenestrated,
adjustable
Blefaróstat, fenestrado,
ajustable
Blépharostat, fenêtré,
ajustable




PM-1067B Barraquer-Oosterhuis

Lidsperrer, gefenstert,
verstellbar, für Kinder
Eye speculum, fenestrated,
adjustable, baby size
Blefaróstat, fenestrado,
ajustable, para niños
Blépharostat, fenêtré,
ajustable, pour enfants



PM-1068 Barraquer-Oosterhuis-Kratz

Lidsperrer, gefenstert,
verstellbar
Eye speculum, fenestrated,
adjustable
Blefaróstat, fenestrado,
ajustable
Blépharostat, fenêtré,
ajustable



PM-1058A

Barraquer

Lidsperrer, für Erwachsene
Eye speculum, adult size
Blefaróstat, para adultos
Blépharostat, pour adultes




PM-1058B

für Kinder
child size
para niños
pour enfants



PM-1058C

für Säuglinge
baby size
para niños de pecho
pour bébés




PM-1058D

für Frühgeborene
for premature infants
para niño prematuro
pour bébés prématuré


PM-1058A-0.9 Barraquer

Lidsperrer, für Erwachsene,
starker Draht
Eye speculum, adult size,
heavy wire
Blefaróstat, para adultos,
alambre fuerte
Blépharostat, pour adultes,
ressort fort



PM-1058AR Barraquer

Drahtlidsperrer, nasale Biegung
Wire eye speculum, for nasal placement
Blefarostato oblícuo, para incisiones temporales
Blépharostat pour adultes, pour incisions temporales



PM-1001A

Barraquer


Lidsperrer, 15 mm
Eye speculum, 15 mm
Blefaróstat, 15 mm
Blépharostat, 15 mm



PM-1001AR

Barraquer

Lidsperrer, 15 mm
nasale Biegung
Eye speculum, 15 mm
for nasal placement
Blefaróstat, 15 mm
para incisiones temporales
Blépharostat, 15 mm
pour incisions temporales



PM-1001B

Barraquer

Lidsperrer, 10 mm
Eye speculum, 10 mm
Blefaróstat, 10 mm
Blépharostat, 10 mm




PM-1059 Barraquer

Lidsperrer, volle Blätter
Eye speculum, solid blades
Blefaróstat, macizo
Blépharostat, plein




PM-1059A Barraquer

Lidsperrer, volle Blätter, klein
Eye speculum, solid blades, small
Blefaróstat, macizo, pequeño
Blépharostat, plein



PM-1012A McIntyre

Drahtlidsperrer, 13 mm
Wire speculum, 13 mm
Blefaróstat, 13 mm
Blépharostat, 13 mm



PM-1012B McIntyre

Drahtlidsperrer,
geschlossene Valve, 13 mm
Wire speculum,
closed wire, 13 mm
Blefaróstat, 13 mm
Blépharostat, 13 mm



PM-1062 Kratz

Lidsperrer, Standard
Eye speculum, standard
Blefaróstat, standard
Blépharostat, standard

PM-1062A starker Draht | alambre fuerte
heavy wire | ressort fort



PM-1063L Kratz

Lidsperrer, Standard
für das linke Auge
Eye speculum, standard
for the left eye
Blefaróstat, standard
para el ojo izquierdo
Blépharostat, standard
pour l'œil gauche




PM-1063R Kratz

Lidsperrer, Standard
für das rechte Auge
Eye speculum, standard
for the right eye
Blefaróstat, standard
para el ojo derecho
Blépharostat, standard
pour l'œil droit




PM-1098 Alfonso


Lidsperrer für Neugeborene,
5 / 8 mm Valve
Eye speculum for new born
babies, 5 / 8 mm open blades
Blefaróstat, para niños de
pecho, 5 / 8 mm
Blépharostat, pour bébés,
5 / 8 mm




PM-1052 Liebermann
Lidsperrer, K-wire
Eye speculum, K-wire
Blefaróstato, K-wire
Blépharostat, K-wire




PM-1052A Liebermann
Lidsperrer, K-wire
für Kinder
Eye speculum, K-wire,
for children
Blefaróstato, K-wire,
para niños
Blépharostat, K-wire,
pour enfants




PM-1052N Liebermann
Lidsperrer, K-wire,
nasale Biegung
Eye speculum, K-wire,
for nasal placement
Blefaróstato, K-wire,
para incisiones temporales
Blépharostat, K-wire,
pour incisions temporales




PM-1052S Liebermann
Lidsperrer, K-wire, gerade
Eye speculum, K-wire, straight
Blefaróstato, K-wire, recta
Blépharostat, K-wire, droit



PM-1053 Liebermann
Lidsperrer, V-wire
Eye speculum, V-wire
Blefaróstato, V-wire
Blépharostat, V-Wire




PM-1019 Wiltfang
Lidsperrer, gefenstert
Eye speculum, fenestrated
Blefaróstato, fenestrado
Blépharostat, fenêtré




PM-1054 Liebermann

Lidsperrer, volle Blätter
Eye speculum, solid blades
Blefaróstató, macizo
Blépharostat, plein




PM-1054A Liebermann

volle Blätter, für Kinder
solid blades, for children
macizo, para niños
plein, pour enfants



PM-1054N Liebermann

volle Blätter,
nasale Biegung
solid blades,
for nasal approach
macizo, para
incisiones temporales
plein, pour
incisions temporales



PM-1056 Kershner

Lidsperrer, gefenstert
Eye speculum, fenestrated
Blefaróstato, fenestrado
Blépharostat, fenêtré



PM-1057 Kershner

Lidsperrer, volle Blätter,
nasal & temporal
Eye speculum, solid blades,
for nasal and temporal
placement
Blefaróstato, macizo,
para la colocación nasal
y temporal
Blépharostat, plein,
pour placement nasal
et temporal




PM-1008 Pley

Lidsperrer, volle Blätter,
nasal & temporal
Eye speculum, solid blades,
for nasal and temporal
placement
Blefaróstato, macizo,
para la colocación nasal
y temporal
Blépharostat, plein,
pour placement nasal
et temporal




PM-1064 Thorlakson

Lidsperrer, O-wire
Eye speculum, O-wire
Blefaróstato, O-wire
Blépharostat, O-wire



PM-1082 Lidsperrer, dreifach Stütze
Eye speculum, triple post
Blefaróstato, triple post
Blépharostat, triple post



PM-1083 Liebermann
Lidsperrer, mit Ohr
zur Fadenfixierung
Eye speculum, with
traction suture anchor posts
Blefaróstato con ancalajes
para sutura
Blépharostat avec des
acres de suture



PM-1084 Sharawy
Lidsperrer, mit Ohr
zur Fadenfixierung
Eye speculum, with
traction suture anchor posts
Blefaróstato con ancalajes
para sutura
Blépharostat avec des
acres de suture



PM-1055 Sauer
Lidsperrer, für Kinder
Eye speculum, child size
Blefaróstato, para niños
Blépharostat, pour enfants



PM-1055A Sauer
Lidsperrer,
für Säuglinge
Eye speculum,
baby size
Blefaróstato,
para niños de pecho
Blépharostat,
pour bébés



PM-1074 Frankel
Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstato
Blépharostat




PM-1020 Liebermann
Lidsperrer mit
Aspiration, K-wire
Eye speculum
with aspiration, K-wire
Blefaróstato
con aspiración, K-wire
Blépharostat
avec aspiration, K-wire




PM-1021 Liebermann
Lidsperrer mit
Aspiration, V-wire
Eye speculum
with aspiration, V-wire
Blefaróstato
con aspiración, V-wire
Blépharostat
avec aspiration, V-wire



PM-1022 Wiltfang
Lidsperrer
mit Aspiration
Eye speculum
with aspiration
Blefaróstato
con aspiración
Blépharostat
avec aspiration



PM-1060 Murdock
Lidsperrer, für Erwachsene
Eye speculum, adult size
Blefaróstato, para adultos
Blépharostat, pour adultes



PM-1061 Murdock
Lidsperrer, für Kinder
Eye speculum, child size
Blefaróstato, para niños
Blépharostat, pour enfants




PM-1070 Cook
Lidsperrer, groß, 15 mm
Eye speculum, large, 15 mm
Blefaróstato, grande, 15 mm
Blépharostat, grand, 15 mm



PM-1071 Cook
Lidsperrer, mittel, 11 mm
Eye speculum, medium, 11 mm
Blefaróstato, mediano, 11 mm
Blépharostat, moyen, 11 mm



PM-1072 Cook
Lidsperrer, klein, 7.5 mm
Eye speculum, small, 7.5 mm
Blefaróstato, pequeño, 7.5 mm
Blépharostat, petit, 7.5 mm



PM-1073 Cook
Lidsperrer, für Säuglinge, 5 mm
Eye speculum, baby size, 5 mm
Blefaróstato, para niños de pecho, 5 mm
Blépharostat, pour bébés, 5 mm



PM-1078L Bangerter

Lidsperrer, links
Eye speculum, left
Blefaróstato, izquierdo
Blépharostat, gauche



PM-1094 Castroviejo

Lidsperrer, mittel, 16 mm
Eye speculum, medium, 16 mm
Blefaróstato, mediano, 16 mm
Blépharostat, moyen, 16 mm



PM-1095 Castroviejo

Lidsperrer, klein, 14 mm
Eye speculum, small, 14 mm
Blefaróstato, pequeño, 14 mm
Blépharostat, petit, 14 mm

PM-1078R Bangerter

Lidsperrer, rechts
Eye speculum, right
Blefaróstato, derecho
Blépharostat, droite


PM-1096 Castroviejo

Lidsperrer, mittel, 16 mm
Eye speculum, medium, 16 mm
Blefaróstato, mediano, 16 mm
Blépharostat, moyen, 16 mm



PM-1099 Shapira

Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstato
Blépharostat




PM-1105 Axenfeld


Wundspreizer für den Tränensack
Lacrimal sack retractor
Separador para el saco lacrimal
Ecarteur pour le sac lacrymal

PM-1097 Castroviejo


Lidsperrer, groß, 18 mm
Eye speculum, large, 18 mm
Blefaróstato, grande, 18 mm
Blépharostat, grand, 18 mm



PM-1100 Agricola
Wundspreizer
für den Tränensack
Lacrimal sack retractor
Separador para
el saco lacrimal
Ecarteur pour le
sac lacrymal



PM-1110 Goldstein
Wundspreizer
für den Tränensack
Lacrimal sack retractor
Separador para
el saco lacrimal
Ecarteur pour le
sac lacrymal



PM-1115 Mueller
Wundspreizer
für den Tränensack
Lacrimal sack retractor
Separador para
el saco lacrimal
Ecarteur pour le
sac lacrymal



PM-1120 Stevenson
Wundspreizer
für den Tränensack
Lacrimal sack retractor
Separador para
el saco lacrimal
Ecarteur pour le
sac lacrymal



PM-1121 Heiss
Wundspreizer
für den Tränensack, stumpf
Lacrimal sack retractor, blunt
Separador para
el saco lacrimal, romo
Ecarteur pour le
sac lacrymal, mousse



PM-1122 Heiss
Wundspreizer
für den Tränensack, scharf
Lacrimal sack retractor, sharp
Separador para
el saco lacrimal, agudo
Ecarteur pour le sac lacrymal,
tranchant



PM-1125 Jaffe

Lidhalter, groß, Paar
Lid retractor, large, pair
Retractor para párpados, grande, un par
Ecarteur de paupières, fenêtré, grand, pair

PM-1126 Jaffe

Lidhalter, klein, Paar
Lid retractor, small, pair
Retractor para párpados, pequeño, un par
Ecarteur de paupières, fenêtré, petit, pair



PM-1128 Desmarres

Lidhalter, Kinder, 8.7 mm
Lid retractor, infant, 8.7 mm
Retractor para párpados, para niños, 8.7 mm
Ecarteur de paupières, pour enfants, 8.7 mm



PM-1130/1 Desmarres

Lidhalter, Größe 1, 12 mm
Lid retractor, size 1, 12 mm
Retractor para párpados, tam. 1, 12 mm
Ecarteur de paupières, plein, taille 1, 12 mm



PM-1130/2 Desmarres

Lidhalter, Größe 2, 14 mm
Lid retractor, size 2, 14 mm
Retractor para párpados, tam. 2, 14 mm
Ecarteur de paupières, plein, taille 2, 14 mm



PM-1130/3 Desmarres

Lidhalter, Größe 3, 16.5 mm
Lid retractor, size 3, 16.5 mm
Retractor para párpados, tam. 3, 16.5 mm
Ecarteur de paupières, plein, taille 3, 16.5 mm



PM-1130/4 Desmarres

Lidhalter, Größe 4, 19 mm
Lid retractor, size 4, 19 mm
Retractor para párpados, tam. 4, 19 mm
Ecarteur de paupières, plein, taille 4, 19 mm

Helveston



1/1

PM-1131/1

Retraktor, 7 mm
Retractor, 7 mm
Separador, 7 mm
Ecarteur, 7 mm

PM-1131/2

Retraktor, 9 mm
Retractor, 9 mm
Separador, 9 mm
Ecarteur, 9 mm

PM-1131/3

Retraktor, 11 mm
Retractor, 11 mm
Separador, 11 mm
Ecarteur, 11 mm

PM-1133

Gass

Sklera Marker 1.5 mm
Sclera marker 1.5 mm
Marcador para sclera 1.5 mm
Marqueur scléral 1.5 mm



1/1

Schepens

PM-1135/1

Lokalisator 8 mm
Localisator 8 mm
Localizador 8 mm
Dépresseur scléral 8 mm

PM-1135/2

Lokalisator 10 mm
Localisator 10 mm
Localizador 10 mm
Dépresseur scléral 10 mm

PM-1135/3

Lokalisator 12 mm
Localisator 12 mm
Localizador 12 mm
Dépresseur scléral 12 mm



1/1

PM-1139

Flynn

Sklera Depressor
Localisator
Localizador
Dépresseur scléral



1/1

PM-1136

Schocket

Lokalisator, doppelt
Localisator, double-ended
Localizador, doble
Dépresseur scléral, double



1/1

PM-1137

Laqua

Lokalisator, doppelt
Localisator, double-ended
Localizador, doble
Dépresseur scléral, double



1/1

PM-1138

Kreissig

Kombi-Deller, doppelseitig
Localizer, double ended
Localizador, doble
Dépresseur scléral, double



1/1

PM-1140

Jaeger

Lidplatte, Metall
Spatula, metal
Placa para párpados, de metal
Spatule, en métal



1/1

PM-1805/1

Guthrie

Doppelhåkchen,
scharf, Fig. 1

Fixation hook, double,
sharp, fig. 1

Gancho doble para fijación,
agudo, tam. 1

Crochet double à fixation, pointu, fig. 1



1/1

PM-1805/2

Guthrie

Doppelhåkchen,
scharf, fig. 2

Fixation hook, double,
sharp, fig. 2

Gancho doble para fijación,
agudo, tam. 2

Crochet double à fixation, pointu, fig. 2



1/1

PM-1810

Fink

Muskelhaken, scharf
Oblique muscle hook, sharp
Gancho muscular, agudo
Crochet musculaire, pointu



1/1

PM-1860

Beehler

Pupillendilatator, 20 ga, gerade, 1 Arm für 2-Punkt Dilatation
Small pupil dilator, 20 ga, straight, 1 finger for 2 point dilation
Dilatador de pupila, 20 ga, recto, dos puntos de delatación
Dilatateur de pupille, 20 ga, droit, deux points de dilatation



1/1

PM-1861

Beehler

Pupillendilatator, 18 ga, gerade, 2 Arme für 3-Punkt Dilatation
Small pupil dilator, 18 ga, straight, 2 fingers for 3 point dilation
Dilatador de pupila, 18 ga, curvo, 3 puntos de delatación
Dilatateur de pupille, 18 ga, courbe, 3 points de dilatation



1/1

PM-1862

Beehler

Pupillendilatator, 16 ga, gebogen, 3 Arme für 4-Punkt Dilatation
Small pupil dilator, 16 ga, curved, 3 fingers for 4 point dilation
Dilatador de pupila, 16 ga, curvo, 4 puntos de delatación
Dilatateur de pupille, 16 ga, courbe, 4 points de dilatation



1/1



PM-1820

Rollet

Tränensackhäkchen, scharf
Hook for lacrimal sack, sharp
Gancho para el saco lacrimal, agudo
Crochet pointu pour le sac lacrymal

1/1



PM-1821

Rollet

Tränensackhäkchen, stumpf
Hook for lacrimal sack, blunt
Gancho para el saco lacrimal, romo
Crochet mousse pour le sac lacrymal

1/1



PM-1825

Aubaret

Tränensackhäkchen, scharf
Hook for lacrimal sack, sharp
Gancho para el saco lacrimal, agudo
Crochet pointu pour le sac lacrymal

1/1



Axenfeld

Haken, 2 Zinken,
Hook, 2 prongs
Gancho, con 2 púas
Crochet, à 2 griffes



1/1

PM-1830

scharf | agudo
sharp | pointu

PM-1832

stumpf | romo
blunt | mousse

Axenfeld

Haken, 3 Zinken,
Hook, 3 prongs
Gancho, con 3 púas
Crochet, à 3 griffes



1/1

PM-1840

scharf | agudo
sharp | pointu

PM-1842

stumpf | romo
blunt | mousse

Axenfeld

Haken, 4 Zinken,
Hook, 4 prongs
Gancho, con 4 púas
Crochet, à 4 griffes



1/1

PM-1840/4

scharf | agudo
sharp | pointu


PM-1842/4

stumpf | romo
blunt | mousse

PM-1845

Paul

Wundhaken, stumpf
Retractor, blunt
Separador, romo
Ecarteur, mousse



1/1

Jameson

Schielhaken
Strabismus hook
Gancho para estrabismo
Crochet à strabisme



1/1

PM-1890

klein | pequeño
small | petit

PM-1892

groß | grande
large | grand



1/1

PM-1900/1

Graefe

Schielhaken, Fig. 1
Strabismus hook, fig. 1
Gancho para estrabismo, tam. 1
Crochet à strabisme, fig. 1



1/1

PM-1900/2

Schielhaken, Fig. 2
Strabismus hook, fig. 2
Gancho para estrabismo, tam. 2
Crochet à strabisme, fig. 2



1/1

PM-1900/3

Schielhaken, Fig. 3
Strabismus hook, fig. 3
Gancho para estrabismo, tam. 3
Crochet à strabisme, fig. 3



1/1

PM-1902

Schielhaken, 12 mm
Strabismus hook, 12 mm
Gancho para estrabismo, 12 mm
Crochet à strabisme, 12 mm



1/1

PM-1903

Gass

Häkchen bei Netzhautablösung, 13 mm, 1.5 mm ovales Loch
Retinal detachment hook, 13 mm, 1.5 mm oval hole
Gancho para desprendimiento de retina, 13 mm, abertura ovalado, 1.5 mm
Crochet à décollement de rétine, 13 mm, 1.5 mm trou ovale




1/1

PM-1905

Jaeger

Schielhaken
Strabismus hook
Gancho para estrabismo
Crochet à strabisme



1/1

PM-1912

Green

Schielhaken
Strabismus hook
Gancho para estrabismo
Crochet à strabisme



1/1

PM-1915

Culler

Muskelhaken
Rectus muscle hook
Gancho muscular
Crochet musculaire



1/1

PM-1920

Stevens

Tenotomiehäkchen
Tenotomy hook
Gancho para tenotomia
Crochet à ténotomie



1/1

Helveston

Schielhaken, fein
Muscle hook, delicate
Gancho de estrabismo, delicado
Crochet à strabisme, délicate



1/1

PM-1917

12 mm



1/1

PM-1916

10 mm



1/1

PM-1918

8 mm



1/1

PM-1919

Helveston

Häkchen, 6 mm

Teaser hook, 6 mm

Gancho de estrabismo muy delicado, 6 mm

Crochet à strabisme, 6 mm, fins



Helveston

Muskelhaken, sehr fein

Muscle hook, very delicate

Gancho para localizar muy delicado

Crochet musculaire, fins

PM-1921



PM-1922



Schielhaken mit Nut

Grooved strabismus hook with nut

Gancho para estrabismo con tuerca

Crochet à strabisme avec noix

PM-1895L

links | izquierda
left | droit

PM-1895R

rechts | derecha
right | gauche

Sautter

Orbitalspatel
Orbital spatula
Espátula orbital
Ecarteur-spatule orbitaire

PM-2105

12 mm



PM-2106

15 mm



PM-2107

18 mm



PM-2110

Schepens

Orbitalspatel
Orbital retractor
Retractor orbital
Ecarteur orbitaire




PM-2108

Giessen

Wundspatel
Spatula
Espátula
Spatule

Flieringa

Fixierring
Fixation ring
Anillo de fijación
Anneaux de fixation



PM-3234/1 14 mm

PM-3234/2 15 mm

PM-3234/3 16 mm

PM-3234/4 17 mm

PM-3234/5 18 mm

PM-3234/6 19 mm

PM-3234/7 20 mm

PM-3234/8 21 mm

PM-3234/9 22 mm

PM-3234/10 23 mm $\frac{1}{1}$

PM-3234/11 24 mm

Fine-Thornton

Fixierring
Fixation ring
Anillo de fijación
Anneau de fixation



PM-2595/1 13 mm

PM-2595/2 16 mm

PM-2596 Thornton

Fixierring, 16 mm, geschlossen
Fixation ring, 16 mm, closed
Anillo de fijación, 16 mm, cerrado
Anneau de fixation, 16 mm, fermé



PM-2597 Hofmann-Thornton

Fixierring, 16 mm, geschlossen
Fixation ring, 16 mm, closed
Anillo de fijación, 16 mm, cerrado
Anneau de fixation, 16 mm, fermé



PM-2598 Gimbel

LASIK Fixationsring, 13 mm
LASIK stabilization ring, 13 mm
Anillo de fijación de LASIK, 13 mm
Anneau de fixation LASIK, 13 mm



PM-2599 Fixierring mit konzentrischen Riefen

Fixation ring with concentric grooves
Anillo de fijación con estrías concéntricas
Anneau de fixation avec rainure concentrique



PM-2607 Lu-Mendez

Mess- & Fixierring, i.D. 11 mm
Degree gauge and fixation ring, i.d. 11 mm
Instrumento de medición en grado y anillo de fijación, diámetro interior 11 mm
Anneau de fixation, diamètre intérieur 11 mm





PM-7200


Krumeich

Saugring zur Fixierung des Auges
Außendurchmesser: 18 mm
Innendurchmesser: 11 mm
Markierungen bei 0°, 90°, 180° und 270°

Vacuum fixation ring
Outer diameter: 18 mm
Inner diameter: 11 mm
Marking on 0°, 90°, 180° and 270°

Anillo de succión para fijación del ojo
Diámetro exterior: 18 mm
Diámetro interior: 11 mm
Marcación en 0°, 90°, 180° y 270°

Anneau de succion pour fixer de l'œil
Diamètre extérieur: 18 mm
Diamètre intérieur: 11 mm
Marquage en 0°, 90°, 180° et 270°



Der LASIK Saugring verhindert die Entstehung von Aberrationen

Die Entstehung von Aberrationen höherer Ordnung (HOA) scheint ein häufig vorkommendes und nicht vom Chirurgen vermeidbares, unerwünschtes Ergebnis zu sein. Die Induktion solcher, vorher nicht erkennbarer HOAs ist nicht davon abhängig, ob ein mechanisches Mikrokeratom oder der Femto-Laser für den Flapschnitt verwendet wurde. Sie entstehen sowohl bei Excimer Laser mit 200 Hz als auch bei den neuesten Modellen von 500-700 Hz.

HOAs entstehen immer bei Sakaden oder auch nur bei plötzlichen und spontanen, schnellen Augenbewegungen. Diese Bewegungen sollten vom Tracker kompensiert werden. Wie jedoch Dr. Krumeich nach verschiedenen Tests festgestellt hat, ist die einzige Möglichkeit HOAs zuverlässig zu vermeiden, die mechanische Fixierung des Auges.

Durch die Fixierung mit dem Krumeich Saugring wird der intraokulare Druck nicht erhöht. Insoweit wird auch die Blutzufuhr nicht gestoppt und keine venöse Stauung verursacht. Jeder Ring, der nach dem Barraquer-Prinzip aufgebaut ist, erhöht den intraokularen Druck auf ca. 60 mm Hg und stoppt die Blutzufuhr. Solche Ringe dürfen also nicht verwendet werden.

Der Krumeich Saugring ist mit einem Innendurchmesser von 11 mm so dimensioniert, dass er den Ablauf des Lasers nicht stört. Der Ring wird mit 400-600 mm Hg nach der Flapentstehung aufgesetzt und während der Eximer-Behandlung per Hand fixiert.

LASIK-Suction-Ring to avoid aberrations

The appearance of higher-order (HOA) aberrations seems to be a common and not avoidable and unwanted result during LASIK procedures. The induction of such, not previously detectable HOAs, does not depend on whether a mechanical microkeratome or femto-laser was used to cut the flap. It accrues by using excimer-lasers with 200 Hz, as well as with the latest models of 500-700 Hz.

HOAs appear when saccades of spontaneous rapid eye movements are reported during the operation. These movements should be compensated by the tracker, but according to several tests of Dr. Krumeich, the only reliable method to avoid HOAs is a mechanical fixation of the eye. The fixation with the Krumeich suction ring does not increase the intraocular pressure. In this respect, also the blood supply is not stopped or a venous stasis is not caused.

A fixation ring which is built according to the principle of the Barraquer increases intraocular pressure to approximately 60 mm hg and stops the blood flow for the time of the intake. Such a ring is not suitable for fixation.

The Krumeich suction ring has a inner diameter of 11 mm, so that it doesn't bother the trace of the laser. The ring is placed after creating the flap and manually fixed with vacuum of 400-600 mbar.



PAK MARTIN
INTERNATIONAL



2

Scharfe Instrumente
Sharp Instruments
Instrumentos Cortantes
Instruments Tranchants

Augenskalpell, geballt
Eye scalpel, bellied
Bisturi hoja, convexa
Bistouri, convexe



1/1

PM-1200/1 Fig. 1



1/1

PM-1200/2 Fig. 2



1/1

PM-1212 Chalazionsmesser, fein
Chalazion knife, delicate
Bisturi de chalazi3n, delicado
Bistouri 3 chalazion, fin



1/1

Graefe

Skarifikateur
Scarifier
Escarificador
Scarificateur pour le sac lacrymal



PM-1235/1 Fig. 1



PM-1235/2 Fig. 2



PM-1235/3 Fig. 3



PM-1250 Pterygiummesser
Pterygium knife
Cuchillo para pterigión
Couteau pour ptérygion



Graefe

Starmesser
Cataract knife
Cuchillo para cataratas
Couteau à cataracte



PM-1300/1 Fig. 1



PM-1300/2 Fig. 2



PM-1360 Wheeler
Diszissionsmesser
Discission knife
Cuchillo para discisión
Couteau à dissection



Ziegler

Diszisionsmesser
Discission knife
Cuchillo para discisión
Couteau pour l'iris



1/1

PM-1500/1 Fig. 1



1/1

PM-1500/2 Fig. 2



1/1

PM-1500/3 Fig. 3



1/1

PM-1530

Barkan

Goniotomiemesser
Goniotomy knife
Cuchillo para goniotomia
Couteau pour goniotomie



1/1

PM-1535

Sato

Hornhautmesser, gerade
Corneal knife, straight
Queratótomo, recto
Couteau pour la cornée, droit



1/1

PM-1600 Tooke
Hornhautmesser
Corneal knife
Queratótomo
Couteau pour la cornée



1/1

PM-1602 Johnson-Tooke
Hornhautmesser
Corneal knife
Queratótomo
Couteau pour la cornée



1/1

PM-1605 Gill
Hornhautmesser
Corneal knife
Queratótomo
Couteau pour la cornée



1/1

PM-1610 Paton
Hornhautdissektor
Corneal dissector
Disecador para la córnea
Dissecteur pour la cornée



1/1

Kuhnt
Hornhautschaber
Corneal scarifier
Legra para la córnea
Rugine pour la cornée



1/1

PM-1615/1 Fig. 1



1/1

PM-1615/2 Fig. 2



1/1

PM-1615/3 Fig. 3



1/1

PM-1615/4 Fig. 4



1/1

PM-1650 Starnadel, gerade
Cataract needle, straight
Aguja para catarata, recta
Aiguille à cataracte, droite



1/1

PM-1670

Bowman

Diszissionsnadel, gerade
Discission needle, straight
Aguja para discisión, recta
Aiguille à dissection, droite



1/1

PM-1700

Fremdkörpernadel, gerade

Foreign-body needle, straight
Aguja para cuerpos extraños, recta
Aiguille à corps étrangers, droite



1/1

PM-1702

Fremdkörpernadel, gebogen

Foreign-body needle, curved
Aguja para cuerpos extraños, curva
Aiguille à corps étrangers, courbe



1/1

PM-1704

Levinson

Fremdkörpernadel
Foreign-body needle
Aguja para cuerpos extraños
Aiguille à corps étrangers



1/1

PM-1715

Fremdkörpernadel, Schweizer Modell

Foreign-body needle, Swiss model
Aguja para cuerpos extraños, modelo suizo
Aiguille à corps étrangers, modèle suisse



1/1

PM-1730

Walton

Hohlmeissel für Fremdkörper
Foreign-body gouge
Gubia para cuerpos extraños
Gouge à corps étrangers



1/1

PM-1740

Plange

Fremdkörpernadel,
Foreign-body needle
Aguja para cuerpos extraños
Aiguille à corps étrangers



1/1

PM-1742

La Force

Fremdkörperninstrument
Foreign-body spud
Instrumento para cuerpos extraños
Aiguille à corps étrangers



1/1

PM-1743

Golf Club

Fremdkörpernadel, runde Spitze
Foreign-body spud, round tip
Aguja para cuerpos extraños
Aiguille à corps étrangers, bout arrondi



1/1

PM-1744

Francis

Fremdkörperninstrument
Foreign-body spud
Instrumento para cuerpos extraños
Aiguille à corps étrangers



1/1

PM-1745

Corbett

Fremdkörpernadel
Foreign-body needle
Aguja para cuerpos extraños
Aiguille à corps étrangers



1/1

PM-1752

Nadel und Hohlmeißel, zum Schieben, runde Hülse
Needle and gouge, in round metal sliding handle
Aguja y gubia con mango redondo corredizo de metal
Aiguille et gouge à manche métal rond à glissière



1/1

PM-1753

Nadel und Plangehebel, zum Schieben, runde Hülse
Needle and foreign-body needle, with round metal sliding handle
Aguja y aguja para cuerpos extraños con mango redondo corredizo de metal
Aiguille et aiguille à corps étrangers à manche métal rond à glissière



1/1

PM-1760

Nadel und Hohlmeißel, zum Schieben, flache Hülse
Needle and gouge, with flat metal sliding handle
Aguja y aguja con mango plano corredizo de metal
Aiguille et gouge à manche métal plat à glissière



1/1

PM-1770


Nadel und scharfer Löffel, zum Schieben, runde Hülse
Needle and curette, with round metal sliding handle
Aguja y cucharilla cortante con mango plano corredizo de metal
Aiguille et curette tranchante à manche métal rond à glissière



1/1

PM-1780

Nadel und Hohlmeißel in Umsteckhülse
Needle and gouge in reversible handle
Aguja y gubia reversible, con rosca
Aiguille et gouge, se dévissant,
rentrant dans le manche



1/1

Hebra

Chalazionslöffel
Chalazion curette
Cucharilla para chalazion
Curette á chalazion, tranchante



1/1

PM-2120/1 Fig. 1



1/1

PM-2120/2 Fig. 2



1/1

PM-2120/3 Fig. 3



1/1



Meyhoefer

Chalazionslöffel, scharf

Chalazion curette, sharp

Cucharilla para chalazion, cortante

Curette á chalazion tranchante

1/1

PM-2140 1.0 mm



1/1

PM-2140/0 0.5 mm



1/1



Meyhoefer

Chalazionslöffel, scharf

Chalazion curette, sharp

Cucharilla para chalazion, cortante

Curette á chalazion tranchante

1/1

PM-2150/00 Fig. 00
1.5 mm



1/1

PM-2150/0 Fig. 0
2.0 mm



1/1

PM-2150/1 Fig. 1
2.5 mm



1/1

PM-2150/2 Fig. 2
3.0 mm



1/1

PM-2150/3 Fig. 3
3.5 mm



1/1

PM-2150/4 Fig. 4
4.0 mm



1/1



PM-2180 Axenfeld

Chalazions-Doppellöffel, scharf

Chalazion curette, double, sharp

Cucharilla para chalazion, doble, cortante

Curette á chalazion, tranchante, double

1/1



1/1

Bunge

Excenterationslöffel, scharf

Evisceration spoon, sharp

Cucharilla para evisceración, cortante

Curette pour éviscération

PM-2165/1 Fig. 1
6 mm



1/1

PM-2165/2 Fig. 2
7 mm



1/1

PM-2165/3 Fig. 3
8,5 mm



1/1

PM-2165/4 Fig. 4
10 mm



1/1

PM-2080

Graefe

Starlöffel

Lens spoon

Cucharilla para catarata

Curette á cataracte



1/1

Daviel

Starlöffel

Lens spoon

Cucharilla para catarata

Curette pour cataracte



1/1

PM-2085/1 Fig. 1



1/1

PM-2085/2 Fig. 2



1/1

PM-2580



Barraquer

Keratoplastikmesser,
birnenförmig

Keratoplasty knife,
pear-shaped

Cuchillo para queratoplastia,
forma pera

Couteau pour kératoplastie,
en poire



1/1

PM-2582

Barraquer

Keratoplastikmesser,
7 × 1.0 mm

Keratoplasty knife,
7 × 1.0 mm

Cuchillo para queratoplastia,
7 × 1.0 mm

Couteau pour kératoplastie,
7 × 1.0 mm



1/1

PM-2584

Paufique

Keratoplastikmesser

Keratoplasty knife

Cuchillo para queratoplastia

Couteau pour kératoplastie



1/1

Castroviejo

Hornhauttrephine

Corneal trephine

Trépano para la córnea

Trepan cornéen



1/1

PM-2550/1 5.0 mm

PM-2550/2 5.5 mm

PM-2550/3 6.0 mm

PM-2550/4 6.5 mm

PM-2550/5 7.0 mm

PM-2550/6 7.5 mm

PM-2550/7 8.0 mm

PM-2550/8 8.5 mm

PM-2550/9 9.0 mm

PM-2550/10 9.5 mm

PM-2550/11 10.0 mm

PM-2550/12 11.0 mm




Hornhauttrephine
Corneal trephine
Trépano para la córnea
Trepan cornéen



1/1

zu verwenden mit
to be used with
para usar con
adaptée à

Trephinengriff
Trephine handle
Mango para trépano
Poignée de trépan



1/1

PM-2560/002	3.0	mm	—
PM-2560/001	3.25	mm	—
PM-2560/09	3.5	mm	—
PM-2560/08	3.75	mm	—
PM-2560/07	4.0	mm	—
PM-2560/06	4.25	mm	—
PM-2560/05	4.5	mm	—
PM-2560/04	4.75	mm	—
PM-2560/03	5.0	mm	—
PM-2560/02	5.25	mm	—
PM-2560/01	5.5	mm	—
PM-2560/0	5.75	mm	—
PM-2560/1	6.0	mm	PM-2561/1 6.0 mm
PM-2560/2	6.25	mm	PM-2561/2 6.25 mm
PM-2560/3	6.5	mm	PM-2561/3 6.5 mm
PM-2560/4	6.75	mm	PM-2561/4 6.75 mm
PM-2560/5	7.0	mm	PM-2561/5 7.0 mm
PM-2560/6	7.25	mm	PM-2561/6 7.25 mm
PM-2560/7	7.5	mm	PM-2561/7 7.5 mm
PM-2560/8	7.75	mm	PM-2561/8 7.75 mm
PM-2560/9	8.0	mm	PM-2561/9 8.0 mm
PM-2560/10	8.25	mm	PM-2561/10 8.25 mm
PM-2560/11	8.5	mm	PM-2561/11 8.5 mm
PM-2560/12	8.75	mm	PM-2561/12 8.75 mm
PM-2560/13	9.0	mm	PM-2561/13 9.0 mm
PM-2560/14	9.25	mm	PM-2561/14 9.25 mm

- PM-2562** Universal-Trephinengriff für PM-256/1 – H2560/9
Trepine handle for PM-256/1 – H2560/9
Mango para trépano para PM-256/1 – H2560/9
Poignée de trépan universel adaptée à la tête de trépan pour PM-256/1 – H2560/9



1/1

- PM-1280** Skalpellgriff Nr. 3
Scalpel handle No. 3
Mango de bisturí No. 3
Manches pour bistouris No. 3



1/1

- PM-1281** Skalpellgriff Nr. 7
Scalpel handle No. 7
Mango de bisturí No. 7
Manches pour bistouris No. 7



1/1

- PM-1290** Skalpellgriff, Mikro-Skalpellklingen
Scalpel handle, micro scalpel blades
Mango de bisturí, micro hojas de bisturí
Manches pour bistouris, micro lame de bistouris



1/1


- PM-1290A** Skalpellgriff, 13 cm, für Mikro-Skalpellklingen
Blade handle, 13 cm, for micro scalpel blades
Porta hojas, 13, para micro hojas de bisturí
Manches pour bistouris, 13 cm, pour micro lame de bistouris



1/1



PAK MARTIN
INTERNATIONAL



3

Spatel & Manipulatore
Spatulas & Manipulators
Espátulas & Manipuladores
Spatules & Manipulateurs

PM-1162

Mawas

Irisretraktor
Iris retractor
Retractor para iris
Rétracteur d'iris



Graether

Irisretraktor mit Kragenknopf
Iris retractor, collar button
Retractor para iris, botón en el cuello
Rétracteur d'iris, "bouton de col"

PM-1166A

abgewinkelt
angled
angulado
coudé



PM-1166

gerade
straight
recto
droit



Graefe

Irishäkchen
Iris hook
Gancho para iris
Crochet pour l'iris

PM-1800

scharf
sharp
agudo
pointu



PM-1802

stumpf
blunt
romo
mousse



PM-1804

Mikro-Irishäkchen, Modell Bonn
Mikro-iris hook, Bonn model
Micro-gancho para iris, modelo Bonn
Micro-crochet pour l'iris, modèle Bonn



PM-1960

Culler

Irisspatel, 1 mm
Iris spatula, 1 mm
Espátula para iris, 1 mm
Spatule pour l'iris, 1 mm



1/1

PM-1977

Culler

Irisspatel, 1.7 mm
Iris spatula, 1.7 mm
Espátula para iris, 1.7 mm
Spatule pour l'iris, 1.7 mm



1/1

Wecker

Irisspatel
Iris spatula
Espátula para iris
Spatule pour l'iris

PM-1970/1

Fig. 1
(1.6 mm)



1/1

PM-1970/2

Fig. 2
(2.7 mm)



1/1

PM-1982

Irisspatel, rund, 0.5 mm
Iris spatula, round, 0.5 mm
Espátula para iris, redonda, 0.5 mm
Spatule pour l'iris, rondé, 0.5 mm




1/1

PM-1992

Troutman-Barraquer

Irisspatel
Iris spatula
Espátula para iris
Spatule pour l'iris, manche court



1/1

Barraquer

Irisspatel, rund
Iris spatula, round
Espátula para iris, redonda
Spatule pour l'iris, rondé



1/1

PM-1993/1 0.50 mm

PM-1993/2 0.25 mm



Irisspatel für Vitrektomie & Synechia
Iris spatula for vitreous & synechia
Espátula para iris, vitre y sinequia
Spatule pour l'iris, vitré et synéchiés

PM-1998A 8 mm



1/1

PM-1998C 12 mm



1/1

PM-1998B 10 mm



1/1

PM-1998D 15 mm



1/1



1/1

PM-2095A

Phakospatel 8 mm
Phaco spatula, 8 mm
Espátula para phaco, 8 mm
Spatule pour phaco, 8 mm



PM-2095B 10 mm




1/1

PM-2095C 12 mm



1/1



1/1

Sinskey

Linsenhäkchen, 0.2 mm stumpf

Lens manipulation hook, 0.2 mm blunt tip

Gancho para manipulación de lente, 0.2 mm, romo

Crochet manipulateur à implant, 0.2 mm, mousse

PM-1971

gerade
 straight
 recto
 droit



1/1

PM-1971R

gerade
 straight
 recto
 droit



1/1

PM-1971A

abgewinkelt
 angled
 angulado
 coudé



1/1

PM-1971AR

abgewinkelt
 angled
 angulado
 coudé



1/1

PM-1973

Uthoff

Repositionshäkchen, 0.2 mm

Reposition hook, 0.2 mm

Gancho de reposición, 0.2 mm

Crochet à reposition, 0.2 mm



1/1

PM-1971B

Sinskey

Häkchen, 180° gedreht, abgewinkelt


Hook reversed, angled

Gancho de reposición, girado por 180°, angulado, roma

Crochet, retourné, coudé



1/1



PM-1979

Hirschmann

Linsenmanipulator, abgewinkelt
Lens manipulator, angled
Manipulador de lentes, angulado
Crochet manipulateur, coudé



PM-1975

Lewicky

Linsen Häkchen,
abgewinkelt, gebogen
0.15 mm stumpf
Lens manipulation hook,
angled, curved, 0.15 mm blunt tip
Gancho para manipulación de lente,
angulado, curvo, 0.15 mm, romo
Crochet manipulateur à implant,
angulé, courbe, 0.15 mm, mousse



PM-1978

Harris-Sinskey

Linsen Häkchen,
abgewinkelt, 0.25 mm stumpf
Lens manipulation hook,
angled, 0.25 mm blunt tip
Gancho para manipulación de lente,
angulado, 0.25 mm, romo
Crochet manipulateur à implant,
angulé, 0.25 mm, mousse



PM-1978R

Harris-Sinskey

I.O.L. Häkchen/ Linsen Häkchen,
abgewinkelt, 0.25 mm stumpf, Rundgriff
Lens manipulation hook,
angled, 0.25 mm blunt tip, round handle
Gancho para manipulación de lente,
angulado, 0.25 mm, romo, mango redondo
Crochet manipulateur à implant,
angulé, 0.25 mm, mousse, manche ronde



PM-1911

Hunkeler

Linsenkernmanipulator,
0.3 mm Halbkugelkopf, abgewinkelt
Nucleus manipulator,
0.3 mm hemi-ball tip, angled
Manipulador para núcleo de lente,
0.3 mm cabeza redonda, angulado
Crochet manipulateur,
0.3 mm embout olivaire, coudé



PM-1961

Jaffe-Bechert



Linsenkernrotator,
abgewinkelt, horizontal

Lens nucleus rotator,
angled, horizontal

Rotator para núcleo de lente,
angulado, horizontal

Crochet manipulateur de noyau,
coudé, mousse, horizontal



1/1

PM-1961A



abgewinkelt, vertikal
angled, vertical
angulado, vertical
coudé, vertical

PM-1962

Clayman



Linsenkernrotator,
abgewinkelt,
V-förmige Spitze

Lens nucleus rotator,
angled, V-shaped tip

Rotator para núcleo,
angulado, punta con forma de V

Crochet manipulateur de noyau,
coudé, extrémité en V



1/1

PM-1980

Pisacano



Linsenkernrotator, abgewinkelt, vertikal
Nucleus rotator, angled, vertical

Rotator para núcleo de lente, angulado, vertical

Rotateur pour cristallin, coudé, vertical



1/1

PM-1980A

Pisacano



Linsenkernrotierer, abgewinkelt, horizontal

Lens nucleus rotator, angled, horizontal

Rotator para núcleo de lente, angulado, horizontal

Crochet manipulateur de noyau, coudé, horizontal



1/1

PM-1925

Anis



Linsenkernmanipulator, 0.5 mm Kugelkopf

Nucleus manipulator, 0.5 mm ball tip

Manipulador para núcleo de lente, 0.5 mm cabeza redondo

Crochet manipulateur, 0.5 mm embout olivaire



1/1

PM-1925A

Anis



Linsenkernmanipulator, 0.5 mm Kugelkopf, abgewinkelt, gebogen

Nucleus manipulator, 0.5 mm ball tip, angled, curved

Manipulador para núcleo de lente, 0.5 mm cabeza redondo, angulado

Crochet manipulateur, 0.5 mm embout olivaire, coudé



1/1

PM-1925B

Connor Wand



Linsenkernmanipulator, 0.5 mm Kugelkopf, gebogen

Nucleus manipulator, 0.5 mm ball tip, curved

Manipulador para núcleo de lente, 0.5 mm cabeza redondo, angulado

Crochet manipulateur, 0.5 mm embout olivaire, coudé



1/1

Lester

IOL Manipulator
IOL manipulator
Gancho para manipulación de IOL
Crochet manipulateur, coudé olivaire "bouton de col"

PM-1930

gerade
straight
recto
droit



1/1

PM-1930A

abgewinkelt
angled
angulado
coudé



1/1

PM-1931

Maloney

IOL Manipulator, gebogen
IOL manipulator, curved
Gancho para manipulación de IOL, curvo
Crochet manipulateur, coudé olivaire "bouton de col", courbe



1/1

PM-1932

Lester

IOL Manipulator, abgewinkelt, gebogen
IOL manipulator, angled, curved
Gancho para manipulación de IOL, angulado, curvo
Crochet manipulateur, Coudé olivaire "bouton de col", coudé, courbe



1/1

PM-1981

Drysdale

Linsenkernelmanipulator
Nucleus manipulator
Manipulator para núcleo de lente
Crochet manipulateur, droit



1/1

PM-1981A

Drysdale

Linsenkernelmanipulator
Nucleus manipulator
Manipulator para núcleo de lente
Crochet manipulateur, droit



1/1

Kuglen

Irishäkchen und Linsenmanipulator
Iris hook and lens manipulator
Manipulador de lentes
Crochet à l'iris, crochet manipulateur

PM-1963


gerade
straight
recto
droit



1/1

PM-1963A

abgewinkelt
angled
angulado
coudé



1/1

PM-1964

Rentsch

„Boat Hook“ Linsenmanipulator, gerade
„Boat Hook“ Lens manipulator, straight
„Boat Hook“ Manipulador de lentes, recto
„Boat Hook“ Spatule pour l'iris, droit



1/1

Frenzl

Linsenmanipulationshäkchen, 0.15 mm
Lens manipulating hook, 0.15 mm
Gancho para manipulación de lentes, 0.15 mm
Crochet manipulateur, 0.15 mm

PM-1965

abgewinkelt
angled
angulado
coudé



1/1

PM-1965A

gerade
straight
recto
droit



1/1

PM-1966

Osher

Y-Linsenmanipulator, gerade
Y-Hook lens manipulator, straight
Gancho para manipulación de lentes, forma Y, recto
Crochet manipulateur, droit



1/1

PM-1966A

Osher

Linsenkernrotator, abgewinkelt
Lens nucleus rotator, angled
Rotator para núcleo de lente, angulado
Crochet manipulateur de noyau, coudé



1/1

PM-2315

Kirby

Linsenschieber

Lens expressor

Gancho para el cristalino

Crochet à cristallin



1/1

PM-2350

Kirby

Linsenschieber, doppelt

Lens expressor, double

Gancho para el cristalino, doble

Crochet à cristallin, double



1/1

PM-2355

Kirby

Linsenschieber und Schlinge

Lens expressor hook and loop

Expresor y asa

Anse et crochet à cristallin



1/1

PM-2360

Kirby

Linsenschieber und Löffel

Lens expressor hook and spoon

Expresor y cucharilla

Curette et crochet à cristallin



1/1

PM-1972

Jaffe



Linsenspatel, 0.5 mm
 Lens spatula, 0.5 mm
 Espátula para el cristalino, 0.5 mm
 Spatule pour la lentille cristalline, 0.5 mm



1/1

PM-1972R

Jaffe



Linsenspatel, 0.5 mm
 Lens spatula, 0.5 mm
 Espátula para el cristalino, 0.5 mm
 Spatule pour la lentille cristalline, 0.5 mm



1/1

PM-1972A

Obstbaum



Linsenspatel, 0.25 mm
 Lens spatula, 0.25 mm
 Espátula para el cristalino, 0.25 mm
 Spatule pour la lentille cristalline, 0.25 mm



1/1

PM-1972AR

Obstbaum



Linsenspatel, 0.25 mm, Rundgriff
 Lens spatula, 0.25 mm, round handle
 Espátula para el cristalino, 0.25 mm, mango redondo
 Spatule pour la lentille cristalline, 0.25 mm, manche ronde



1/1

PM-1974

Hirschman



Linsenspatel, 0.5 mm,
 mit Ausschnitten
 Lens spatula, 0.5 mm,
 with notches
 Espátula para el cristalino,
 0.5 mm, con ranuras
 Spatule pour la lentille cristalline,
 0.5 mm



1/1

PM-1986

Knolle

Linsenspatel, 0.5 mm
 Lens spatula, 0.5 mm
 Espátula para el cristalino, 0.5 mm
 Spatule pour la lentille cristalline, 0.5 mm



1/1



Koch

Linsenspatel,
Lens spatula
Espátula para el cristalino
Spatule pour la lentille cristalline

PM-1987/1

leicht gebogen
gently curved
media curva
courbe medium



PM-1987/2

leicht gebogen,
mit Einkerbungen
gently curved,
with notches
media curva,
con muesca
courbe medium
avec échancrure



PM-2038

Troutman

Linsenspatel, 6 mm
Lens Spatula, 6 mm
Espátula para el Cristalino, 6 mm
Spatule pour la lentille cristalline, manche court





PM-1935

Neuhann-Nagahara


Kernspalter und Linsenrotierer
Nucleus dividing hook and nucleus rotator
Gancho para separación de núcleo y rotator para núcleo
Crochet diviseur à noyau et crochet manipulateur



PM-1924

Neuhann


Kernspalter und Linsenrotierer
Nucleus dividing hook and nucleus rotator
Gancho para separación de núcleo y rotator para núcleo
Crochet diviseur à noyau et crochet manipulateur



PM-1934

Neuhann


Spatel und Kernspalter, 0.5 mm
Spatula and nucleus dividing hook, 0.5 mm
Gancho para separación de núcleo, espátula para el cristalino, 0.5 mm
Phako cliveur, spatule pour la lentille cristalline, 0.5 mm



PM-1926


Neuhann

Kernspalter
Nucleus dividing hook
Gancho para separación de núcleo
Crochet diviseur à noyau



stark gebogen | curvo
strongly curved | courbe

PM-1926A Neuhann



Kernspalter, abgewinkelt
Nucleus dividing hook, angulated
Gancho para separación de núcleo, angulares
Crochet diviseur à noyau, coudé

stark gebogen | curvo
strongly curved | courbe




1/1

PM-1947



Kernspalter und Irishäkchen
Nucleus dividing hook and nucleus rotator
Gancho para separación de núcleo y rotator para núcleo de lente
Crochet manipulateur noyau et crochet manipulateur



1/1

PM-2335



Nagahara-Koch
Doppelinstrument, Kernspalter links, Linsenspatel
Phaco splitter left, lens spatula
Gancho para separación de núcleo espátula para el cristalino
Phako cliveur, spatule pour la lentille cristalline



1/1

PM-2338



Nagahara-Jaffe
Doppelinstrument, Kernspalter rechts, Spatel 0.5 mm
Phaco splitter right, lens spatula 0.5 mm
Gancho para separación de núcleo derecho, espátula para el cristalino 0.5 mm
Phako cliveur, droite, spatule pour la lentille cristalline 0.5 mm



PM-2339



Doppelinstrument, Kernspalter links, Spatel 0.5 mm
Phaco splitter left, lens spatula 0.5 mm
Gancho para separación de núcleo izquierda, espátula para el cristalino 0.5 mm
Phako cliveur, gauche, spatule pour la lentille cristalline 0.5 mm




PM-1927



Rosen
Kernspalter
Nucleus dividing hook
Gancho para separación de núcleo
Crochet diviseur à noyau, courbe

stumpfe Spitze | punta roma
blunt tip | bords mousses



1/1

PM-1928



Rosen
Kernspalter, 60°
Nucleus dividing hook, 60°
Gancho para separación de núcleo, 60°
Crochet diviseur à noyau, courbe, 60°

stumpfe Spitze | punta roma
blunt tip | bords mousses




1/1

PM-1936

Rosen

Kernspalter
 Nucleus dividing hook
 Gancho para separación de núcleo
 Crochet diviseur à noyau, courbe




1/1

PM-1937

Rosen

Kernspalter, 60°
 Nucleus dividing hook, 60°
 Gancho para separación de núcleo, 60°
 Crochet diviseur à noyau, courbe, 60°



1/1

PM-1958

Dodick-Kammann

Kernspalter, 1.5 mm lange Spitze, gerade
 Nucleus dividing hook, 1.5 mm long tip, straight
 Gancho para separación de núcleo, punta 1.5 mm, recta
 Crochet diviseur à noyau, courbe, bords 1.5 mm, droit



PM-1958A

abgewinkelt | angulada
 angled | coudé

PM-1959

Dodick-Kammann

Kernspalter, 2.0 mm lange Spitze, gerade
 Nucleus dividing hook, 2.0 mm long tip, straight
 Gancho para separación de núcleo, punta 2.0 mm, recta
 Crochet diviseur à noyau, courbe, bords 2.0 mm, droit



PM-1959A

abgewinkelt | angulada
 angled | coudé

PM-1933

Fukasaku

Phaco Nucleus Spalter
 Phaco splitter
 Phaco chopper / splitter
 Diviseur à noyau

stumpfe Spitze | punta roma
 blunt tip | bords mousses




1/1

PM-1938

Davidoff

Kernspalter, stumpfe Spitze
 Nucleus dividing hook, blunt tip
 Gancho para separación de núcleo, punta roma
 Crochet diviseur à noyau, courbe



1/1



Tomahawk

Kernspalter, stumpfe Spitze
Nucleus dividing hook, blunt tip
Gancho para separación de núcleo
Tomahawk crochet diviseur à noyau



1/1

PM-1939A rechte Hand | mano derecho
right Hand | main droite

PM-1939B linke Hand | mano izquierdo
left Hand | main gauche



PM-1943 Minardi

Kernspalter, 0.7 mm lange Spitze „Quick Chop“
Nucleus dividing hook, 0.7 mm long tip, „Quick Chop“
Gancho para separación de núcleo, punta 0.7 mm, „Quick Chop“
Crochet diviseur à noyau, bords 0.7 mm, „Quick Chop“



1/1



PM-1984 Koch

Manipulationshäkchen
Manipulation hook
Gancho para manipulación
Crochet manipulateur



1/1



PM-1967L Nagahara

Kernspalter, linke Hand
Phaco splitter, left hand
Gancho para separación de núcleo, mano izquierdo
Phako cliveur, gauche



1/1

PM-1967R rechte Hand | mano derecho
right hand | main droite



PM-1968L Haeflinger

Kernspalter, rechte Hand
Phaco splitter, right hand
Gancho para separación de núcleo, mano derecho
Phako cliveur, droite



1/1

PM-1968R linke Hand | mano izquierdo
left hand | main gauche



PM-1969L Chang

Mikro Finger Nucleus Manipulator für die linke Hand
Micro finger for use in left hand
Micro-finger manipulador para núcleo de lente, mano izquierda
Micro-manipulateur à noyau, main gauche



1/1

PM-1969R für die rechte Hand | mano derecho
for use in right hand | main droite

PM-1929

Tokuda

Kernspalter und Separator
Nucleus divider and separator
Gancho para separación de núcleo
Crochet diviseur à noyau



1/1

PM-1940

Bucher-Kansas

Kernspalter Trisector, 4 mm breit
Nucleus trisector, 4 mm wide
Gancho para separación de núcleo, trisector, 4 mm
Trisecteur de noyau, largeur 4 mm



1/1

PM-1941

Kansas

Kernspalter Bisector
Nucleus bisector
Gancho para separación de núcleo, bisector
Bisecteur de noyau



1/1

PM-1942

Kansas

Kernspalter Vectis,
Nucleus vectis,
Gancho para separación
de núcleo, Vectis
Spatule guide, vectis



1/1

zur Verwendung mit
H1940 und H1941
to be used with
H1940 and H1941

para
PM-1940 y PM-1941
pour
PM-1940 et PM-1941

PM-1945

Keener


Schlingeninstrument, komplett
Lens divider, complete
Cortador de lentes
Diviseur à noyau, complet



1/1

PM-1946

Schlingen zu PM-1945 (3 Stück)
Loops for PM-1945 (3 pieces)
Set de tres asas paracortador des lentes (3 piezas)
Anses pour PM-1945 (3 pièces)



1/1



PM-2336

Chang-Liebermann



Mikro Finger, Kernmanipulator, für die linke Hand
Micro finger, nucleus manipulator, for use in left hand
Micro finger, manipulador para núcleo de lente, mano izquierda
Micro-manipulateur à noyau, pour la main gauche



PM-2337

Chang-Liebermann

Mikro Finger, Kernmanipulator, für die rechte Hand
Micro finger, nucleus manipulator, for use in right hand
Micro finger, manipulador para núcleo de lente, mano derecha
Micro-manipulateur à noyau, pour la main droite

PM-5740

Mikro Finger, Nukleusspalter mit Irrigation, 20 ga
Micro finger, irrigating nucleus splitter, 20 ga
Micro finger, gancho para separación de núcleo, con irrigación, 20 ga
Micro-manipulateur à noyau avec irrigation, 20 ga



PM-5745

Dodick

Nukleusspalter mit Irrigation, 20 ga
Irrigating nucleus splitter, 20 ga
Gancho para separación de núcleo, con irrigación, 20 ga
Micro-manipulateur à noyau avec irrigation, 20 ga



PM-5750

Rosen

Nukleusspalter mit Irrigation, 20 ga
Irrigating nucleus splitter, 20 ga
Gancho para separación de núcleo, con irrigación, 20 ga
Micro-manipulateur à noyau avec irrigation, 20 ga





PM-5755

Fukasaku

Nukleusspalter mit Irrigation, 20 ga
Irrigating nucleous splitter, 20 ga
Gancho para separación de núcleo, con irrigación, 20 ga
Micro-manipulateur à noyau avec irrigation, 20 ga



PM-2003

Blumenthal

Bindehaut Dissektor
Conjunctiva dissector
Espatula para conjunctiva
Spatule pour conjonctive



PM-2005

Seibel

Hornhaut-Flap-Spatel und Repositionsspatel
Flap lifter & retreatment spatula
Espatula para LASIK, doble
Dissecteur et spatule



PM-2005A

Seibel

Hornhaut-Flap-Spatel und Repositionsspatel
Flap lifter & retreatment spatula
Espatula para LASIK, doble
Dissecteur et spatule



PM-2370


Kimura

Spatel, Platin
Spatula, platinum
Espatula, platino
Spatule, platine



PM-2232 Castroviejo
Doppelspatel, 10 & 15 mm, 0.5 mm breit
Spatule double, 10 & 15 mm, 0.5 mm wide
Espátula doble, 10 & 15 mm, ancho 0.5 mm
Spatule double, 10 & 15 mm, 0.5 mm le large

1/1



PM-2232A Castroviejo
Doppelspatel, 10 & 15 mm, 0.25 mm breit
Spatule double 10 & 15 mm, 0.25 mm wide
Espátula doble, 10 & 15 mm, 0.25 mm
Spatule double, 10 & 15 mm, 0.25 mm le large

1/1



PM-1988 Girard
Synechienspatel, 0.5 mm
Synechiaie spatula, 0.5 mm
Espátula para synequia, 0.5 mm
Spatule à synéchies, 0.5 mm

1/1


PM-1923

DSAEK Descemet Spatel
DSAEK Spatula, for descemet's stripping
DSAEK Espátula
DSAEK Spatule



PM-2380

DSAEK Implantationsspatel
DSAEK Glide spatula
DSAEK Espátula corredera
DSAEK Spatule glissière



PM-1971B Sinskey

Häkchen, Ø 0.2 mm, 180° gedreht, abgewinkelt
Hook reversed, Ø 0.2 mm, angled 180°
Gancho, Ø 0.2 mm, girado por 180°, angulado, roma
Crochet, Ø 0.2 mm, retourné, coudé



PM-2090

Druckplatte
Pressure plate
Placa de presión
Plateau de pression



Camellin

LASEK Alkoholtrichter
LASEK Alcohol well
LASEK Embudo de alcohol
LASEK enntonoir pour alcool



PM-2050 8.5 mm

PM-2051 9.5 mm

LASEK Trepan
LASEK Trephine
Trepano para LASEK
Trépan LASEK



PM-2565 8.0 mm

PM-2566 9.0 mm

PM-2054 LASEK Epithelspatel,
scharfe Vorderseite
LASEK Epi peeler,
sharp tip
Espatula para LASEK
Spatule LASEK



PM-2055 **Sloane**
LASEK Epithelrechen
LASEK Micro hoe
LASEK Micro-restrillo para epitelio
LASEK Mikro Houe, semi-tranchante



PM-2056 **Sloane**
LASEK Repositionsspatel, gebogen, stumpf
LASEK Flap repositor, curved, blunt
Espatula para LASEK, curva, redonda
LASEK Spatule pour réposition, courbe, mousse



PM-2058 **Sloane**
LASEK Epithelspatel
LASEK Epi peeler
Espatula para LASEK
Spatule LASEK, bords semi-tranchants



PM-2059 **Sloane**
LASEK Epitheldissektor
LASEK Epi dissector
Espatula para LASEK
Dissecteur LASEK



PM-2000



Katzen

LASIK Hornhaut-Flap Spatel
 LASIK Flap "unzipper"
 LASIK Espatula para colgajo de cornea
 LASIK Spatule pour la cornée



1/1



PM-2001

Maddox

LASIK Doppelspatel
 LASIK Spatula, double end
 Espatula para LASIK, doble
 LASIK Spatule double



1/1

PM-2002



Guimaraes

LASIK Spatel, leicht gebogen
 LASIK Spatula, gently curved
 Espatula para LASIK, curva
 LASIK Spatule, courbe



1/1

PM-2009

Buratto

LASIK Flapprotector
 LASIK Flap protector
 Protector de colgajo para LASIK
 LASIK volet de protection



1/1

PM-2010

Buratto

LASIK Flapprotector
 LASIK Flap Pprotector
 LASIK Protector de colgajo
 LASIK volet de protection



1/1

PM-2011

Mannis-Buratto

LASIK Flapprotector
 LASIK Flap protector
 Protector de colgajo para LASIK
 LASIK volet de protection



1/1

PM-2057



Fukasaku

LASIK Spatel, abgewinkelt
 LASIK Spatula, angulated
 Espatula para LASIK, angular, delicada
 Spatule pour LASIK, coudé



1/1

Bangerter

Spatel
Spatula
Espátula
Spatule

PM-2090/1 6 mm



1/1

PM-2090/2 10 mm



1/1

PM-2090/3 12 mm



1/1

PM-1985

Suker

Zyklodialysespatel
Cyclodialysis spatula
Espátula para ciclodiálisis
Spatule pour cyclodialyse



1/1

Castroviejo

Zyklodialysespatel
Cyclodialysis spatula
Espátula para ciclodialisis
Spatule pour cyclodialyse

PM-1995 10 mm x 1 mm



1/1

PM-1996 15 mm x 1 mm



1/1

PM-2588

Paton

Keratoplastikspatel
Keratoplasty spatula
Espátula para queratoplastia
Spatule pour kératoplastie



1/1

PM-2015

Arlt

Drahtschlinge, gerieft, 4 mm
 Lens loop, serrated, 4 mm
 Asa, estriada, 4 mm
 Anse, striée, 4 mm



1/1

PM-2020

Snellen

Drahtschlinge, 4 mm
 Lens loop, 4 mm
 Asa, 4 mm
 Anse, 4 mm



1/1

PM-2022

New Orleans, Drahtschlinge, 5 mm
 New Orleans, Lens loop, 5 mm
 New Orleans, Asa, 5 mm
 New Orleans, Anse, 5 mm



1/1

Weber

Drahtschlinge
 Lens loop
 Asa
 Anse

PM-2025/1

klein
 small
 pequeña
 petit



1/1

PM-2025/2

groß
 large
 grande
 grand



1/1

PM-2325

Kirby

Drahtschlinge, runder Griff
 Lens loop, round handle
 Asa, mango redondo
 Anse, manche rond



1/1

PM-2065

Wells

Enukleationslöffel
 Enucleation spoon
 Espátula para enucleación
 Spatule échançrée pour énucléer



1/1



PAK MARTIN
INTERNATIONAL



4

Pinzetten
Forceps
Pinzas
Pinces

PM-3000 Irispinzette, gerade, 0.7 mm, gerieft, 10 cm
Iris forceps, straight, 0.7 mm, serrated, 10 cm
Pinza para iris recta, 0.7 mm, estriada, 10 cm
Pince à iris, droite, 0.7 mm, striée, 10 cm



1/1

PM-3001 Irispinzette, schwach gebogen, 0.7 mm, gerieft, 10 cm
Iris forceps, half-curved, 0.7 mm, serrated, 10 cm
Pinza para iris, curva aguda, 0.7 mm, estriada, 10 cm
Pince à iris, à faible courbure, 0.7 mm, striée, 10 cm



1/1

PM-3002 Irispinzette, stark gebogen, 0.7 mm, gerieft, 10 cm
Iris forceps, full-curved, 0.7 mm, serrated, 10 cm
Pinza para iris, curva fuerte, 0.7 mm, estriada, 10 cm
Pince à iris, à forte courbure, 0.7 mm, striée, 10 cm



1/1

PM-3010 Irispinzette, gerade, 0.7 mm, 1 × 2 Zähne, 10 cm
Iris forceps, straight, 0.7 mm, 1 × 2 teeth, 10 cm
Pinza para iris, recta, 0.7 mm, 1 × 2 dientes, 10 cm
Pince à iris, droite, 0.7 mm, à 1 × 2 griffes, 10 cm



1/1

PM-3011 Irispinzette, schwach gebogen, 0.7 mm, 1 × 2 Zähne, 10 cm
Iris forceps, half-curved, 0.7 mm, 1 × 2 teeth, 10 cm
Pinza para iris, curva aguda, 0.7 mm, 1 × 2 dientes, 10 cm
Pince à iris, demi-courbe, 0.7 mm, à 1 × 2 griffes, 10 cm



1/1

PM-3012 Irispinzette, stark gebogen, 0.7 mm, 1 × 2 Zähne, 10 cm
Iris forceps, full-curved, 0.7 mm, 1 × 2 teeth, 10 cm
Pinza para iris, curva fuerte, 0.7 mm, 1 × 2 dientes, 10 cm
Pince à iris, à forte courbure, 0.7 mm, à 1 × 2 griffes, 10 cm



1/1

- PM-3030** Irispinzette, gerade, gerieft, 7 cm
Iris forceps, straight, serrated, 7 cm
Pinza para iris, recta, estriada, 7 cm
Pince à iris, droite, striée, 7 cm



1/1

- PM-3031** Irispinzette, gebogen gerieft, 7 cm
Iris forceps, curved, serrated, 7 cm
Pinza para iris, curva, estriada, 7 cm
Pince à iris, courbe, striée, 7 cm



1/1

- PM-3020** Irispinzette, gerade 1 x 2 Zähne, 7 cm
Iris forceps, straight, 1 x 2 teeth, 7 cm
Pinza para iris, recta, 1 x 2 dientes, 7 cm
Pince à iris, à 1 x 2 griffes, droite, 7 cm



1/1

- PM-3021** Irispinzette, gebogen 1 x 2 Zähne, 7 cm
Iris forceps, curved, 1 x 2 teeth, 7 cm
Pinza para iris, curva, 1 x 2 dientes, 7 cm
Pince à iris, à 1 x 2 griffes, courbe, 7 cm



1/1

- PM-3111** Bishop-Harmon
Irispinzette, gerade, gerieft, 0.7 mm, 8.5 cm
Iris forceps, straight, serrated, 0.7 mm, 8.5 cm
Pinza para iris, recta, estriada, 0.7 mm, 8.5 cm
Pince à iris, striée, fine, 0.7 mm, 8.5 cm



1/1

- PM-3111A** Bishop-Harmon
Irispinzette, gerade, gerieft, 0.3 mm, 8.5 cm
Iris forceps, straight, serrated, 0.3 mm, 8.5 cm
Pinza para iris, recta, estriada, 0.3 mm, 8.5 cm
Pince à iris, striée, fine, 0.3 mm, 8.5 cm



1/1

PM-3112 Bishop-Harmon



Irispinzette, kreuzgerieft, fein, 0.7 mm
Eye dressing forceps, cross-serrated, 0.7 mm
Pinza para iris, estriada, fina, 0.7 mm
Pince à iris, striée, fine, 0.7 mm



1/1

PM-3112A Bishop-Harmon



Irispinzette, kreuzgerieft, fein, 0.3 mm
Eye dressing forceps, cross-serrated, 0.3 mm
Pinza para iris, estriada, fina, 0.3 mm
Pince à iris, striée, fine, 0.3 mm



1/1

PM-3110 Bishop-Harmon



Irispinzette, gerade, 1 x 2 Zähne, 0.7 mm, 8.5 cm
Iris forceps, straight, 1 x 2 teeth, 0.7 mm, 8.5 cm
Pinza para iris, recta, 1 x 2 dientes, 0.7 mm, 8.5 cm
Pince à iris, à 1 x 2 griffes, 0.7 mm, 8.5 cm



1/1

PM-3110A Bishop-Harmon




Irispinzette, gerade, 1 x 2 Zähne, 0.3 mm, 8.5 cm
Iris forceps, straight, 1 x 2 teeth, 0.3 mm, 8.5 cm
Pinza para iris, recta, 1 x 2 dientes, 0.3 mm, 8.5 cm
Pince à iris, à 1 x 2 griffes, fine, 0.3 mm, 8.5 cm



1/1

PM-3100 Irispinzette, Schweizer Modell, gebogen, 1 x 2 Zähne, 9.5 cm

Iris forceps, Swiss model, curved, 1 x 2 teeth, 9.5 cm
Pinza para iris modelo suizo, curva, 1 x 2 dientes, 9.5 cm
Pince à iris, modèle suisse, courbe, fine, à 1 x 2 griffes, 9.5 cm



1/1

PM-3105 Graefe

Irispinzette, gebogen, 1 x 2 Zähne, 8 cm
Iris forceps, curved, 1 x 2 teeth, 8 cm
Pinza para iris, curva, 1 x 2 dientes, 8 cm
Pince à iris, à 1 x 2 griffes, fine, 8 cm



1/1

PM-3158 Bracken

Irispinzette, gebogen, gerieft, 10.5 cm
Iris forceps, curved, serrated, 10.5 cm
Pinza para iris, curva, estriada, 10.5 cm
Pince à iris, courbe, striée, 10.5 cm



1/1

PM-3331 Osher

Irispinzette, 45° abgewinkelt, 11 cm
Iris forceps, 45° angled, 11 cm
Pinzas para iris, 45° angulada, 11 cm
Pince de joaillier à iris, coudée 45°, 11 cm



1/1

PM-3140 Hess



Irispinzette, Schweizer Modell,
1 × 2 Zähne, 9.5 cm
Iris forceps, Swiss model,
1 × 2 teeth, 9.5 cm
Pinza para iris, modelo suizo,
1 × 2 dientes, 9.5 cm
Pince à iris, modèle suisse, très fine,
à 1 × 2 griffes, 9.5 cm



1/1

PM-3145 Hess




Irispinzette, Standard Modell, 1 × 2 Zähne, 7 cm
Iris forceps, standard model, 1 × 2 teeth, 7 cm
Pinza para iris, modelo clásico, 1 × 2 dientes, 7 cm
Pince à iris, modèle classique, fine, à 1 × 2 griffes, 7 cm



1/1

PM-3584 Gill

Irispinzette gebogen, 1 × 2 Zähne, 7 cm
Iris forceps, curved, 1 × 2 teeth, 7 cm
Pinza para iris, curva, 1 × 2 dientes, 7 cm
Pince à iris, courbe, à 1 × 2 griffes, 7 cm



1/1

PM-3592 Gill-Hess



Mikro-Irispinzette, 1 × 2 Zähne, 0.2 mm, 7 cm
Micro-iris forceps, 1 × 2 teeth, 0.2 mm, 7 cm
Micro-pinza para iris, 1 × 2 dientes, 0.2 mm, 7 cm
Micro-pince à iris, à 1 × 2 griffes, 0.2 mm, 7 cm



1/1

PM-3004



Irispinzette, bajonettförmig gebogen
Iris forceps, bayonet-shaped
Pinza para iris, bayoneta
Pincas à iris, baïonnette



1/1



1/1

- PM-3133** Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, gerade, 7 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, straight, 7 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, recta, 7 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, droite, 7 cm



1/1

- PM-3132** Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, gerade, mit Fadenplatte, 7 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, straight, with tying platform, 7 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, recta, con plataforma, 7 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, droite, avec plateforme, 7 cm




1/1

- PM-3133A** Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, gerieft, gerade, 7 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, serrated, straight, 7 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, estriada, recta, 7 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, striée, droite, 7 cm



1/1

- PM-3135** Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, abgewinkelt, 6 mm, 7 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, angulated, 6 mm, 7 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, angulares, 6 mm, 7 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, coudée, 6 mm, 7 cm



1/1

- PM-3135A** Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, gerieft, abgewinkelt, 6 mm, 7 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, serrated, angulated, 6 mm, 7 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, estriada, angulares, 6 mm, 7 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, condée striée, coudée, 6 mm, 7 cm






1/1

- PM-3136** Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm, mit Fadenplatte, runder Griff, 10.5 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, 1 x 2 teeth, 0.12 mm, with tying platform, round handle, 10.5 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, 1 x 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma, mango redondo, 10.5 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, à 1 x 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme, manche rond, 10.5 cm



1/1

- PM-3137** Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm, mit Fadenplatte, runder Griff, 11.5 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, 1 x 2 teeth, 0.12 mm, with tying platform, round handle, 11.5 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, 1 x 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma, mango redondo, 11.5 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, à 1 x 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme, manche rond, 11.5 cm



1/1

- PM-3138** Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, mit Fadenplatte, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm
Micro-iris forceps, Bonn model, with tying platform, 1 x 2 teeth, 0.12 mm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, largo, con plataforma, 1 x 2 dientes, 0.12 mm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, avec plateforme, à 1 x 2 griffes, 0.12 mm



1/1

- PM-3139** Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, mit Fadenplatte, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm
Micro-iris forceps, Bonn model, with tying platform, 1 x 2 teeth, 0.12 mm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, largo, con plataforma, 1 x 2 dientes, 0.12 mm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, avec plateforme, à 1 x 2 griffes, 0.12 mm





1/1

- PM-3170** Anatomische Pinzette, gerade, 1 mm, 10 cm
Dressing forceps, straight, 1 mm, 10 cm
Pinza de disección, recta, 1 mm, 10 cm
Pince à disséquer, striée, droite, 1 mm, 10 cm



1/1

- PM-3172** Chirurgische Pinzette, gerade, 1 mm, mit 1 x 2 Zähnen, 10 cm
Utility forceps, straight, 1 mm, with 1 x 2 teeth, 10 cm
Pinza de disección, recta, 1 mm, 1 x 2 dientes, 10 cm
Pince à conjonctive, droite, 1 mm, à 1 x 2 griffes, 10 cm



1/1

- PM-3180 McCullough**
anatomische Pinzette, gerieft, 9.5 cm
Utility forceps, serrated, 9.5 cm
Pinza de disección, estriada, 9.5 cm
Pince à disséquer, striée, 9.5 cm



1/1


- PM-3182 McCullough**
Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne und Riefen, 9.5 cm
Suture forceps, 1 x 2 teeth and serration, 9.5 cm
Pinza de disección, 1 x 2 dientes y estriada, 9.5 cm
Pince pour sutures, à 1 x 2 griffes et striée, 9.5 cm



1/1

- PM-3185 Wills Hospital**
Allzweckpinzette, gerieft, 10 cm
Utility forceps, serrated, 10 cm
Pinza utility, estriada, 10 cm
Pince à dissection standard, striée, 10 cm






PM-3186 Adson



Anatomische Pinzette, gerieft, 12 cm
Dressing Forceps, serrated, 12 cm
Pinza de disección, estriada, 12 cm
Pince à disséquer, striée, 12 cm



PM-3188 Adson



Chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 12 cm
Utility forceps, 1 x 2 teeth, 12 cm
Pinza de disección, 1 x 2 dientes, 12 cm
Pince à conjonctive, à 1 x 2 griffes, 12 cm

PM-3006 Troeltsch

Nasentamponpinzetten
Nasal tampon forceps
Pinzas para taponamiento
Pincas à pansements



PM-3190 Bonaccolto



Allzweckpinzette, gerieft, 1.3 mm, schmal, 10 cm
Utility forceps, serrated, narrow, 1.3 mm, 10 cm
Pinza utility, estriada, estrecha, 1.3 mm, 10 cm
Pince "utility", étroite, 1.3 mm, 10 cm



1/1


PM-3192 Bonaccolto

Allzweckpinzette, gerieft, breit, 1.9 mm, 10 cm
Utility forceps, serrated, wide, 1.9 mm, 10 cm
Pinza utility, estriada, ancha, 1.9 mm, 10 cm
Pince "utility", large, 1.9 mm, 10 cm

PM-3195 Nugent



Allzweckpinzette, glattes Maul, 10 cm
Utility forceps, smooth jaws, 10 cm
Pinza utility, lisa, 10 cm
Pince "utility", lisse, 10 cm



1/1

PM-3195A Nugent



Allzweckpinzette, gerieft, 10 cm
Utility forceps, serrated, 10 cm
Pinza "utility", estriada, 10 cm
Pince "utility", striée, 10 cm



1/1

PM-3530 Arruga

Kapselpinzette, Standardmodell, 10 cm
Capsular forceps, standard model, 10 cm
Pinza capsular, modelo clásico, 10 cm
Pince capsulaire, modèle classique, 10 cm

PM-3535 Arruga

Kapselpinzette, neue Biegung, 10 cm
Capsular forceps, new curve, 10 cm
Pinza capsular, curvatura nueva, 10 cm
Pince capsulaire, courbe nouvelle, 10 cm



1/1


PM-3550 Castroviejo

Kapselpinzette, gekreuzt, 9.5 cm
Capsular forceps, cross action, 9.5 cm
Pinza capsular, con ramas cruzadas, 9.5 cm
Pince capsulaire à branches croisées, 9.5 cm



1/1


PM-3545 Fasspinzette für Skleranägel
Grasping forceps for scleral plugs
Pinza porta clavo escleral
Pince pour "scleral plug"




1/1

PM-6093 Mermoud

Glaukom Pinzette, 11 mm lange Schenkel, gerade, Griff 6 mm
Glaucoma forceps, shanks 11 mm, straight, handle 6 mm
Pinza glaucoma, lados de un largo 11 mm, recta, mango 6 mm
Pince pour glaucome, branches 11 mm, droit, manche 6 mm



1/1



PM-6180 Kraff




Kapselpinzette, 11 mm Maulteile, 1.5 mm Fadenplatte, 10.5 cm
Capsule tag forceps, 11 mm long jaws, 1.5 mm platform, 10.5 cm
Pinza capsular, largo de 11 mm, plataforma 1.5 mm, 10.5 cm
Pince capsulaire, 11 mm, plateforme 1.5 mm, 10.5 cm



PM-3676 Von Barsewisch



Vorderkammerpinzette, 7 mm Maulteile, 1.5 mm Fadenplatte
Anterior chamber forceps, 7 mm long jaws, 1.5 mm platform
Pinza con cámara anterior, largo de 7 mm, plataforma 1.5 mm
Pince pour chambre antérieure, 7 mm, avec plateforme 1.5 mm



PM-6200 Ernest

Nukleusteiler, gekreuzt, sehr fein, 10.5 cm
Nucleus cracker, cross action, very delicate, 10.5 cm
Separador para núcleo del cristalino, delicadísimo, 10.5 cm
Séparateur pour noyau, délicat, 10.5 cm



PM-6205 Dodick



Nukleusteiler, gekreuzt, sehr fein, 10.5 cm
Nucleus cracker, cross action, very delicate, 10.5 cm
Separador para núcleo del cristalino, delicadísimo, 10.5 cm
Séparateur pour noyau, très fine, 10.5 cm



1/1

PM-6062 Akahoshi

Pre-Chopper, 11.5 cm, für 2.2 mm Inzision, halbscharf
Pre-Chopper, 11.5 cm, for 2.2 mm incisions, semi sharp
Pre-Chopper, 11.5 cm, para incisión de 2.2 mm, semi cortantes
Pre-Chopper, 11.5 cm, pour incision de 2.2 mm, semi-tranchantes

PM-6010 Lehner



Kapsulorhexis Pinzette, sehr fein, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, very delicate grasping tips, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, extra delicada, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, très fine, 10.5 cm



1/1

PM-6015 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, sehr fein, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, very delicate grasping tips, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, extra delicada, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, très fine, 10.5 cm



1/1

PM-6015A Utrata



Kapsulorhexis Pinzette sehr fein, 10.5 cm, geriefte Spitze
Capsulorhexis forceps, very delicate, 10.5 cm, serrated tip
Pinza para capsulorhexis, extra delicada, 10.5 cm, estriada-cruz
Pince pour capsulorhexis, très fine, 10.5 cm, mors strié



1/1

PM-6016 Jaffe



Kapsulorhexis Pinzette, runde Spitzen, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, round tips, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, puntas redondas, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, extrémité mousse, 10.5 cm



1/1



PM-6082 Crozafor



MICS Kapsulorhexis Pinzette, maximale Maulöffnung 2 mm für 1.5 mm Inzision
MICS Capsulorhexis forceps, maximum jaw opening 2 mm for 1.5 mm incisions
MICS Pinza capsulorhexis, abertura máximo 2 mm, para incisión de 1.5 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, ouverture maximum 2 mm, pour incision de 1.5 mm



PM-6083 Giannetti



MICS Kapsulorhexis Pinzette, maximale Maulöffnung 2 mm für 1.5 mm Inzision
MICS Capsulorhexis forceps, maximum jaw opening 2 mm for 1.5 mm incisions
MICS Pinza capsulorhexis, abertura máximo 2 mm, para incisión de 1.5 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, ouverture maximum 2 mm, pour incision de 1.5 mm



PM-6084 Giannetti



MICS Kapsulorhexis Pinzette, maximale Maulöffnung 2 mm für 1.5 mm Inzision
MICS Capsulorhexis forceps, maximum jaw opening 2 mm for 1.5 mm incisions
MICS Pinza capsulorhexis, abertura máximo 2 mm, para incisión de 1.5 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, ouverture maximum 2 mm, pour incision de 1.5 mm



PM-6085 Crozafor



MICS Kapsulorhexis Pinzette, maximale Maulöffnung 2 mm für 1.5 mm Inzision
MICS Capsulorhexis forceps, maximum jaw opening 2 mm for 1.5 mm incisions
MICS Pinza capsulorhexis, abertura máximo 2 mm, para incisión de 1.5 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, ouverture maximum 2 mm, pour incision de 1.5 mm


Inamura

Kapsulorhexis Pinzette, gekreuzt
Capsulorhexis forceps, cross-action
Pinza para capsulorhexis, cruzada
Pince pour capsulorhexis, croisée

PM-6094 Edelstahl





Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable



HT-6094 Titan



Titanium
Titanio
Titane



PM-6087



Corydon

MICS Kapsulorhexis Pinzette, für 2.2 mm Inzision, 12 mm lange Schenkel
MICS Capsulorhexis forceps for 2.2 mm incisions, 12 mm long shanks
MICS Pinza capsulorhexis, para incisión de 2.2 mm, lados de un largo de 12 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, pour incision de 2.2 mm, branches 12 mm



1/1

PM-6087G



Corydon

MICS Kapsulorhexis Pinzette mit Skala, für 2.2 mm Inzision, 12 mm lange Schenkel
MICS Capsulorhexis forceps for 2.2 mm incisions, 12 mm long graduated shanks
MICS Pinza capsulorhexis, para incisión de 2.2 mm, lados de un largo de 12 mm, graduato
MICS Pince pour capsulorhexis, pour incision de 2.2 mm, branches 12 mm, graduer




1/1

PM-6088



Corydon

MICS Kapsulorhexis Pinzette, für 2.2 mm Inzision, 12 mm lange Schenkel
MICS Capsulorhexis forceps for 2.2 mm incisions, 12 mm long shanks
MICS Pinza capsulorhexis, para incisión de 2.2 mm, lados de un largo de 12 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, pour incision de 2.2 mm, branches 12 mm



1/1

PM-6088G



Corydon

MICS Kapsulorhexis Pinzette mit Skala, für 2.2 mm Inzision, 12 mm lange Schenkel
MICS Capsulorhexis forceps for 2.2 mm incisions, 12 mm long graduated shanks
MICS Pinza capsulorhexis, para incisión de 2.2 mm, lados de un largo de 12 mm, graduato
MICS Pince pour capsulorhexis, pour incision de 2.2 mm, branches 12 mm, graduer



1/1

PM-6012



Utrata

Micro Kapsulorhexis Pinzette, für 1.8 mm Inzision, 13 mm, 8,5 cm
Micro capsulorhexis forceps, for 1.8 mm incisions, 13.0 mm shanks, 8.5 cm long
Pinza para capsulorhexis, para incisión de 1.8 mm, lados de un largo de 13 mm, 8.5 cm
Pinza para capsulorhexis, pour incision de 1.8 mm, branches 13 mm, 8.5 cm



1/1

PM-6013



Utrata

Micro Kapsulorhexis Pinzette, für 1.8 mm Inzision, 13 mm, 10,5 cm
Micro capsulorhexis forceps, for 1.8 mm incisions, 13.0 mm shanks, 10.5 cm long
Pinza para capsulorhexis, para incisión de 1.8 mm, lados de un largo de 13 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, pour incision de 1.8 mm, branches 13 mm, 10.5 cm



1/1

PM-6017 Kapsulorhexis Pinzette, Typ Utrata, 0.6 mm
Capsulorhexis forceps, Utrata style, 0.6 mm
Pinza para capsulorhexis, tipo Utrata, 0.6 mm
Pince pour capsulorhexis, type Utrata, 0.6 mm



1/1

PM-6019 Kapsulorhexis Pinzette, Typ Utrata, 0.6 mm, Titangriff
Capsulorhexis forceps, Utrata style, 0.6 mm, titanium handle
Pinza para capsulorhexis, tipo Utrata, 0.6 mm, mango de Titanio
Pince pour capsulorhexis, type Utrata, 0.6 mm, manche titane



1/1



PM-6019A Kapsulorhexis Pinzette, Typ Utrata, 0.6 mm, Titangriff
Capsulorhexis forceps, Utrata style, 0.6 mm, titanium handle
Pinza para capsulorhexis, tipo Utrata, 0.6 mm, mango de Titanio
Pince pour capsulorhexis, type Utrata, 0.6 mm, manche titane



1/1



PM-6080 Masket



Kapsulorhexis Pinzette, 12 mm lange Schenkel, gebogen, Griff Ø 6 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, 12 mm voulded shanks, handle Ø 6 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, lados de un largo de 12 mm, mango Ø 6 mm, 10.5 mm
Pince pour capsulorhexis, branches 12 mm, courbe, manche rond 6 mm, 10.5 cm



1/1

PM-6081 Masket



Kapsulorhexis Pinzette, 11 mm lange Schenkel, gebogen, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, 11 mm voulded shanks, handle Ø 8 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, lados de un largo de 11 mm, mango Ø 8 mm, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, branches 11 mm, courbe, manche Ø 8 mm, 10.5 cm



1/1



PM-6081A Corydon



Kapsulorhexispinzette, 11 mm lange Schenkel, geriefte Spitze
Capsulorhexis forceps, 11 mm long shanks, serrated tip
Pinza para capsulorhexis, lados de un largo 11 mm, estriada-cruz
Pince pour capsulorhexis, branches 11 mm, mors strié



PM-6090 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, 12 mm lange Schenkel, Griff Ø 6 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis Forceps, 12 mm shanks, handle Ø 6 mm, 10.5 cm
Pinza paracapsulorhexis, lados de un largo de 12 mm, mango Ø 6 mm, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, branches 12 mm, manche Ø 6 mm, 10.5 cm



PM-6091 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, 11 mm lange Schenkel, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, 11 mm shanks, handle Ø 8 mm, 10.5 mm
Pinza para capsulorhexis, lados de un largo de 11 mm, mango Ø 8 mm, 10.5 mm
Pince pour capsulorhexis, branches 11 mm, manche Ø 8 mm, 10.5 cm



PM-6092 Utrata




Kapsulorhexis Pinzette, runde Spitzen, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, round tips, handle Ø 8 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, puntas redondas, mango Ø 8 mm, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, mors ronds, manche Ø 8 mm, 10.5 cm

PM-6038



Explantationspinzette, 1 x 1 Zähne
Explantation forceps, 1 x 1 teeth
Pinza de explantación, 1 x 1 dientes
Pince à explantation, 1 x 1 dents



1/1

PM-6420



IOL Schere
Geriefte unteres Scherblatt verhindert das Herausrutschen der Linse beim Schneiden, sicheres Schneiden durch starke, kräftige und scharfe Scherblätter.
Blattlänge: 8 mm, Schaftdurchmesser: 1.8 mm

IOL scissors
Grooves on the lower cutting blade guarantees no sliding effect while cutting the lens, secure cutting thanks to strong and sharp blades.
Blade length: 8 mm, diameter of the shaft: 1.8 mm

Tijera IOL
Las muescas en la hoja inferior evitan el efecto de resbalamiento mientras se corta la lente, corte seguro gracias a las hojas fuertes y agudas.
Largo de la hoja: 8 mm, diámetro del mango: 1.8 mm
Ciseaux pour IOL
Les dentelures sur la lame inférieure suppriment l'effet de glissement pendant la coupe de la lentille.
Coupe sécurisée grâce aux lames très coupantes.
Longueur de la lame: 8 mm, Diamètre de la tige: 1.8 mm



1/1



PM-6357



IOL Faßzange
Sicheres Fassen der Linse und der Fragmente während des Schnitts im Kapselsack, die Fragmente können dank der speziellen Maulform einfach entfernt werden.
Maullänge: 11 mm, Schaftdurchmesser: 1.2 mm

IOL forceps
Secure holding of the lens and the fragments during cutting it inside the capsule sac, fragments can be easily removed thanks to the special shape of the jaws.
Jaw length: 11 mm, diameter of the shaft: 1.2 mm

Pinza IOL
Mantiene la lente y los fragmentos seguros mientras se corta en el saco capsular cristalino, gracias a la forma especial de la boca los fragmentos se dejan quitar fácilmente.
Largo de la boca: 11 mm, diámetro del mango: 1.2 mm

Pince pour IOL
Maintien sûr de la lentille et des fragments au cours de la coupe à l'intérieur du sac capsulaire, les fragments peuvent être facilement enlevés grâce à la forme spéciale des mâchoires.
Longueur de la mâchoire: 11 mm
Diamètre de la tige: 1.2 mm



1/1




PM-3280 Linsenimplantationspinzette, 11.5 cm
 Lens implantation forceps, 11.5 cm
 Pinza para implantación del cristalino, 11.5 cm
 Pince pour implantation lentille cristalline, 11.5 cm




PM-3282 Blaydes
 Linsenimplantationspinzette, 11.5 cm
 Lens implantation forceps, 11.5 cm
 Pinza para implantación del cristalino, 11.5 cm
 Pince pour implantation lentille cristalline, 11.5 cm




PM-3283 Shepard
 Linsenimplantationspinzette, 11.5 cm
 Lens implantation forceps, 11.5 cm
 Pinza para implantación del cristalino, 11.5 cm
 Pince pour implantation lentille cristalline, 11.5 cm



PM-3285 Clayman
 Linsenimplantationspinzette, 11.5 cm
 Lens implantation forceps, 11.5 cm
 Pinza para implantación del cristalino, 11.5 cm
 Pince pour implantation lentille cristalline, 11.5 cm



PM-6035 Implantationspinzette, 10.5 cm
 Implantation forceps, 10.5 cm
 Pinza para implantación, 10.5 cm
 Pince pour implantation lentille cristalline, 10.5 cm




PM-6055 Steinert
 IOL Implantationspinzette, 7 mm konisch geformtes Maul, 10.5 cm
 IOL Inserting forceps, 7 mm conical shaped jaws, 10.5 cm
 Pinza para IOL, 7 mm, angulada, 10.5 cm
 Pince pour IOL, 7 mm, coudée, 10.5 cm



PM-6020 McDonald


Faltpinzette, 10.5 cm
Folding forceps, 10.5 cm
Pinza para plegar el lente, 10.5 cm
Pince pour plier l'implant, 10.5 cm



1/1

PM-6025 Linsen-Faltpinzette, 10.5 cm

Lens-folding forceps, 10.5 cm
Pinza para plegar el lente, 10.5 cm
Pince pour plier l'implant, 10.5 cm



1/1

PM-6030 Livernois

Aufnahme- und Faltpinzette, 10.5 cm
Holding and folding forceps, 10.5 cm
Pinza para tomar y plegar, 10.5 cm
Pince pour saisir et plier l'implant, 10.5 cm



1/1

PM-6060 Gaskin



Fragmentpinzette, abgewinkelt, sehr feine, 11 mm lange Spitzen, 6 mm Griff, 11.5 cm
Fragment forceps, angled, very delicate 11 mm long smooth jaws, 6 mm handle, 11.5 cm
Pinza de fragmento, angulada, puntas delicadísimas con una plataforma de 11 mm, mango 6 mm, 11.5 cm
Pince à fragments, coudée, pointes délicates, plateforme 11mm, manche 6 mm, 11.5 cm



1/1

PM-6061 Gaskin



Fragmentpinzette, abgewinkelt, sehr feine, 11 mm lange Spitzen, 8 mm Griff, 11.5 cm
Fragment forceps, angled, very delicate 11 mm long smooth jaws, 8 mm handle, 11.5 cm
Pinza de fragmento, angulada, puntas delicadísimas con una plataforma de 11 mm, mango 8 mm, 11.5 cm
Pince à fragments, coudée, pointes délicates, 11 mm, manche 8 mm, 11.5 cm



1/1

PM-6140 Gaskin



Fragmentpinzette, abgewinkelt, sehr feine 11 mm lange Fadenplatte, 10.5 cm
 Fragment forceps, angled, very delicate 11 mm long smooth jaws, 10.5 cm
 Pinza de fragmento, angulada, con plataforma de 11 mm delicadísima, 10.5 cm
 Pince à fragments, coudée, avec plateforme 11 mm très délicate, 10.5 cm



1/1

PM-6070 Dardenne



Fragmentpinzette, abgewinkelt, sehr feine, 10 mm lange Schenkel, 1 mm lange Spitzen, 10.5 cm
 Fragment forceps, angled, very delicate 10 mm long delicate shanks, 1 mm long grasping tips, 10.5 cm
 Pinza de fragmento, angulada, con tallo de 10 mm puntas delicadísimas 1 mm, 10.5 cm
 Pince à fragments, coudée, branches 10 mm, longueur du mors 1 mm, 10.5 cm




1/1

PM-6210 Kansas



Fragmentpinzette, abgewinkelt, 10.5 cm
 Nucleus removal forceps, 10.5 cm
 Pinza para fragmentos
 Núcleo de cristalino, 10.5 cm
 Pince à fragments, coudée, 10.5 cm



1/1

PM-3288A Haberle-McPherson




Linsenhaltepinzette, abgewinkelt mit diagonaler Riefe
 Lens holding forceps, angled with diagonal groove
 Pinza para lentes, angulares, con estría diagonal
 Pince pour IOL, coudée, avec encoche diagonale



1/1

PM-6040 Faulkner

Linsenpinzette, 11 mm abgewinkelt, 10.5 cm
 Lens holding forceps, 11 mm angled, 10.5 cm
 Pinza para lentes, 11 mm angulada, 10.5 cm
 Pince pour IOL, 11 mm coudée, 10.5 cm




1/1

PM-6045 Osniaka-Faulkner



Linsenpinzette, abgewinkelt, 10.5 cm
 Lens holding forceps, angled, 10.5 cm
 Pinza para sujetar el cristalino, angulada, 10.5 cm
 Pince pour IOL, coudée, 10.5 cm



1/1

PM-6056 Buratto




Linsenpinzette, abgewinkelt, 10.5 cm
 IOL Insertor, angled, 10.5 cm
 Pinza para IOL, angulada, 10.5 cm
 Pince pour IOL, coudée, 10.5 cm



1/1

PM-6065A Livernois


Linsenpinzette, gerade, poliertes, rundes Maul, 10.5 cm
Lens holding forceps, straight, polished round jaws, 10.5 cm
Pinza para lentes, recta, 10.5 cm
Pince à implant, droite, mors ronds polis, 10.5 cm



1/1

PM-6065B Livernois

Linsenpinzette, abgewinkelt, poliertes, rundes Maul, 10.5 cm
Lens holding forceps, angled, polished round jaws, 10.5 cm
Pinza para lentes, angulada, 10.5 cm
Pince à implant, coudée, mors ronds polis, 10.5 cm




1/1

PM-3342 Barraquer



Colibri-Fadenlöspinzette
Colibri forceps for removing sutures
Colibri pinza para soltar los puntos de sutura
Pince colibri pour enlever les fils



1/1

PM-3332 Fadenlöspinzette, Juweliers Typ

Suture removal forceps, jewelers type
Pinzas para retirar sutura, tipo Joyero
Pince pour enlever les fils, type joailler



1/1

PM-3337 Barraquer



Fadenpinzette, gerade, 1 mm, 11cm
Tying forceps, straight, 1 mm, 11cm
Pinza para anudar, recta, 1 mm, 11cm
Pince à fils, sans griffes, droit, 1 mm, 11cm




1/1

PM-3338 Barraquer



Fadenpinzette, gebogen, 1 mm, 11cm
Tying forceps, curved, 1 mm, 11cm
Pinza para anudar, curva, 1 mm, 11cm
Pince à fils, sans griffes, courbe, 1 mm, 11cm



1/1

PM-3288 Kelman-McPherson



Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt, 7.5 mm, 10.5 cm
Micro-Tying forceps, angled, 7.5 mm, 10.5 cm
Micro-Pinza para anudar, acodada, 7.5 mm, 10.5 cm
Micro-Pince à fils, coudée, 7.5 mm, 10.5 cm



1/1

PM-3347 McPherson



Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt, ohne Zähne, 0.3 mm, 5 mm Fadenplatte, 8.5 cm
Micro-Tying forceps, angled, smooth jaws, 0.3 mm, with tying platform 5 mm, 8.5 cm
Micro-Pinza para anudar, acodada, sin dientes, 0.3 mm, con plataforma 5 mm, 8.5 cm
Micro-Pince à fils, coudée, sans griffes, 0.3 mm, plateforme 5 mm, 8.5 cm



1/1

PM-3347A McPherson



Mikro-Fadenpinzette, gerade, ohne Zähne, 0.3 mm, 5 mm Fadenplatte, 8.5 cm
Micro-Tying forceps, straight, smooth jaws, 0.3 mm, with tying platform 5 mm, 8.5 cm
Micro-pinza para anudar, recta, sin dientes, 0.3 mm, con plataforma 5 mm, 8.5 cm
Micro-pince à fils, droite, sans griffes, 0.3 mm, plateforme 5 mm, 8.5 cm



1/1

PM-3348 Castroviejo



Fadenpinzette, gerade 0.5 mm, 7 mm Fadenplatte, 10 cm
Tying forceps, straight, 0.5 mm, with tying platform 7 mm, 10 cm
Pinza para anudar, recta, 0.5 mm, con plataforma 7 mm, 10 cm
Pince à fils, droite 0.5 mm, plateforme 7 mm, 10 cm



1/1

PM-3348A Castroviejo



Fadenpinzette, gebogen 0.5 mm, 7 mm Fadenplatte, 10 cm
Tying forceps, curved, 0.5 mm, with tying platform 7 mm, 10 cm
Pinza para anudar, curva, 0.5 mm, con plataforma 7 mm, 10 cm
Pince à fils, courbe, 0.5 mm, plateforme 7 mm, 10 cm



1/1

PM-3349A Troutman



Mikro-Fadenpinzette, gerade, sehr fein, 5 mm Fadenplatte, 9.5 cm
Micro-Tying forceps, straight, very delicate, with tying platform 5 mm, 9.5 cm
Micro-Pinza para anudar, recta, muy fina, con plataforma 5 mm, 9.5 cm
Micro-Pince à fils, droit, très fine, plateforme 5 mm, 9.5 cm



1/1

PM-3349B Troutman



Mikro-Fadenpinzette, gebogen, sehr fein, 5 mm Fadenplatte, 9.5 cm
Micro-Tying forceps, curved, very delicate, with tying platform 5 mm, 9.5 cm
Micro-Pinza para anudar, curva, muy fina, con plataforma 5 mm, 9.5 cm
Micro-Pince à fils, courbe, très fine, plateforme 5 mm, 9.5 cm



1/1

PM-3329 Troutman



Mikro-Fadenpinzette, gerade, sehr fein, 5 mm Fadenplatte, 11.5 cm
Micro-Tying Forceps, straight, very delicate, with tying platform 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pinza para anudar, recta, muy fina, con plataforma 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pince à fils, droit, très fine, 5 mm, avec plateforme, 11.5 cm




1/1

PM-3329A Troutman



Mikro-Fadenpinzette, gebogen, sehr fein, 5 mm Fadenplatte, 11.5 cm
Micro-Tying forceps, curved, very delicate, with tying platform 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pinza para anudar, curva, muy fina, con plataforma 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pince à fils, courbe, très fine, 5 mm, avec plateforme 5 mm, 11.5 cm




1/1

PM-3361 Paufigue



Fadenpinzette, 0,7 mm, mit Fadenplatte, 8 cm
Tying forceps, 0.7 mm, with tying platform, 8 cm
Pinza para anudar, 0,7 mm, con plataforma, 8 cm
Pince à fils, sans griffes, 0,7 mm, avec plateforme, 8 cm




1/1

PM-3361A Fadenpinzette, 0.3 mm, mit Fadenplatte, 8 cm
Tying forceps, 0.3 mm, with tying platform, 8 cm
Pinza para anudar, 0.3 mm, con plataforma, 8 cm
Pince à fils, sans griffes, 0.3 mm, avec plateforme, 8 cm

PM-6050A Tennant



Fadenpinzette, gerade, mit Führungsstift, mit sehr feinen Spitzen, 6 mm Fadenplatte, 10 cm
Tying forceps, straight, with guide pin, extra delicate smooth jaws, 6 mm tying platform, 10 cm
Pinza para anudar, recta, puntas delicadísimas, plataforma de 6 mm, 10 cm
Pince à fils, droite, pointes délicates, plateforme 6 mm, 10 cm




1/1

PM-6050B Tennant



Fadenpinzette, gebogen, mit sehr feinen Spitzen, 6 mm Fadenplatte, 10 cm
Tying forceps, curved, extra delicate smooth jaws, 6 mm tying platform, 10 cm
Pinza para anudar, curva, puntas delicadísimas, plataforma de 6 mm, 10 cm
Pince à fils, courbe, pointes délicates, plateforme 6 mm, 10 cm



1/1



PM-6120A McPherson



Mikro-Fadenpinzette, gerade, 5 mm lange Fadenplatte, 10.5 cm
Micro-Tying forceps, straight, 5 mm long tying platform, 10.5 cm
Micro-Pinza para anudar, recta, con plataforma 5 mm, 10.5 cm
Micro-Pince à fils, droit, plateforme 5 mm, 10.5 cm



PM-6120B McPherson



Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt, 5 mm lange Fadenplatte, 10.5 cm
Micro-Tying forceps, angled, 5 mm long tying platform, 10.5 cm
Micro-Pinza para anudar, angulada, con plataforma 5 mm, 10.5 cm
Micro-Pince à fils, coudée, plateforme 5 mm, 10.5 cm



PM-6150A Jaffe




Fadenpinzette, gerade, mit 6 mm Fadenplatte, 10.5 cm
Tying forceps, straight, with 6 mm tying platform, 10.5 cm
Pinza para anudar, recta, con plataforma 6 mm, 10.5 cm
Pince à fils, droit, plateforme 6 mm, 10.5 cm



PM-6150B Jaffe




Fadenpinzette, gebogen, mit 6 mm Fadenplatte, 10.5 cm
Tying forceps, curved, with 6 mm tying platform, 10.5 cm
Pinza para anudar, curva, con plataforma 6 mm, 10.5 cm
Pince à fils, courbe, plateforme 6 mm, 10.5 cm



PM-6151A Sinskey

Fadenpinzette, gerade
Tying forceps, straight
Pinza para anudar, recta
Pince à fils, droite



PM-6151B Sinskey

Fadenpinzette, gebogen
Tying forceps, curved
Pinza para anudar, curva
Pince à fils, courbe

PM-6155 Helveston
Fadenpinzette
Tying forceps
Pinza para anudar
Pince à fils



1/1

PM-3359A Mikro-Fadenpinzette, schwarz, 0.1 mm, 10 cm, mit Fadenplatte
Micro-Tying forceps, black, 0.1 mm, 10 cm, with tying platform
Micro-Pinza para anudar, negra, 0.1 mm, 10 cm, con plataforma
Micro-Pince à fils, 0.1 mm, noir, 10 cm, avec plateforme



1/1

PM-3005 Kanülenpinzette
Forceps for removal of cannulas
Pinza para la extracción de cánulas
Pince pour retrait de canules



1/1

PM-3334/1 Pinzette Juwelier-Typ Nr. 1
Jewelers forceps No. 1
Pinza tipo joyero No. 1
Pince à fils, type joaillier, No. 1



1/1

PM-3334/2 Pinzette Juwelier-Typ Nr. 3c
Jewelers forceps No. 3c
Pinza tipo joyero No. 3c
Pince à fils, type joaillier, No. 3c



1/1

PM-3334/3 Pinzette Juwelier-Typ Nr. 3
Jewelers forceps No. 3
Pinza tipo joyero No. 3
Pince à fils, type joaillier, No. 3



1/1

PM-3334/4 Pinzette Juwelier-Typ Nr. 4
Jewelers forceps No. 4
Pinza tipo joyero No. 4
Pince à fils, type joaillier, No. 4



1/1

PM-3334/5 Pinzette Juwelier-Typ Nr. 5
Jewelers forceps No. 5
Pinza tipo joyero No. 5
Pince à fils, type joaillier, No. 5



1/1

PM-3334/6 Pinzette Juwelier-Typ Nr. 5 – 45
Jewelers forceps No. 5 – 45
Pinza tipo joyero No. 5 – 45
Pince à fils, type joaillier, No. 5 – 45




1/1

PM-3334/7 Pinzette Juwelier-Typ Nr. 7
Jewelers forceps No. 7
Pinza tipo joyero No. 7
Pince à fils, type joaillier, No. 7



1/1

PM-3336 Fadenpinzette, Juweliers Typ, 10.5 cm
Tying forceps, jewelers type, 10.5 cm
Pinza para sutura, tipo joyero, 10.5 cm
Pince à fils, type joaillier, 10.5 cm



1/1

PM-3335

Dastoor



Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.7 mm, 10 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.7 mm, 10 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.7 mm, 10 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.7 mm, 10 cm



1/1

PM-3364

Jayle



Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.7 mm, mit Fadenplatte, 11 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth 0.7 mm, with tying platform, 11 cm
Pinza para Sutura, 1 × 2 dientes, 0.7 mm, con plataforma, 11 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.7 mm, avec plateforme, 11 cm



1/1

PM-3340

Barraquer



Nahtpinzette „Colibri“, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, ohne Fadenplatte
Suture forceps „Colibri“, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, without platform
Pinza para sutura „Colibri“, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, sin plataforma
Pince à suture „Colibri“, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, sans plateforme




1/1

PM-3341

Barraquer



Mikro-Nahtpinzette „Colibri“, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, ohne Fadenplatte
Micro-Suture forceps „Colibri“, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, without platform
Micro-Pinza para sutura „Colibri“, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, sin plataforma
Micro-Pince à suture „Colibri“, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, sans plateforme



1/1

PM-3345

Barraquer



Nahtpinzette „Colibri“, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, mit Fadenplatte
Suture forceps „Colibri“, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, with platform
Pinza para sutura „Colibri“, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, con plataforma
Pince à suture „Colibri“, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, avec plateforme




1/1

PM-3346

Barraquer



Mikro-Nahtpinzette „Colibri“, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit Fadenplatte
Micro-Suture forceps „Colibri“, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with platform
Micro-Pinza para sutura „Colibri“, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma
Micro-Pince à suture „Colibri“, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme



1/1

PM-3351 Polack



Hornhaut Nahtpinzette, U-förmig, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, 7.5 cm
Corneal suturing forceps, U-shaped, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, 7.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, 7.5 cm
Pince à suture pour la cornée, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, 7.5 cm



1/1

PM-3350 Castroviejo



Nahtpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 0.9 mm, mit Fadenplatte, 10 cm
Suture forceps, straight, 1 × 2 teeth, 0.9 mm, with tying platform, 10 cm
Pinza para sutura, recta, 1 × 2 dientes, 0.9 mm, con plataforma, 10 cm
Pince à suture, droit, à 1 × 2 griffes, 0.9 mm, avec plateforme, 10 cm



1/1

PM-3352 Castroviejo

Nahtpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, mit Fadenplatte, 10 cm
Suture forceps, straight, 1 × 2 teeth, 0.5 mm, with tying platform, 10 cm
Pinza para sutura, recta, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con plataforma, 10 cm
Pince à suture, droit, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec plateforme, 10 cm

PM-3354 Castroviejo

Nahtpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit Fadenplatte, 10 cm
Suture forceps, straight, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with tying platform, 10 cm
Pinza para sutura, recta, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma, 10 cm
Pince à suture, droit, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme, 10 cm


PM-3355 Castroviejo

Nahtpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 1.5 mm, mit Fadenplatte, 10 cm
Suture forceps, straight, 1 × 2 teeth, 1.5 mm, with tying platform, 10 cm
Pinza para Sutura, recta, 1 × 2 dientes, 1.5 mm, con plataforma, 10 cm
Pince à suture, droit, à 1 × 2 griffes, 1.5 mm, avec plateforme, 10 cm

PM-3356 Castroviejo



Nahtpinzette, setilich abgewinkelt, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, mit Fadenplatte, 9 cm
Suture forceps, angled, 1 × 2 teeth, 0.5 mm with tying platform, 9 cm
Pinza para sutura, acodada, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con plataforma, 9 cm
Pince à suture, coudée, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec plateforme, 9 cm



1/1



PM-6133A Castroviejo



Nahtpinzette 1 × 2 Zähne, 0.9 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.9 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.9 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.9 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

PM-6133B Castroviejo


Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.5 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

PM-6133C Castroviejo

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

PM-6133D Castroviejo

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm



PM-3357A Castroviejo



Nahtpinzette 1 × 2 Zähne, 0.9 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.9 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.9 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.9 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

PM-3357B Castroviejo


Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.5 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

PM-3357C Castroviejo

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

PM-3357D Castroviejo


Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para Ssre, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm



PM-3357BS Stern-Castroviejo




Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, breiter Griff, mit Schloss, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.5 mm wide handle, with lock, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con mango ancho, con cierre, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec manche nouvelle, manche large, avec ressort, 10.5 cm



PM-3357DA Castroviejo

Nahtpinzette, Colibri, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, Fadenplatte, breiter Griff, 10.5 mm
Suture forceps, Colibri, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with tying platform, wide handle, 10.5 mm
Pinza para sutura, Colibri, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con mango ancho, 10.5 mm
Pince à suture, Colibri, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm avec manche nouvelle, 10.5 mm



PM-3362 Paufigue



Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.7 mm, 45°, Fadenplatte, 7.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.7 mm, 45°, tying platform, 7.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.7 mm, 45°, con plataforma, 7.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.7 mm, 45°, avec plateforme, 7.5 cm

PM-3362A Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, 45°, Fadenplatte, 8 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, 45°, tying platform, 8 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, 45°, con plataforma, 8 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, 45°, avec plateforme, 8 cm

PM-3362B Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, 45°, Fadenplatte, 8 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, 45°, tying platform, 8 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, 45°, con plataforma, 8 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, 45°, avec plateforme, 8 cm



PM-3359 Mikro-Nahtpinzette, schwarz, 1 × 2 Zähne, 0.1 mm, mit Fadenplatte, 10 cm
Micro-Suture forceps, black, 1 × 2 teeth, 0.1 mm, with tying platform, 10 cm
Micro-Pinza para sutura, negra, 1 × 2 dientes, 0.1 mm, con plataforma, 10 cm
Micro-Pince à suture, noire, à 1 × 2 griffes, 0.1 mm, avec plateforme, 10 cm



PM-3360 St. Martin



Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.8 mm, 7.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.8 mm, 7.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.8 mm, 7.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.8 mm, 7.5 cm







PM-3596 Nahtpinzette, Modell Zürich „Colibri“, Zähne 0.12 mm, mit Fadenplatte
Suture forceps, Zurich model “Colibri”, teeth 0.12 mm, with tying platform
Pinza para sutura, modelo Zürich „Colibri“, dientes 0.12 mm, con plataforma
Pince à suture, modèle Zürich „Colibri“, griffes 0.12 mm, avec plateforme



PM-3596A Nahtpinzette, Modell Zürich „Colibri“, Zähne 0,12 mm, mit Fadenplatte, abgewinkelt
Suture forceps, Zurich model “Colibri”, teeth 0.12 mm, with tying platform, angled
Pinza para sutura, modelo Zürich „Colibri“, dientes 0,12 mm, con plataforma, angulada
Pince à suture, modèle Zürich „Colibri“, griffes 0,12 mm, avec plateforme, coudée



PM-3363 Sauer
Nahtpinzette, mit schrägen Zähnen, 8 cm
Suture forceps, with oblique angled teeth, 8 cm
Pinza para sutura, con dientes obliquos, 8 cm
Pince à suture, avec griffes obliques, 8 cm



PM-3365 Dastoor
Nahtpinzette, 11 cm
Suture forceps, 11 cm
Pinza para sutura, 11 cm
Pince à suture, 11 cm





1/1

PM-6132A McPherson



Hornhautpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, Fadenplatte, 10.5 cm
Corneal forceps, straight, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, tying platform, 10.5 cm
Pinza para córnea, recta, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, con plataforma, 10.5 cm
Pince pour la cornée, droit, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, avec plateforme, 10.5 cm



1/1

PM-6132B McPherson



Hornhautpinzette, abgewinkelt, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, Fadenplatte, 10.5 cm
Corneal forceps, angled, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, tying platform, 10.5 cm
Pinza para córnea, angulada, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, con plataforma, 10.5 cm
Pince pour la cornée, coudée, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, avec plateforme, 10.5 cm



1/1

PM-6170 Kelman-McPherson



Nahtpinzette, 8 mm, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, 10.5 cm
Suture forceps, 8 mm, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, 10.5 cm
Pinza para sutura, 8 mm, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, 10.5 cm
Pince à suture, 8 mm, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, 10.5 cm




1/1

PM-6175 Hoffer-McPherson



Nahtpinzette, 11 mm, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, 10.5 cm
Suture forceps, 11 mm, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, 10.5 cm
Pinza para sutura, 11 mm, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, 10.5 cm
Pince à suture, 11 mm, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, 10.5 cm



1/1

PM-6131A Hyde

Hornhautpinzette, Colibri, 2 × 2 Zähne, 0.12 mm, 45° Zähne, 7 mm Fadenplatte
Corneal forceps, 2 × 2 teeth, 0.12 mm, 45° teeth, tying platform 7 mm
Pinzas para córnea, 2 × 2 dientes, 0.12 mm, dientes 45°, con plataforma 7 mm
Micro-Pince pour la cornée, à 2 × 2 griffes, 0.12 mm, griffes 45°, avec plateforme 7 mm

PM-3315 Moehle

Hornhautpinzette, 9 cm
Corneal forceps, 9 cm
Pinza para la córnea, 9 cm
Pince pour la cornée, 9 cm




1/1

PM-3339 Troutman



Mikro-Hornhautpinzette, 0.12 mm, 45°, ohne Fadenplatte
Micro-Corneal forceps, 0.12 mm, 45°, without tying platform
Micro-Pinza para la córnea, 0.12 mm, 45°, sin plataforma
Micro-Pince pour la cornée, 0.12 mm, 45°, sans plateforme




1/1

PM-3339A Troutman



Mikro-Hornhautpinzette, 0.12 mm, 45°, mit Fadenplatte
Micro-Corneal forceps, 0.12 mm, 45°, with tying platform
Micro-Pinza para la córnea, 0.12 mm, 45°, con plataforma
Micro-Pince pour la cornée, 0.12 mm, 45°, avec plateforme



1/1

PM-3344 Pierse-Colibri



Hornhautpinzette, 1 x 1 Zähne, 0.1 mm
Corneal forceps, 1 x 1 teeth, 0.1 mm
Pinzas para córnea, 1 x 1 dientes, 0.1 mm
Micro-Pince pour la cornée, à 1 x 1 griffes, 0.1 mm




1/1

PM-3375 Pierse



Mikro-Fixierpinzette, 1 x 1 Zähne, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Fixation forceps, 1 x 1 teeth, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Pinza para fijación, 1 x 1 dientes, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Pince à fixer, à 1 x 1 griffes, 0.2 mm, 8 cm




1/1

PM-3376 Pierse



Mikro-Fixierpinzette, 1 x 1 Zähne, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Fixation forceps, 1 x 1 teeth, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pinza para fijación, 1 x 1 dientes, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pince à fixer, à 1 x 1 griffes, 0.3 mm, 8 cm



1/1

PM-3377 Pierse




Mikro-Fixierpinzette, Colibri, 1 x 1 Zähne, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Fixation forceps, Colibri, 1 x 1 teeth, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Pinza para fijación, Colibri, 1 x 1 dientes, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Pince à fixer, Colibri, à 1 x 1 griffes, 0.2 mm, 8 cm

PM-3378 Pierse



Mikro-Fixierpinzette, Colibri, 1 x 1 Zähne, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Fixation forceps, Colibri, 1 x 1 teeth, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pinza para fijación, Colibri, 1 x 1 dientes, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pince à fixer, Colibri, à 1 x 1 griffes, 0.3 mm, 8 cm



PM-6160 Bores

Hornhautfixierpinzette U-förmig, 1 × 2 Zähne, 0,12 mm, 10,5 cm
Corneal fixation forceps U-shaped, 1 × 2 teeth, 0,12 mm, 10,5 cm
Pinza de fijación para córnea en forma de U, 1 × 2 dientes, 0,12 mm, 10,5 cm
Pince fixation pour cornée en forme de U, à 1 × 2 griffes, 0,12 mm, 10,5 cm

1/1



PM-6130A McPherson



Hornhautpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 0,4 mm, Fadenplatte, 10,5 cm
Corneal forceps, straight, 1 × 2 teeth, 0,4 mm, tying platform, 10,5 cm
Pinza para cornéa, recta, 1 × 2 dientes, 0,4 mm, con plataforma, 10,5 cm
Pince pour la cornée, droit, à 1 × 2 griffes, 0,4 mm, avec plateforme, 10,5 cm

1/1



PM-6130B McPherson




Hornhautpinzette, abgewinkelt, 1 × 2 Zähne, 0,4 mm, Fadenplatte, 10,5 cm
Corneal forceps, angled, 1 × 2 teeth, 0,4 mm, tying platform, 10,5 cm
Pinza para cornéa, angulada, 1 × 2 dientes, 0,4 mm, con plataforma, 10,5 cm
Pince pour la cornée, coudée, à 1 × 2 griffes, 0,4 mm, avec plateforme, 10,5 cm

1/1

PM-3330 Dastoor

Bindehautpinzette, 11 cm
Conjunctival-flap forceps, 11 cm
Pinza para conjuntiva, 11 cm
Pince pour conjonctive, 11 cm



1/1



PM-3370 Moorfield


Naht und Bindehautpinzette, 10 cm
Suture and conjunctival forceps, 10 cm
Pinza para sutura y conjuntiva, 10 cm
Pince à suture et conjonctive, 10 cm

1/1

PM-3380 Fechtner



Bindehautpinzette, Ringdurchmesser 1.2 mm, 10.5 cm
Conjunctiva forceps, ring diameter 1.2 mm, 10.5 cm
Pinzas para conjunctiva, diámetro 1.2 mm, 10.5 cm
Pince pour conjonctive, diamètre 1.2 mm, 10.5 cm




1/1

PM-3380A Fechtner



Bindehautpinzette, abgewinkelt, Ringdurchmesser 1.2 mm, 10.5 cm
Conjunctiva forceps, angled, ring diameter 1.2 mm, 10.5 cm
Pinzas para conjunctiva, angulada, diámetro 1.2 mm, 10.5 cm
Pince pour conjonctive, coudée, diamètre 1.2 mm, 10.5 cm



1/1

PM-6190A Draeger



LASIK Flap Pinzette, 10.5 cm
LASIK Flap forceps, 10.5 cm
Pinza para LASIK Flap, 10.5 cm
Pince pour LASIK Flap, 10.5 cm



1/1

PM-6190 Buratto



LASIK Flap Pinzette, geriefte Spitze, 10.5 cm
LASIK Flap forceps, serrated tip, 10.5 cm
Pinza para LASIK Flap, puntas estriada-cruz, 10.5 cm
Pince pour LASIK Flap, striée, 10.5 cm



1/1

PM-6355 DSAEK Pinzette, 0.8 mm, 45° abgewinkelte Plattform



DSAEK forceps, 0.8 mm, 45° angled platform
Pinza para DSAEK, 0.8 mm, con plataforma angulada (45°)
Pince pour DSAEK, 0.8 mm, avec plateforme coudée (45°)



1/1

PM-6356 DSAEK Pinzette, 0.8 mm




DSAEK forceps, 0.8 mm
Pinza para DSAEK, 0.8 mm
Pince pour DSAEK, 0.8 mm



1/1

PM-3400 Beaupré

Cilienpinzette, 11.5 cm
Cilia forceps, 11.5 cm
Pinza para depilación, 11.5 cm
Pince à épiler les cils, 11.5 cm



1/1

PM-3410 Henry

Cilienpinzette, 9.5 cm
Cilia forceps, 9.5 cm
Pinza para depilación, 9.5 cm
Pince à épiler les cils, 9.5 cm



1/1

PM-3420 Gradle

Cilienpinzette, 9.5 cm
Cilia forceps, 9.5 cm
Pinza para depilación, 9.5 cm
Pince à épiler les cils, 9.5 cm



1/1

PM-3430 Barraquer


Cilienpinzette, 10.5 cm
Cilia forceps, 10.5 cm
Pinza para depilación, 10.5 cm
Pince à épiler les cils, 10.5 cm



1/1

PM-3450 Beer

Cilienpinzette, 8 cm
Cilia forceps, 8 cm
Pinza para depilación, 8 cm
Pince à épiler les cils, 8 cm



1/1

PM-3455 Ziegler

Cilienpinzette, 9 cm
Cilia forceps, 9 cm
Pinza para depilación, 9 cm
Pince à épiler les cils, 9 cm



1/1

PM-3460 Saupe

Cilienpinzette, 10 cm
Cilia forceps, 10 cm
Pinza para depilación, 10 cm
Pince à épiler les cils, 10 cm



1/1

PM-3312 Watzke


Bandspreizpinzette
Sleeve spreading forceps
Pinza para extender mangos
Pince pour manchon



1/1

PM-3313 Lambert

Bandspreizpinzette
Sleeve spreading forceps
Pinza para extender mangos
Pince pour manchon



1/1

PM-6145 Arita

Meibom Drüsen-Klemme
Meibomian gland compressor
Pinza para las glándulas del Meibomio
Pince pour les glandes de Meibomius



1/1

PM-2099 Maharaj

Meibom Drüsen-Klemme
Meibomian gland compressor
Pinza para las glándulas del Meibomio
Pince pour les glandes de Meibomius



1/1

PM-3595 Schaaf


Fremdkörperpinzette, 9.5 cm
Foreign-Body forceps, 9.5 cm
Pinza para cuerpos extraños, 9.5 cm
Pince pour corps étrangers, 9.5 cm



1/1

PM-6300

Vitreoretinal Faßzange, glatt, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, smooth, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, plana, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, mousse, 20 ga



1/1

PM-6310

Vitreoretinal Faßzange, gerieft, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, serrated, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, estriada, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, striée, 20 ga



PM-6320

Vitreoretinal Faßzange, 1 x 2 Zähne, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, 1 x 2 teeth, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, dientes 1 x 2, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, à 1 x 2 griffes, 20 ga



PM-6330

Vitreoretinal Faßzange, 0.3 mm Plattform, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, 0.3 mm platform, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, plataforma 0.3 mm, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, plateforme 0.3 mm, 20 ga



PM-6340

Vitreoretinal Faßzange, glatt, 45°, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, smooth, 45°, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, plana, 45°, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, mousse, 45°, 20 ga



PM-6345

Vitreoretinal Faßzange, glatt, 90°, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, smooth, 90°, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, plana, 90°, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, mousse, 90°, 20 ga





1/1



Vitreoretinal Faßzange
Vitreoretinal grasping forceps
Pinza para vitreoretinal
Pince vitréo-rétinienne

PM-6302 20 ga, glatt, Titangriff
20 ga, smooth, titanium handle
20 ga, plana, mango titanio
20 ga, mousse, manche titane



PM-6303 23 ga, glatt, Titangriff
23 ga, smooth, titanium handle
23 ga, plana, mango titanio
23 ga, mousse, manche titane



PM-6312 20 ga, gerieft, Titangriff
20 ga, serrated, titanium handle
20 ga, estriada, mango titanio
20 ga, striée, manche titane



PM-6313 23 ga, gerieft, Titangriff
23 ga, serrated, titanium handle
23 ga, estriada, mango titanio
23 ga, striée, manche titane



PM-6322 20 ga, 1 x 2 Zähne, Titangriff
20 ga, 1 x 2 teeth, titanium handle
20 ga, dientes 1 x 2, mango Titanio
20 ga, 1 x 2 griffes, manche titane



PM-6331 20 ga, 0.1 mm Plattform, Titangriff
20 ga, 0.1 mm platform, titanium handle
20 ga, plataforma 0.1 mm, mango titanio
20 ga, plateforme 0.1 mm, manche titane



PM-6338 23 ga, 0.1 mm Plattform, Titangriff
23 ga, 0.1 mm platform, titanium handle
23 ga, plataforma 0.1 mm, mango titanio
23 ga, plateforme 0.1 mm, manche titane



PM-6332 20 ga, 0.3 mm Plattform, Titangriff
20 ga, 0.3 mm platform, titanium handle
20 ga, plataforma 0.3 mm, mango titanio
20 ga, plateforme 0.3 mm, manche titane



PM-6333 23 ga, 0.3 mm Plattform, Titangriff
23 ga, 0.3 mm platform, titanium handle
23 ga, plataforma 0.3 mm, mango titanio
23 ga, plateforme 0.3 mm, manche titane



PM-6342 20 ga, glatt, 45°, Titangriff
20 ga, smooth, 45°, titanium handle
20 ga, plana, 45°, mango titanio
20 ga, mousse, 45°, manche titane



PM-6347 20 ga, glatt, 90°, Titangriff
20 ga, smooth, 90°, titanium handle
20 ga, plana, 90°, mango titanio
20 ga, mousse, 90°, manche titane



PM-6339 23 ga, ILM Pinzette, Titangriff
23 ga, ILM Forceps, titanium handle
23 ga, pinza para ILM, mango titanio
23 ga, pince pour ILM, manche titane



PM-3901 Ayer


Chalazionspinzette, 8 mm, 9 cm
Chalazion forceps, 8 mm, 9 cm
Pinza de chalazion, 8 mm, 9 cm
Pince à chalazion, 8 mm, 9 cm



1/1

PM-3910 Lambert


Chalazionspinzette, 8 mm, 9 cm
Chalazion forceps, 8 mm, 9 cm
Pinza de chalazion, 8 mm, 9 cm
Pince à chalazion, 8 mm, 9 cm



1/1

PM-3910A Lambert

Chalazionpinzette, 15 mm, 9 cm
Chalazion forceps, 15 mm, 9 cm
Pinza de chalazion, 15 mm, 9 cm
Pince à chalazion, 15 mm, 9 cm



1/1

PM-3920/Desmarres


Chalazionspinzette, 20 mm, 9 cm
Chalazion forceps, 20 mm, 9 cm
Pinza de chalazion, 20 mm, 9 cm
Pince à chalazion, 20 mm, 9 cm

PM-3920/2

26 mm
26 mm
26 mm
26 mm

PM-3920/3


31 mm
31 mm
31 mm
31 mm



1/1

PM-3930 Cauer


Chalazionspinzette, I.D. 12 x 14 mm, 10 cm
Chalazion forceps, I.D. 12 x 14 mm, 10 cm
Pinza de chalazion, diámetro interior 12 x 14 mm, 10 cm
Pince à chalazion, diamètre intérieur 12 x 14 mm, 10 cm



1/1

PM-3935 Lordan

Chalazionspinzette, 10 cm
Chalazion forceps, 10 cm
Pinza de chalazion, 10 cm
Pince à chalazion, 10 cm



1/1

PM-3940 Hunt


Chalazionspinzette, I.D. 12 mm, 10 cm
Chalazion forceps, I.D. 12 mm, 10 cm
Pinza de chalazion, diámetro interior 12 mm, 10 cm
Pince à chalazion, diamètre intérieur 12 mm, 10 cm



1/1

PM-3915 Francis


Chalazionspinzette I.D. 8 × 14 mm, 9 cm
Chalazion forceps I.D. 8 × 14 mm, 9 cm
Pinza de chalazion, diámetro interior 8 × 14 mm, 9 cm
Pince à chalazion, diamètre intérieur 8 × 14 mm, 9 cm



1/1

PM-3916 Baird


Chalazionspinzette I.D. 8 × 11 mm
Chalazion forceps I.D. 8 × 11 mm
Pinza de chalazion, diámetro interior 8 × 11 mm
Pince à chalazion, diamètre intérieur 8 × 11 mm



1/1

PM-3950 Erhardt


Lidpinzette, 9.5 cm
Lid forceps, 9.5 cm
Pinza para párpados, 9.5 mm
Pince de paupières, 9.5 cm



1/1

PM-3200 Graefe

Fixierpinzette, ohne Schloss, 11 cm
Fixation forceps, without lock, 11 cm
Pinza de fijación, sin muelle, 11 cm
Pince à fixer, sans ressort, 11 cm



1/1

PM-3201 Graefe

Fixierpinzette, mit Schloss, 11 cm
Fixation forceps, with lock, 11 cm
Pinza de fijación, con muelle, 11 cm
Pince à fixer, avec ressort, 11 cm



1/1

PM-3205 Panas

Fixierpinzette, Maul konkav, 11 cm
Fixation forceps, jaw concav, 11 cm
Pinza de fijación, boca cóncava, 11 cm
Pince à fixer, mors concaves, 11 cm



1/1

PM-3245 Elschmig




Fixierpinzette, 10 cm
Fixation forceps, 10 cm
Pinza de fijación, 10 cm
Pince à fixer, 10 cm



1/1

PM-3255 Green

Fixierpinzette, 10 cm
Fixation forceps, 10 cm
Pinza de fijación, 10 cm
Pince à fixer, 10 cm



1/1

PM-3260

Fixierpinzette, 1 × 2 Zähne, 11.5 cm
Fixation forceps, 1 × 2 teeth, 11.5 cm
Pinza de fijación, 1 × 2 dientes, 11.5 cm
Pince à fixer, à 1 × 2 griffes, 11.5 cm



1/1

Moody

Fixierpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, mit Schloss
Fixation forceps, 1 × 2 teeth, 0.5 mm, with lock
Pinza para fijación, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con muelle
Pince à fixer, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec ressort



1/1

PM-6165 links
left
izquierda
gauche

PM-6166 rechts
right
derecha
droit

PM-3290 Lester



Fixierpinzette, 1 × 2 Zähne, 9 cm
Fixation forceps, 1 × 2 teeth, 9 cm
Pinza de fijación, 1 × 2 dientes, 9 cm
Pince à fixer, à 1 × 2 griffes, 9 cm



1/1

PM-3292 Lester

Fixierpinzette, 2 × 3 Zähne, 9 cm
Fixation forceps, 2 × 3 teeth, 9 cm
Pinza de fijación, 2 × 3 dientes, 9 cm
Pince à fixer, à 2 × 3 griffes, 9 cm



1/1

PM-3300 Castroviejo


Fixierpinzette, gerade, 1 × 1 Zähne, 9 cm
Fixation forceps, straight, 1 × 1 teeth, 9 cm
Pinza de fijación, recta, 1 × 1 dientes, 9 cm
Pince à fixer, droit, à 1 × 1 griffes, 9 cm



1/1

PM-3310 Castroviejo

Fixierpinzette, abgewinkelt, 1 × 1 Zähne, 9 cm
Fixation forceps, angled, 1 × 1 teeth, 9 cm
Pinza de fijación, acodada, 1 × 1 dientes, 9 cm
Pince à fixer, coudée, à 1 × 1 griffes, 9 cm



1/1

PM-3474 Kirby



Fixierpinzette 1 × 2 Zähne, mit Schieber, 10 cm
Fixation forceps, 1 × 2 teeth, with slide catch, 10 cm
Pinza para fijación, 1 × 2 dientes, con fiador, 10 cm
Pince à fixer, à 1 × 2 griffes, avec verrou, 10 cm



1/1

PM-3742 Bangerter


Muskelklemme, selbsthaltend
Muscle clamp, self retaining
Pinza clamp muscular
Pince musculaire



1/1

PM-3295 Dastoor

Muskelpinzette, 1 × 2 Zähne, 9 cm
Superior rectus forceps, 1 × 2 teeth, 9 cm
Pinza para estrabismo, 1 × 2 dientes, 9 cm
Pince à strabisme, à 1 × 2 griffes, 9 cm



1/1

PM-3298 Troutman


Muskelpinzette, 1 × 2 Zähne, 9 cm
Superior rectus forceps, 1 × 2 teeth, 9 cm
Pinza para fijación recto superior, 1 × 2 dientes, 9 cm
Pince à strabisme, à 1 × 2 griffes, 9 cm



1/1

PM-3465 Remky


Zügelnahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 9 cm
Superior rectus forceps, 1 × 2 teeth, 9 cm
Pinza para superior rectus, angulada, 1 × 2 dientes, 9 cm
Pince à mors croisée, à 1 × 2 griffes, 9 cm



1/1

PM-3960 Downes

Lidklemme
Lid clamp
Pinca para párpados
Pince de paupières



1/1

Berke

Muskelpinzette für Ptosis, 10.5 cm
Ptosis clamp, 10.5 cm
Pinza muscular para ptosis, 10.5 cm
Pince musculaire pour ptosis, 10.5 cm




1/1

PM-3820 20 mm

PM-3821 27 mm

Snellen

Entropionpinzette, 9.5 cm
Entropium forceps, 9.5 cm
Pinza para entropión, 9.5 cm
Pince à entropion, 9.5 cm




1/1

PM-3851 links | izquierda
left | à gauche

PM-3850 rechts | derecha
right | à droit

PM-3955 Putterman


Klemme mit 6 Pins
Forceps and clamp with 6 pins
Pinza con 6 pins, para cirugía plástica del párpado
Pince avec 6 broches



1/1

Jameson

Vorlagerungspinzette, 14 mm
Advancement forceps, 14 mm
Pinza para avanzamiento muscular, 14 mm
Pince pour avancement musculaire, 14 mm




1/1

PM-3721 links | izquierda
left | à gauche

PM-3720 rechts | derecha
right | à droit

Jameson

Vorlagerungspinzette, 10 mm
Advancement forceps, 10 mm
Pinza para avanzamiento muscular, 10 mm
Pince pour avancement musculaire, 10 mm



1/1

PM-3721S links | izquierda
left | à gauche


PM-3720S rechts | derecha
right | à droit

Hartmann

Klemme, 10 cm
Haemostatic forceps, 10 cm
Pinza hemostática, 10 cm
Pince hémostatique, 10 cm

PM-2700 gerade | recta
straight | droite

PM-2701 gebogen | curva
curved | courbe




1/1

Halstead-Mosquito

Klemme, 12 cm
Haemostatic forceps, 12 cm
Pinza hemostática, 12 cm
Pince hémostatique, 12 cm

PM-2720 gerade | recta
straight | droite


PM-2725 gebogen | curva
curved | courbe



1/1

PM-2730 Backhaus

Tuchklemme, 8 cm
Towel forceps, 8 cm
Pinza para compresas, 8 cm
Pince à compresses, 8 cm



1/1

PM-2732 Jones

Tuchklemme
Towel forceps
Pinza para compresas
Pince à compresses



1/1



1/1



1/1

PM-2755 Dieffenbach

Gefäßklemme, gerade, 3.5 cm
Serrefine, straight, 3.5 cm
Serra-fina, recta, 3.5 cm
Serre-fine, droite, 3.5 cm

PM-2756 Dieffenbach

Gefäßklemme, gebogen, 3.5 cm
Serrefine, curved, 3.5 cm
Serra-fina, curva, 3.5 cm
Serre-fine, courbe, 3.5 cm



PAK MARTIN
INTERNATIONAL




5

Scheren
Scissors
Tijeras
Ciseaux

PM-4200A Wecker

Iridektomieschere, spitz/spitz, Fig. A
Iris scissors, pointed/pointed, fig. A
Pinza-tijera para iridectomia, aguda/aguda, fig. A
Pince-ciseaux à iridectomie, pointus/pointus, fig. A



PM-4200B Wecker

Iridektomieschere, spitz/stumpf, Fig. B
Iris scissors, pointed/blunt, fig. B
Pinza-tijera para iridectomia, aguda/roma, fig. B
Pince-ciseaux à iridectomie, pointus/mousse, fig. B



PM-4200C Wecker

Iridektomieschere, stumpf/stumpf, Fig. C
Iris scissors, blunt/blunt, fig. C
Pinza-tijera para iridectomia, roma/roma, fig. C
Pince-ciseaux à iridectomie, mousse/mousse, fig. C



PM-4210/1 Noyes

Iridektomieschere, spitz/spitz, Fig. 1
Iris scissors, pointed/pointed, fig. 1
Pinza-tijera para iridectomia, aguda/aguda, fig. 1
Pince-ciseaux à iridectomie, pointus/pointus, fig. 1



PM-4210/2 Noyes

Iridektomieschere, spitz/stumpf, Fig. 2
Iris scissors, pointed/blunt, fig. 2
Pinza-tijera para iridectomia, aguda/roma, fig. 2
Pince-ciseaux à iridectomie, pointus/mousse, fig. 2



PM-4210/3 Noyes

Iridektomieschere, stumpf/stumpf, Fig. 3
Iris scissors, blunt/blunt, fig. 3
Pinza-tijera para iridectomia, roma/roma, fig. 3
Pince-ciseaux à iridectomie, mousse/mousse, fig. 3



PM-4220 Barraquer

Iridektomieschere, Blattlänge 7 mm
Iris scissors, 7 mm blade
Pinza-tijera para iridectomia, hojas 7 mm de largo
Pince-ciseaux à iridectomie, lames 7 mm de long



PM-4225 Barraquer


Iridektomieschere, Blattlänge 10 mm
Iris scissors, 10 mm blade
Pinza-tijera para iridectomia, hojas 10 mm de largo
Pince-ciseaux à iridectomie, lames 10 mm de long



PM-4260 Castroviejo


Irisschere, spitz, gebogen, 9.5 cm
Iris scissors, pointed, curved, 9.5 cm
Pinza-tijera para iridectomia, aguda, curva, 9.5 cm
Pince-ciseaux à iridectomie, pointus, courbes, 9.5 cm





PM-4240 Vannas

Mikro-Nachstarschere, gerade, sehr fein, Blattlänge 7 mm, 8 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, straight, very delicate, blade 7 mm, 8 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, recta, fina, hojas 7 mm de largo, 8 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, droits, fins, lames 7 mm, 8 cm



PM-4240B Vannas

Mikro-Nachstarschere, gerade, sehr fein, stumpf, Blattlänge 7 mm, 8 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, straight, blunt, very delicate, blade 7 mm, 8 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, recta, fina, roma, hojas 7 mm de largo, 8 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, droits, fins, mousse, lames 7 mm, 8 cm




PM-4241 Vannas

Mikro-Nachstarschere, gebogen, sehr fein, Blattlänge 7 mm, 8 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, curved, very delicate, blade 7 mm, 8 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, curva, fina, hojas 7 mm de largo, 8 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, courbes, fins, lames 7 mm, 8 cm



PM-4241B Vannas

Mikro-Nachstarschere, gebogen, sehr fein, stumpf, Blattlänge 7 mm, 8 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, curved, very delicate, blunt, blade 7 mm, 8 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, curva, fina, roma, hojas 7 mm de largo, 8 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, courbes, fins, mousse, lames 7 mm, 8 cm




PM-4242 Vannas

Mikro-Nachstarschere, abgewinkelt, sehr fein, Blattlänge 7 mm, 8 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, angled, very delicate, blade 7 mm, 8 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, angulada, fina, hojas 7 mm de largo, 8 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, anglés, lames 7 mm, 8 cm



PM-4243 Vannas

Mikro-Nachstarschere, kniegebogen, sehr fein, Blattlänge 7 mm, 8 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, angled, very delicate, blade 7 mm, 8 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, cangulada, fina, hojas 7 mm de largo, 8 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, coudée, fins, lames 7 mm, 8 cm



PM-4245 Uthoff

Kapselschere, konvex gebogene Blätter, Blattlänge 10 mm, 8.5 cm
Capsule scissors, convex curved blades, blade 10 mm, 8.5 cm
Tijera para cápsula, curva convexa, hojas 10 mm de largo, 8.5 cm
Ciseaux capsulaires, courbe-convexe, lames 10 mm, 8.5 cm



PM-4246 Ong

Kapselschere, nach oben abgewinkelt, Blattlänge 11 mm, 8.5 cm
Capsule scissors, angled forward, blade 11 mm, 8.5 cm
Tijera para cápsula, angulada hacia arriba, hojas 11 mm de largo, 8.5 cm
Ciseaux capsulaires, en angle vers le haut, lames 11 mm, 8.5 cm



PM-4247 Vannas

Mikro-Nachstarschere, Modell Tübingen, gerade, sehr fein, Blattlänge 11 mm, 8.5 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, straight, Tübingen model, very delicate, blade 11 mm, 8.5 cm
Micro-tijera para catarata secundaria, recta Modelo Tübingen, fina, hojas 11 mm de largo, 8.5 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, modèle Tübingen, droits, fins, lames 11 mm, 8.5 cm



PM-4247B Vannas

Mikro-Nachstarschere, Modell Tübingen, gerade, sehr fein, stumpf, Blattlänge 11 mm, 8.5 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, straight, Tübingen model, very delicate, blunt, blade 11 mm, 8.5 cm
Micro-tijera para catarata secundaria, recta Modelo Tübingen, fina, roma, hojas 11 mm de largo, 8.5 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, modèle Tübingen, droits, fins, mousse, lames 11 mm, 8.5 cm



PM-4247A Vannas

Mikro-Nachstarschere, Modell Tübingen, gebogen, sehr fein, Blattlänge 11 mm, 8.5 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, curved, Tübingen model, very delicate, blade 11 mm, 8.5 cm
Micro-tijera para catarata secundaria, curva, Modelo Tübingen, fina, hojas 11 mm de largo, 8.5 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, modèle Tübingen, courbe, fins, lames 11 mm, 8.5 cm




PM-4247AB Vannas

Mikro-Nachstarschere, Modell Tübingen, gebogen, sehr fein, stumpf, Blattlänge 11 mm, 8.5 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, curved, Tübingen model, very delicate, blunt, blade 11 mm, 8.5 cm
Micro-tijera para catarata secundaria, curva, Modelo Tübingen, fina, roma, hojas 11 mm de largo, 8.5 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, modèle Tübingen, courbe, fins, mousse, lames 11 mm, 8.5 cm

PM-6038




Explantationspinzette, 1 x 1 Zähne
Explantation forceps, 1 x 1 teeth
Pinza de explantación, 1 x 1 dientes
Pince à explantation, 1 x 1 dents



PM-4294




IOL Schere, gerades Scherblatt
Gerieftes unteres Scherblatt verhindert das Herausrutschen der Linse beim Schneiden.
Sicheres Schneiden durch starke, kräftige und scharfe Scherblätter.
IOL Scissors, straight blades
Grooves on the lower cutting blade guarantees no sliding effect while cutting the lens .
Secure cutting thanks to strong and sharp blades.
Tijera para IOL, hojas rectas
Las muescas en la hoja inferior evitan el efecto de resbalamiento mientras se corta la lente.
Corte seguro gracias a las hojas fuertes y agudas.
Ciseaux pour IOL, lames droites
Les dentelures sur la lame inférieure suppriment l'effet de glissement pendant la coupe de la lentille.
Coupe sécurisée grâce aux lames très coupantes.



PM-4295



IOL Schere, gerades Scherblatt, abgewinkelt
Gerieftes unteres Scherblatt verhindert das Herausrutschen der Linse beim Schneiden.
Sicheres Schneiden durch starke, kräftige und scharfe Scherblätter.
IOL Scissors, straight blades, angled
Grooves on the lower cutting blade guarantees no sliding effect while cutting the lens .
Secure cutting thanks to strong and sharp blades.
Tijera para IOL, hojas rectas, angulada
Las muescas en la hoja inferior evitan el efecto de resbalamiento mientras se corta la lente.
Corte seguro gracias a las hojas fuertes y agudas.
Ciseaux pour IOL, lames droites, coudé
Les dentelures sur la lame inférieure suppriment l'effet de glissement pendant la coupe de la lentille.
Coupe sécurisée grâce aux lames très coupantes.



- PM-4250** Mikro-Schere, 135° gebogen, sehr fein, 11 cm
Micro-Scissors, 135° curved, very delicate, 11 cm
Micro-tijera, 135° curva, fina, 11 cm
Micro-ciseaux, 135° courbes, fins, 11 cm



1/1

- PM-4251** Mikro-Schere, 120° gebogen, sehr fein, 11 cm
Micro-Scissors, 120° curved, very delicate, 11 cm
Micro-tijera, 120° curva, fina, 11 cm
Micro-ciseaux, 120° courbes, fins, 11 cm



1/1

- PM-4252** Mikro-Schere, 90° gebogen, sehr fein, 11 cm
Micro-Scissors, 90° curved, very delicate, 11 cm
Micro-tijera, 90° curva, fina, 11 cm
Micro-ciseaux, 90° courbes, fins, 11 cm




1/1

Westcott

Sehnenschere,
Tenotomy scissors,
Pinza-tijera para tenotomia,
Pince-ciseaux à tendons,

- PM-4270** stumpf, 11 cm
blunt, 11 cm
roma, 11 cm
mousse, 11 cm




1/1

- PM-4270G** stumpf, 11 cm, mit Skalierung
blunt, 11 cm, graduated
roma, 11 cm, graduada
mousse, 11 cm, graduée



2/1

- PM-4270L** Westcott
Sehnenschere, stumpf, links, 11 cm
Tenotomy scissors, blunt, left, 11 cm
Pinza-tijera para tenotomia, roma, izquierda, 11 cm
Pince-ciseaux à tendons, mousse, gauche, 11 cm



1/1

PM-4271 Westcott


Sehnenschere, spitz, 11 cm
Tenotomy scissors, pointed, 11 cm
Pinza-tijera para tenotomia, aguda, 11 cm
Pince-ciseaux à tendons, pointus, 11 cm



1/1

PM-4306 McPherson-Westcott

Sehnenschere, gebogen, stumpf, 10 cm
Tenotomy scissors, curved, blunt, 10 cm
Pinza-tijera para tenotomia, curva, roma, 10 cm
Pince-ciseaux à tendons, courbe, mousse, 10 cm



1/1

PM-4306A McPherson-Westcott

Sehnenschere, gebogen, spitz, 10 cm
Tenotomy scissors, curved, pointed, 10 cm
Pinza-tijera para tenotomia, curva, aguda, 10 cm
Pince-ciseaux à tendons, courbe, pointus, 10 cm




1/1

Westcott

Sehnenschere,
Tenotomy scissors,
Pinza-tijera para tenotomia,
Pince-ciseaux à tendons,

PM-4272 stumpf, mittleres Blatt
blunt, medium blade
roma
mousse



1/1

PM-4272A spitz, mittleres Blatt
pointed, medium blade
aguda
pointus

PM-4272G stumpf, mittleres Blatt,
mit Skalierung
blunt, medium blade,
graduated
roma, graduada
mousse, graduée



2/1


Westcott

Sehnnenschere

Tenotomy scissors

Pinza-tijera para tenotomia

Pince-ciseaux à tendons



PM-4370

stumpf, breiter Griff, 14 cm

blunt, wide handle, 14 cm

roma mango ancho, 14 cm

mousses, manche large, 14 cm



PM-4370G

stumpf, breiter Griff, 14 cm, mit Skalierung

blunt, wide handle, 14 cm, graduated

roma mango ancho, 14 cm, graduada

mousses, manche large, 14 cm, graduée



PM-4371


Westcott

Sehnnenschere, spitz, breiter Griff, 14 cm

Tenotomy scissors, pointed, wide handle, 14 cm

Pinza-tijera para tenotomia, aguda mango ancho, 14 cm

Pince-ciseaux à tendons, pointus, manche large, 14 cm



PM-4290


Barraquer

Hornhautschere, über die Fläche abgewinkelt, mit Stop und Sperre, 11 cm

Corneal scissors, angled to side, with stop and lock, 11 cm

Pinza-tijera para la córnea, angulosa, con tope y cierre, 11 cm

Pince-ciseaux cornéenne, anglés, avec arrête fermeture et verrou, 11 cm



PM-4300

Castroviejo

Hornhautschere, kniegebogen, 10 cm


Corneal scissors, angled to side, 10 cm

Pinza-tijera para córnea, acodada, 10 cm

Pince-ciseaux cornéenne, coudée, 10 cm




- PM-4302** Mikro-Schere, gerade, spitz, 10.5 cm
Micro-Scissors, straight, pointed, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera, recta, aguda, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, droits, pointus, 10.5 cm



- PM-4302A** Mikro-Schere, gerade, stumpf, 10.5 cm
Micro-Scissors, straight, blunt, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera, recta, roma, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, droits, mousses, 10.5 cm




- PM-4303** Mikro-Schere, gebogen, spitz, 10.5 cm
Micro-Scissors, curved, pointed, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera, curva, aguda, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, courbes, pointus, 10.5 cm




- PM-4303A** Mikro-Schere, gebogen, stumpf, 10.5 cm
Micro-Scissors, curved, blunt, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera, curva, roma, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, courbes, mousses, 10.5 cm



- PM-4304** Mikro-Keratomie-Schere, gebogen, stumpf, 10.5 cm
Micro-Corneal scissors, curved, blunt, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera para la córnea, curva, roma, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, courbes, mousses, 10.5 cm




- PM-4305** Mikro-Hornhaut-Schere, kniegebogen, stumpf, 10.5 cm
Micro-Corneal scissors, angled, blunt, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera para la córnea, acodada, roma, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, cornéenne, coudée, 10.5 cm




- PM-4307** Mikro-Hornhaut-Schere, über Fläche abgewinkelt, stumpf, 10.5 cm
Micro-Corneal scissors, angled, blunt, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera para la córnea, acodada, roma, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, cornéenne, coudée, mousse, 10.5 cm





PM-4319 Walker

Hornhautschere, gerade
Corneal scissors, straight
Pinza-tijera para córnea, recta
Pince-ciseaux cornéenne, droits



PM-4310 Castroviejo




Hornhautschere, aufgebogen, 14 mm, stumpf, 10 cm
Corneal scissors, curved, 14 mm, blunt, 10 cm
Pinza-tijera para la córnea, curva, 14 mm, roma, 10 cm
Pince-ciseaux cornéenne, courbes, mousses, 10 cm




PM-4311 Castroviejo



Hornhautschere, schwach aufgebogen, 16 mm, stumpf, 10 cm
Corneal scissors, slightly curved, 16 mm, blunt, 10 cm
Pinza-tijera para la córnea, curvatura suave, 16 mm, roma, 10 cm
Pince-ciseaux cornéenne, demi-courbes, 16 mm, mousses, 10 cm



PM-4312 Hornhautschere, gebogen, 10 mm, spitz, 10.5 cm
Corneal scissors, curved, 10 mm, pointed, 10.5 cm
Pinza-tijera para la córnea, curva, 10 mm, aguda, 10.5 cm
Pince-ciseaux cornéenne, courbes, 10 mm, pointus, 10.5 cm



PM-4312A Hornhautschere, gebogen, 10 mm, stumpf, 10.5 cm
Corneal scissors, curved, 10 mm, blunt, 10.5 cm
Pinza-tijera para córnea, curva, 10 mm, roma, 10.5 cm
Pince-ciseaux cornéenne, courbes, 10 mm, mousses, 10.5 cm

Katzin

Mikro-Hornhautschere, 10 cm
Micro-Corneal transplant scissors, 10 cm
Micro-Pinza-tijera para córnea, 10 cm
Micro-Pince-ciseaux cornéenne, 10 cm

PM-4285 rechts | derecha
right | à droite

PM-4286 links | izquierda
left | à gauche




Troutman

Mikro-Hornhautschere, 10 cm
Micro-Corneal transplant scissors, 10 cm
Micro-Pinza-tijera para la córnea, 10 cm
Micro-Pince-ciseaux cornéenne, 10 cm

PM-4315 rechts | derecha
right | à droite

PM-4316 links | izquierda
left | à gauche





Troutman-Barraquer

Mikro-Hornhautschere, mit Stop und Sperre, 10 cm
Micro-Corneal transplant scissors, with stop and lock, 10 cm
Micro-Pinza-tijera para la córnea, con tope y cierre, 10 cm
Micro-Pince-ciseaux cornéenne, avec arrêt de fermeture et verrou, 10 cm

PM-4317 rechts | derecha
right | à droite

PM-4318 links | izquierda
left | à gauche





Castroviejo

Hornhaut Schere, Blattlänge 11 mm, 10.5 cm

Corneal scissors, blade 11 mm, 10.5 cm

Pinza-tijera para la córnea, hojas 11 mm de largo, 10.5 cm

Pince-ciseaux cornéenne, lames 11 mm, 10.5 cm

PM-4325 rechts | derecha
right | à droite

PM-4326 links | izquierda
left | à gauche




PM-4330 Castroviejo

Schere für vordere Synechie, 10.5 cm

Anterior synechia scissors, 10.5 cm

Pinza-tijera sinequia anterior, 10.5 cm

Pince-ciseaux pour synéchie antérieure, 10.5 cm




PM-4360 Castroviejo

Hornhaut Schere, aufgebogen, stumpf, breiter Griff, Blattlänge 14 mm, 13 cm

Corneal scissors, curved, blunt, wide handle, blade 14 mm, 13 cm

Pinza-tijera para la córnea, curva, roma, mango ancho, hojas 14 mm de largo, 13 cm

Pince-ciseaux cornéenne, courbes, mousse, manche large, lames 14 mm, 13 cm



PM-4375 Castroviejo

Mikro-Schere für Keratoplastik, gebogen, spitz, breiter Griff, 13 cm

Micro-scissors, keratoplasty stitch, curved, pointed, wide handle, 13 cm


Micro-Pinza-tijera para queratoplastia, curva, aguda, mango ancho, 13 cm

Micro-Pince-ciseaux pour kératoplastie, courbes, pointus, manche large, 13 cm

PM-4000 Irisschere, gerade, 9 cm
Iris scissors, straight, 9 cm
Tijera para iridectomia, recta, 9 cm
Ciseaux pour iridectomie, droits, 9 cm



PM-4000M gerade, stumpf, 9 cm
Iris, straight, blunt, 9 cm
recta, roma, 9 cm,
droits, mousse, 9 cm



PM-4001 Irisschere, aufgebogen, 9 cm
Iris scissors, curved, 9 cm
Tijera para iridectomia, curva, 9 cm
Ciseaux pour iridectomie, courbes, 9 cm



PM-4001M aufgebogen, stumpf, 9 cm
curved, blunt, 9 cm
curva, roma, 9 cm
courbes, mousse, 9 cm



1/1

PM-4010 Irisschere, gerade, 10.5 cm
Iris scissors, straight, 10.5 cm
Tijera para iridectomia, recta, 10.5 cm
Ciseaux pour iridectomie, droits, 10.5 cm




PM-4010M gerade, stumpf, 10.5 cm
straight, blunt, 10.5 cm
recta, roma, 10.5 cm
droits, mousses, 10.5 cm



PM-4011 Irisschere, aufgebogen, 10.5 cm
Iris scissors, curved, 10.5 cm
Tijera para iridectomia, curva, 10.5 cm
Ciseaux pour iridectomie, courbes, 10.5 cm




PM-4011M aufgebogen, stumpf, 10.5 cm
curved, blunt, 10.5 cm
curva, roma, 10.5 cm
courbes, mousses, 10.5 cm




1/1

PM-4012 Irisschere, gerade, 11.5 cm
Iris scissors, straight, 11.5 cm
Tijera para iridectomia, recta, 11.5 cm
Ciseaux oculaires, droits 11.5 cm



PM-4013 Irisschere, aufgebogen, 11.5 cm
Iris scissors, curved, 11.5 cm
Tijera para iridectomia, curva, 11.5 cm
Ciseaux oculaires, courbes, 11.5 cm




1/1

PM-4160 Irisschere, gebogen, fein, Modell Bonn, 9 cm
Iris scissors, curved, delicate, Bonn model, 9 cm
Tijera para iridectomia, curva, fina, modelo Bonn, 9 cm
Ciseaux pour iridectomie, courbes, fine, modèle Bonn, 9 cm



PM-4161 Irisschere, gerade, fein, Modell Bonn, 9 cm
Iris scissors, straight, delicate, Bonn model, 9 cm
Tijera para iridectomia, recta, fina, modelo Bonn, 9 cm
Ciseaux pour iridectormie, droits, fine, modèle Bonn, 9 cm



1/1

PM-4015A



Augenschere, gerade, spitz-spitz, 11.5 cm
 Eye scissors, straight, pointed-pointed, 11.5 cm
 Tijera ocular, recta, aguda-aguda, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, droits, pointus-pointus, 11.5 cm

PM-4015B



Augenschere, gerade, spitz-stumpf, 11.5 cm
 Eye scissors, straight, pointed-blunt, 11.5 cm
 Tijera ocular, recta, aguda-roma, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, droits, pointus-mousses, 11.5 cm

PM-4015C



Augenschere, gerade, stumpf-stumpf, 11.5 cm
 Eye scissors, straight, blunt-blunt, 11.5 cm
 Tijera ocular, recta, roma-roma, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, droits, mousses-mousses, 11.5 cm

PM-4016A



Augenschere, gebogen, spitz-spitz, 11.5 cm
 Eye scissors, curved, pointed-pointed, 11.5 cm
 Tijera ocular, curva, aguda-aguda, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, courbes, pointus-pointus, 11.5 cm

PM-4016B




Augenschere, gebogen, spitz-stumpf, 11.5 cm
 Eye scissors, curved, pointed-blunt, 11.5 cm
 Tijera ocular, curva, aguda-roma, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, courbes, pointus-mousses, 11.5 cm

PM-4016C




Augenschere, gebogen, stumpf-stumpf, 11.5 cm
 Eye scissors, curved, blunt-blunt, 11.5 cm
 Tijera ocular, curva roma-roma, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, courbes, mousses-mousses, 11.5 cm

PM-4020




Augenschere, gerade, spitz, 12.5 cm
 Eye scissors, straight, pointed, 12.5 cm
 Tijera ocular, recta, aguda, 12.5 cm
 Ciseaux oculaires, droits, pointus, 12.5 cm

PM-4021



Augenschere, gebogen, spitz, 12.5 cm
 Eye scissors, curved, pointed, 12.5 cm
 Tijera ocular, curva, aguda, 12.5 cm
 Ciseaux oculaires, courbes, pointus, 12.5 cm

PM-4030




Augenschere, gerade, stumpf, 12.5 cm
 Eye scissors, straight, blunt, 12.5 cm
 Tijera ocular, recta, roma, 12.5 cm
 Ciseaux oculaires, droits, mousses, 12.5 cm


PM-4031



Augenschere, gebogen, stumpf, 12.5 cm
 Eye scissors, curved, blunt, 12.5 cm
 Tijera ocular, curva, roma, 12.5 cm
 Ciseaux oculaires, courbes, mousses, 12.5 cm



1/1




1/1



1/1

PM-4050 Strabismusschere, gerade, 12 cm
Strabismus scissors, straight, 12 cm
Tijera para estrabismo, recta, 12 cm
Ciseaux à strabisme, droits, 12 cm




PM-4051 Strabismusschere, gebogen, 12 cm
Strabismus scissors, curved, 12 cm
Tijera para estrabismo, curva, 12 cm
Ciseaux à strabisme, courbes, 12 cm



1/1

PM-4055 Strabismusschere, gerade, 10 cm
Strabismus scissors, straight, 10 cm
Tijera para estrabismo, recta, 10 cm
Ciseaux à strabisme, droits, 10 cm




PM-4056 Strabismusschere, gebogen, 10 cm
Strabismus scissors, curved, 10 cm
Tijera para estrabismo, curva, 10 cm
Ciseaux à strabisme, courbes, 10 cm



1/1

PM-4060 Strabismusschere, gerade, mit zwei Knöpfchen 11.5 cm
Strabismus scissors, straight, probe points, 11.5 cm
Tijera para estrabismo, recta, abotonada, 11.5 cm
Ciseaux à strabisme, droits, boutonnés, 11.5 cm




1/1

PM-4100 Stevens

Sehnenschere, gerade, kurzes Modell, stumpf, 10.5 cm
Tenotomy scissors, straight, short model, blunt, 10.5 cm
Tijera-tenótomo, recta, modelo corta, roma, 10.5 cm
Ciseaux à tendons, modèle court, droits, mousses, 10.5 cm

PM-4101 Stevens

Sehnenschere, gerade, kurzes Modell, spitz, 10.5 cm
Tenotomy scissors, straight, short model, pointed, 10.5 cm
Tijera-tenótomo, recta, modelo corto, aguda, 10.5 cm
Ciseaux à tendons, modèle court, droits, pointus, 10.5 cm



PM-4110 Stevens

Sehnenschere, gebogen, kurzes Modell, stumpf, 10.5 cm
Tenotomy scissors, curved, short model, blunt, 10.5 cm
Tijera-tenótomo, curva, modelo corto, roma, 10.5 cm
Ciseaux à tendons, modèle court, courbes, mousses, 10.5 cm

PM-4111 Stevens


Sehnenschere, gebogen, kurzes Modell, spitz, 10.5 cm
Tenotomy scissors, curved, short model, pointed, 10.5 cm
Tijera-tenótomo, curva, modelo corto, aguda, 10.5 cm
Ciseaux à tendons, modèle court, courbes, pointus, 10.5 cm

PM-4120 Stevens

Sehnenschere, gerade, langes Modell, stumpf, 11 cm
Tenotomy scissors, straight, long model, blunt, 11 cm
Tijera-tenótomo, recta, modelo largo, roma, 11 cm
Ciseaux à tendons, modèle long, droit, mousses, 11 cm

PM-4121 Stevens

Sehnenschere, gerade, langes Modell, spitz, 11 cm
Tenotomy scissors, straight, long model, pointed, 11 cm
Tijera-tenótomo, recta, modelo largo, aguda, 11 cm
Ciseaux à tendons, modèle longue, droit, pointus, 11 cm



PM-4130 Stevens

Sehnenschere, gebogen, langes Modell, stumpf, 11 cm
Tenotomy scissors, curved, long model, blunt, 11 cm
Tijera-tenótomo, curva, modelo largo, roma, 11 cm
Ciseaux à tendons, modèle longue, courbes, mousses, 11 cm

PM-4131 Stevens

Sehnenschere, gebogen, langes Modell, spitz, 11 cm
Tenotomy scissors, curved, long model, pointed, 11 cm
Tijera-tenótomo, curva, modelo largo, aguda, 11 cm
Ciseaux à tendons, modèle longue, courbes, pointus, 11 cm

PM-4140 Spencer

Ligaturschere, 9 cm
Stitch scissors, 9 cm
Tijera para incisión, 9 cm
Ciseaux pour incision, 9 cm




1/1

PM-4150 Enukleationsschere, leicht gebogen, 13.5 cm



Enucleation scissors, half-curved, 13.5 cm
Tijera para enucleación, curvatura suave, 13.5 cm
Ciseaux à enucléer, demi-courbes, 13.5 cm



1/1

PM-4155 Enukleationsschere, stark gebogen, 13.5 cm




Enucleation scissors, full-curved, 13.5 cm
Tijera para enucleación, curvatura fuerte, 13.5 cm
Ciseaux à enucléer, très courbes, 13.5 cm



1/1

PM-4180 Lagrange

Sklerektomieschere, 12 cm
Sclerectomy scissors, 12 cm
Tijera para esclerectomia, 12 cm
Ciseaux à sclérectomie, 12 cm



1/1



PAK MARTIN
INTERNATIONAL




6

Titaninstrumente
Titanium Instruments
Instrumentos Titanio
Instruments Titane

HT-1900


Sinskey

Linsenhäkchen, 0.2 mm, abgewinkelt
Lens hook, 0.2 mm, angled
Gancho para manipulación de lente, 0.2 mm, angulado
Crochet à manipuleur à implant, 0.2 mm, coudé



HT-1910

Linsenspatel, 0.5 mm, abgewinkelt
Lens spatula, 0.5 mm, angled, blunt
Espátula para el cristalino, 0.5 mm, angulada, roma
Spatule pour la cristalline, 0.5 mm, coudé



Lester

IOL Manipulator
IOL manipulator
Gancho para manipulación de IOL
IOL manipulateur

HT-1925

0.25 mm, gerade
0.25 mm, straight
0.25 mm, recto
0.25 mm, droit



HT-1930

0.25 mm, abgewinkelt
0.25 mm, angled
0.25 mm, angulado
0.25 mm, coudé



HT-1950

Drysdale

Linsenkernmanipulator
Nucleus manipulator
Manipulator para núcleo de lente
Crochet manipulateur, droit



HT-1935



Linsenkernrotator, Y-Spitze, abgewinkelt
Nucleus rotator, Y-tip, angled
Rotator para núcleo, forma Y, angulado
Crochet manipulateur de noyau, coudé, extrémité en Y



1/1



HT-1940



Irishäkchen, abgewinkelt
Iris hook, angled
Ganco para Iris, angulado
Crochet pour l'iris, coudé



1/1



HT-1945



Kernspalter, 90°, abgewinkelt
Phaco chopper, 90°, angled
Ganco par separación de núcleo, 90°, angulado
Phaco cliveur, 90°, coudé



1/1



HT-1945-1

Kernspalter, 90°, 1.4 mm, abgewinkelt
Phaco chopper, 90°, 1.4 mm, angled
Ganco par separación de núcleo, 1.4 mm, 90°, angulado
Phaco cliveur, 90°, 1.4 mm, coudé



1/1



HT-1946



Kernspalter, 60°, abgewinkelt
Phaco chopper, 60°, angled
Ganco par separación de núcleo, 60°, angulado
Phaco cliveur, 60°, coudé



1/1



HT-1920



Kernspalter, abgewinkelt
Nucleus divider, angled
Ganco par separación de núcleo, angulado
Crochet à ténotomie Stevens, coudé



1/1



HT-3000



Fadenpinzette, gerade, 0.3 mm, ohne Fadenplatte
Tying forceps, straight, 0.3 mm, without tying platform
Pinza para anudar, recta, 0.3 mm, sin plataforma
Pince à fils, droite, 0.3 mm, sans plateforme



1/1



HT-3010



Fadenlöspinzette, Colibri
Suture removal forceps, Colibri type
Pinza para soltar los puntos de sutura, tipo Colibri
Pince enlever points de suture, Colibri



1/1



HT-3025A



Fadenpinzette, gerade, 0.3 mm, mit 6 mm Fadenplatte
Tying forceps, straight, 0.3 mm, with 6 mm tying platform
Pinza para anudar, recta, 0.3 mm, con plataforma de 6 mm
Pince à fils, droite, 0.3 mm, avec plateforme de 6 mm



1/1



HT-3025B



Fadenpinzette, gebogen, 0.3 mm, mit 6 mm Fadenplatte
Tying forceps, curved, 0.3 mm, with 6 mm tying platform
Pinza para anudar, curva, 0.3 mm, con plataforma de 6 mm
Pince à fils, courbe, 0.3 mm, avec plateforme de 6 mm



1/1



HT-3030



Kelman-McPherson
Fadenpinzette, abgewinkelt, mit 7 mm Fadenplatte
Tying forceps, angled, 7 mm tying platform
Pinza para anudar, angulada, con plataforma de 7 mm
Pince à fils, coudée, avec plateforme de 7 mm



1/1



HT-3031



Kelman-McPherson
Fadenpinzette, gerade, mit 7 mm Fadenplatte
Tying forceps, straight, 7 mm tying platform
Pinza para anudar, recta, con plataforma de 7 mm
Pince à fils, droite, avec plateforme de 7 mm



1/1



HT-3035

Kelman-McPherson



Fadenpinzette, abgewinkelt, mit 11 mm Fadenplatte
Tying forceps, angled, 11 mm tying platform
Pinza para anudar, angulada, con plataforma de 11 mm
Pince à fils, coudée, avec plateforme de 11 mm



HT-3036

Kelman-McPherson



Fadenpinzette, gerade, mit 11 mm Fadenplatte
Tying forceps, straight, 11 mm tying platform
Pinza para anudar, recta, con plataforma de 11 mm
Pince à fils, droite, avec plateforme de 11 mm



HT-3420

Troutman



Mikro-Fadenpinzette, gerade, sehr fein, mit 5 mm Fadenplatte, 11.5 cm
Micro-Tying forceps, straight, very delicate, 5 mm tying platform, 11.5 cm
Micro-Pinza para anudar, recta, mui fina, con plataforma de 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pince à fils, droit, très fine, avec plateforme de 5 mm, 11.5 cm



PM-3420A

Troutman



Mikro-Fadenpinzette, gebogen, sehr fein, mit 5 mm Fadenplatte, 11.5 cm
Micro-Tying forceps, curved, very delicate, 5 mm tying platform, 11.5 cm
Micro-Pinza para anudar, curva, mui fina, con plataforma de 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pince à fils, courbe, très fine, avec plateforme de 5 mm, 11.5 cm



HT-3525A

McPherson



Mikro-Fadenpinzette, gerade, mit 5 mm Fadenplatte, 10.5 cm
Micro-Tying forceps, straight, 5 mm tying platform, 10.5 cm
Micro-Pinza para anudar, recta, con plataforma de 5 mm, 10.5 cm
Micro-Pince à fils, droite, avec plateforme de 5 mm, 10.5 cm



HT-3525B

McPherson



Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt, mit 5 mm Fadenplatte, 10.5 cm
Micro-Tying forceps, angled, 5 mm tying platform, 10.5 cm
Micro-Pinza para anudar, angulada, con plataforma de 5 mm, 10.5 cm
Micro-Pince à fils, coudée, avec plateforme de 5 mm, 10.5 cm



HT-3545

Gaskin



Fragmentpinzette, abgewinkelt, sehr feine, 11 mm lange Spitzen, 8 mm Griff, 10.5 cm
Fragment forceps, angled, very delicate 11 mm long smooth jaws, 8 mm handle, 10.5 cm
Pinza de fragmento, angulada, puntas delicadísimas con una plataforma de 11 mm, mango 8 mm, 10.5 cm
Pince à fragments, coudée, pointes délicates, 11 mm, manche 8 mm, 10.5 cm



HT-3020

Nahtpinzette, Colibri, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm, 90° Zähne, mit Fadenplatte



Suture forceps, Colibri type, 1 x 2 teeth, 0.12 mm, 90° teeth, with tying platform
Pinza para sutura, tipo Colibri, 1 x 2 dientes, 0.12 mm, 90° dientes, con plataforma
Pince à suture, type Colibri, 1 x 2 griffes, 0.12 mm, griffes 90°, avec plateforme



HT-3021

Nahtpinzette, Colibri, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm, 90° Zähne, ohne Fadenplatte



Suture forceps, Colibri type, 1 x 2 teeth, 0.12 mm, 90° teeth, without tying platform
Pinza para sutura, tipo Colibri, 1 x 2 dientes, 0.12 mm, 90° dientes, sin plataforma
Pince à suture, type Colibri, 1 x 2 griffes, 0.12 mm, griffes 90°, sans plateforme



HT-3022

Nahtpinzette, Colibri, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm, 45° Zähne, mit Fadenplatte



Suture forceps, Colibri Type, 1 x 2 teeth, 0.12 mm, 45° teeth, with tying platform
Pinza para sutura, tipo Colibri, 1 x 2 dientes, 0.12 mm, 45° dientes, con plataforma
Pince à suture, type Colibri, 1 x 2 griffes, 0.12 mm, griffes 45°, avec plateforme




HT-3530A

McPherson



Hornhautpinzette, gerade, 1 x 2 Zähne, 0.4 mm, Fadenplatte, 10.5 cm
Corneal forceps, straight, 1 x 2 teeth, 0.4 mm, tying platform, 10.5 cm
Pinza para cornéa, recta, 1 x 2 dientes, 0.4 mm, con plataforma, 10.5 cm
Pince pour la cornée, droite, à 1 x 2 griffes, 0.4 mm, avec plateforme, 10.5 cm



HT-3530B

McPherson



Hornhautpinzette, abgewinkelt, 1 x 2 Zähne, 0.4 mm, Fadenplatte, 10.5 cm
Corneal forceps, angled, 1 x 2 teeth, 0.4 mm, tying platform, 10.5 cm
Pinza para cornéa, angulada, 1 x 2 dientes, 0.4 mm, con plataforma, 10.5 cm
Pince pour la cornée, coudée, à 1 x 2 griffes, 0.4 mm, avec plateforme, 10.5 cm



HT-3110

Kelman-McPherson



Nahtpinzette, abgewinkelt, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit 7 mm Fadenplatte
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with 7 mm tying platform, angled
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma de 7 mm, angulada
Pince à suture, coudé, 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme de 7 mm



1/1



HT-3111

Kelman-McPherson



Nahtpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit 7 mm Fadenplatte
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with 7 mm tying platform, straight
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma de 7 mm, recta
Pince à suture, droit, 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme de 7 mm



1/1



HT-3120

Kelman-McPherson



Nahtpinzette, abgewinkelt, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit 11 mm Fadenplatte
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with 11 mm tying platform, angled
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma de 11 mm, angulada
Pince à suture, abgewinkelt, 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme de 11 mm



1/1



HT-3121

Kelman-McPherson



Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, gerade, mit 11 mm Fadenplatte
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with 11 mm tying platform, straight
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma de 11 mm, recta
Pince à suture, 1 × 2 griffes, 0.12 mm, droit, avec plateforme de 7 mm



1/1



HT-3130

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, 45° Zähne, mit 7 mm Fadenplatte
Suture forceps, 1 × 2 Teeth, 0.12 mm, 45° teeth, with 7 mm tying platform
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, 45° dientes, con plataforma de 7 mm
Pince à suture, 1 × 2 griffes, 0.12 mm, griffes 45°, avec plateforme de 7 mm



1/1





1/1

HT-3415

Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm, mit Fadenplatte, runder Griff, 11.5 cm
Micro-Iris forceps, Bonn model, 1 x 2 teeth, 0.12 mm, with tying platform, round handle, 11.5 cm
Micro-Pinza para iris, modelo Bonn, 1 x 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma, mango redondo, 11.5 cm
Micro-Pince à iris, modèle Bonn, à 1 x 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme, manche rond, 11.5 cm



1/1

HT-3510

Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, langes Modell mit Fadenplatte, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm
Micro-Iris forceps, Bonn model, with tying platform, 1 x 2 teeth, 0.12 mm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, largo, con plataforma, 1 x 2 dientes, 0.12 mm
Micro-Pince à iris, modèle Bonn, avec plateforme, à 1 x 2 griffes, 0.12 mm



1/1

HT-3520A

Castroviejo

Nahtpinzette 1 x 2 Zähne, 0.9 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 x 2 teeth, 0.9 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes, 0.9 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 x 2 griffes, 0.9 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm



HT-3520B

Castroviejo

Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne, 0.5 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 x 2 teeth, 0.5 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes, 0.5 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 x 2 griffes, 0.5 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

HT-3520C

Castroviejo

Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne, 0.3 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 x 2 teeth, 0.3 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes, 0.3 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 x 2 griffes, 0.3 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

HT-3520D

Castroviejo

Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 x 2 teeth, 0.12 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes, 0.12 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 x 2 griffes, 0.12 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

HT-3376 Pierse



Mikro-Fixierpinzette, 1 × 1 Zähne, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Fixation forceps, 1 × 1 teeth, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pinza para fijación, 1 × 1 dientes, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pince à fixer, à 1 × 1 griffes, 0.3 mm, 8 cm



1/1



HT-3378 Pierse



Mikro-Fixierpinzette, Colibri, 1 × 1 Zähne, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Fixation forceps, Colibri, 1 × 1 teeth, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pinza para fijación, Colibri, 1 × 1 dientes, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pince à fixer, Colibri, à 1 × 1 griffes, 0.3 mm, 8 cm



1/1



HT-6080 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, abgewinkelt, gerade
Capsulorhexis forceps, angled, straight
Pinza para Capsulorhexis, angulada, recta
Pince pour Capsulorhexis, coudée, droit



1/1



HT-6090 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, abgewinkelt, gebogen
Capsulorhexis forceps, angled curved
Pinza para capsulorhexis, angulada curva
Pince pour capsulorhexis, coudée, courbe



1/1



HT-6081 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, abgewinkelt, gebogen, runder Griff
Capsulorhexis forceps, angled curved, round handle
Pinza para capsulorhexis, angulada curva, mango redondo
Pince pour capsulorhexis, coudée, courbe, manche ronde



1/1



HT-6091 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, abgewinkelt, gerade, runder Griff
Capsulorhexis forceps, angled, straight, round handle
Pinza para capsulorhexis, angulada, recta, mango redondo
Pince pour capsulorhexis, coudée, droit, manche ronde



1/1





HT-3430 Utrata




Kapsulorhexis Pinzette, 11 mm lange Schenkel, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, 11 mm shanks, handle Ø 8 mm, 10.5 mm
Pinza para capsulorhexis, lados de un largo de 11 mm, mango Ø 8 mm, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, branches 11 mm, manche Ø 8 mm, 10.5 cm



HT-3431 Utrata




Kapsulorhexis Pinzette, runde Spitzen, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, round tips, handle Ø 8 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, puntas redondas, mango Ø 8 mm, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, mors ronds, manche Ø 8 mm, 10.5 cm



HT-3432 Masket



Kapsulorhexis Pinzette, 11 mm lange Schenkel, gebogen, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, 11 mm vouted shanks, handle Ø 8 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, lados de un largo de 11 mm, mango Ø 8 mm, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, branches 11 mm, courbe, manche Ø 8 mm, 10.5 cm



HT-3540 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, sehr fein, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, very delicate grasping tips, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, extra delicada, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, très fine, 10.5 cm



HT-3541 Jaffe



Kapsulorhexis Pinzette, runde Spitzen, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, round tips, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, puntas redondas, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, extrémité mousse, 10.5 cm



HT-3542 Lehner




Kapsulorhexis Pinzette, sehr fein, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, very delicate grasping tips, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, extra delicada, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, très fine, 10.5 cm



HT-4578A Mikro Nadelhalter, gerade mit Schloss Micro-Needle holder, straight with lock Micro-Porta-Aguja, recta con cierre Micro-Porte-aiguille, droit, avec ressort



HT-4578B Mikro Nadelhalter, gerade ohne Schloss Micro-Needle holder, straight without lock Micro-Porta-Aguja, recta sin cierre Micro-Porte-aiguille, droit, sans ressort



HT-4579A Mikro Nadelhalter, gebogen, mit Schloss Micro-Needle holder, curved, with lock Micro-Porta-Aguja, curva, con cierre Micro-Porte-aiguille, courbe, avec ressort



HT-4579B Mikro Nadelhalter, gebogen ohne Schloss Micro-Needle holder, curved, without lock Micro-Porta-Aguja, curva, sin cierre Micro-Porte-aiguille, courbe, sans ressort





PAK MARTIN
INTERNATIONAL




7

Nadelhalter
Needle Holders
Porta-Agujas
Porte-Aiguilles

PM-4596 Troutman




Mikro-Klingenhalter, 9 cm
Micro-Blade holder, 9 cm
Micro-Porta-hoja de afeitar, 9 cm
Micro-Porte-lame de rasoir, 9 cm



1/1

PM-4591 Klingenhalter, Schweizer Modell, 9 cm
Blade holder, Swiss model, 9 cm
Porta hoja, modelo Suizo, 9 cm
Porte-lame de rasoir, modèle suisse, 9 cm



1/1

PM-4592 Klingenhalter, Schweizer Modell, 12 cm
Blade holder, Swiss model, 12 cm
Porta hoja, modelo Suizo, 12 cm
Porte-lame de rasoir, modèle suisse, 12 cm


PM-4594 Barraquer

Klingenhalter, 11 cm
Blade holder, 11 cm
Porta hoja de afeitar, 11 cm
Porte-lame de rasoir, 11 cm



1/1

PM-4600 Rasierklingen, 10 Stück
Razor blades, 10 pieces
Hoja de afeitar, 10 piezas
Porte-lames, 10 pièces




1/1

PM-4400 Barraquer-Troutman




Mikro-Nadelhalter, gerade, ohne Sperre, 0.6 × 9 mm, runder Griff, 9 cm
Micro Needle holder, straight, without lock, 0.6 × 9 mm, round handle, 9 cm
Micro-Porta-aquja, recta, sin cierre, 0.6 × 9 mm, con mango redondo, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, sans ressort, 0.6 × 9 mm, manche rond, 9 cm



PM-4405 Barraquer-Troutman




Mikro-Nadelhalter, gebogen, ohne Sperre, 0.6 × 9 mm, runder Griff, 9 cm
Micro Needle holder, curved, without lock, 0.6 × 9 mm, round handle, 9 cm
Micro-Porta-aquja, curva, sin cierre, 0.6 × 9 mm, con mango redondo, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, sans ressort, 0.6 × 9 mm, manche rond, 9 cm



PM-4410 Barraquer-Troutman




Mikro-Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 0.6 × 9 mm, runder Griff, 9 cm
Micro Needle holder, straight, with lock, 0.6 × 9 mm, round handle, 9 cm
Micro-Porta-aquja, recta, con cierre, 0.6 × 9 mm, con mango redondo, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, avec ressort, 0.6 × 9 mm, manche rond, 9 cm



PM-4415 Barraquer-Troutman



Mikro-Nadelhalter, gebogen, mit Sperre, 0.6 × 9 mm, runder Griff, 9 cm
Micro Needle holder, curved, with lock, 0.6 × 9 mm, round handle, 9 cm
Micro-Porta-aquja, curva, con cierre, 0.6 × 9 mm, con mango redondo, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, avec ressort, 0.6 × 9 mm, manche rond, 9 cm



PM-4420 Castroviejo



Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.5 × 9 mm, ohne Sperre, 9 cm
Micro-Needle holder, straight, 0.5 × 9 mm, without lock, 9 cm
Micro-Porta-aguja, recta, 0.5 × 9 mm, sin cierre, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, 0.5 × 9 mm, sans ressort, 9 cm



PM-4425 Castroviejo




Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.5 × 9 mm, ohne Sperre, 9 cm
Micro-Needle holder, curved, 0.5 × 9 mm, without lock, 9 cm
Micro-Porta-aguja, curva, 0.5 × 9 mm, sin cierre, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.5 × 9 mm, sans ressort, 9 cm



PM-4430 Castroviejo




Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.5 x 9 mm, mit Sperre, 9 cm
Micro-Needle holder, straight, 0.5 x 9 mm, with lock, 9 cm
Micro-Porta-aguja, recta, 0.5 x 9 mm, con cierre, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, 0.5 x 9 mm, avec ressort, 9 cm



PM-4435 Castroviejo




Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.5 x 9 mm, mit Sperre, 9 cm
Micro-Needle holder, curved, 0.5 x 9 mm, with lock, 9 cm
Micro-Porta-aguja, curva, 0.5 x 9 mm, con cierre, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.5 x 9 mm, avec ressort, 9 cm



PM-4440 Troutman




Mikro-Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 0.7 x 9 mm, breiter Griff, 13 cm
Micro-Needle holder, straight, with lock, 0.7 x 9 mm, wide handle, 13 cm
Micro-Porta-aguja, recta, con cierre, 0.7 x 9 mm, mango ancho, 13 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, avec ressort, 0.7 x 9 mm, manche large, 13 cm



PM-4441 Troutman




Mikro-Nadelhalter, gerade, ohne Sperre, 0.7 x 9 mm, breiter Griff, 13 cm, Micro-Needle holder, straight, without lock, 0.7 x 9 mm, wide handle, 13 cm
Micro-Porta-aguja, recta, sin cierre, 0.7 x 9 mm, mango ancho, 13 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, sans ressort, 0.7 x 9 mm, manche large, 13 cm



PM-4450 Castroviejo



Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.6 x 10 mm, ohne Sperre, 14 cm
Micro-Needle holder, straight, 0.6 x 10 mm, without lock, 14 cm
Micro-Porta-aguja, recta, 0.6 x 10 mm, sin cierre, 14 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, 0.6 x 10 mm, sans ressort, 14 cm




PM-4455 Castroviejo



neues NB


Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.6 × 10 mm, ohne Sperre, 14 cm
Micro-Needle holder, curved, 0.6 × 10 mm, without lock, 14 cm
Micro-Porta-aguja, curva, 0.6 × 10 mm, sin cierre, 14 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.6 × 10 mm, sans ressort, 14 cm



PM-4460 Castroviejo




Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.6 × 10 mm, mit Sperre, 14 cm
Micro-Needle holder, straight, 0.6 × 10 mm, with lock, 14 cm
Micro-Porta-aguja, recta, 0.6 × 10 mm, con cierre, 14 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, 0.6 × 10 mm, avec ressort, 14 cm



PM-4465 Castroviejo




Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.6 × 10 mm, mit Sperre, 14 cm
Micro-Needle holder, curved, 0.6 × 10 mm, with lock, 14 cm
Micro-Porta-aguja, curved, 0.6 × 10 mm, con cierre, 14 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.6 × 10 mm, avec ressort, 14 cm



PM-4560 Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.6 × 9 mm, ohne Sperre, 12 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss



Micro-Needle holder, curved, 0.6 × 9 mm, without lock, 12 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, curva, 0.6 × 9 mm, sin cierre, 12 cm, con resorte extra delicado, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.6 × 9 mm, sans ressort, 12 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis



PM-4562 Troutman



Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.5 × 10 mm, ohne Sperre, 10 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
Micro-Needle holder, straight, 0.5 × 10 mm, without lock, 10 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, recta, 0.5 × 10 mm, sin cierre, 10 cm, con resorte extra delicado, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, droits, 0.6 × 10 mm, sans ressort, 10 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis





PM-4563 Troutman

Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.5 × 10 mm, ohne Sperre, 10 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
Micro-Needle holder, curved, 0.5 × 10 mm, without lock, 10 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, curva, 0.5 × 10 mm, sin cierre, 10 cm, con extra delicado resorte, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.5 × 10 mm, sans ressort, 10 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis



PM-4565 Barraquer

Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.6 × 10 mm, ohne Sperre, 12 cm mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
Micro-Needle holder, curved, 0.6 × 10 mm, without lock, 12 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, curva, 0.6 × 10 mm, sin cierre, 12 cm, con extra delicado resorte, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.6 × 10 mm, sans ressort, 12 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis



PM-4566 Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.7 × 10 mm, ohne Sperre, 12 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
Micro-Needle holder, curved, 0.7 × 10 mm, without lock, 12 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, curva, 0.7 × 10 mm, sin cierre, 12 cm, con extra delicado resorte, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.7 × 10 mm, sans ressort, 12 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis



PM-4568 Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.6 × 10 mm, ohne Sperre, 13 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
Micro-Needle holder, curved, 0.6 × 10 mm, without lock, 13 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, curva, 0.6 × 10 mm, sin cierre, 13 cm, con extra delicado resorte, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.6 × 10 mm, sans ressort, 13 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis



PM-4569 Barraquer




Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.7 × 10 mm, ohne Sperre, 13 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
Micro-Needle holder, curved, 0.7 × 10 mm, without lock, 13 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, curva, 0.7 × 10 mm, sin cierre, 13 cm, con extra delicado resorte, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.7 × 10 mm, sans ressort, 13 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis

PM-4572

Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.6 × 10 mm, ohne Sperre, 11.5 cm
Micro-Needle holder, curved, 0.6 × 10 mm, without lock, 11.5 cm,
Micro-Porta-aguja, curva, 0.6 × 10 mm, sin cierre, 11.5 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.6 × 10 mm, sans ressort, modèle court, 11.5 cm




PM-4572B

Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.6 × 10 mm, ohne Sperre, 11.5 cm
Micro-Needle holder, straight, 0.6 × 10 mm, without lock, 11.5 cm,
Micro-Porta-aguja, recta, 0.6 × 10 mm, sin cierre, 11.5 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, 0.6 × 10 mm, sans ressort, modèle court, 11.5 cm



PM-4572A

Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.6 × 10 mm, mit Sperre, 11.5 cm
Micro-Needle holder, curved, 0.6 × 10 mm, with lock, 11.5 cm,
Micro-Porta-aguja, curva, 0.6 × 10 mm, con cierre, 11.5 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.6 × 10 mm, avec ressort, modèle court, 11.5 cm



PM-4572AB


Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.6 × 10 mm, mit Sperre, 11.5 cm
Micro-Needle holder, straight, 0.6 × 10 mm, with lock, 11.5 cm,
Micro-Porta-aguja, recta, 0.6 × 10 mm, con cierre, 11.5 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, 0.6 × 10 mm, avec ressort, modèle court, 11.5 cm



Mikro-Nadelhalter
Micro-Needle holder
Micro-Porta-aguja
Micro-Porte-aiguille



PM-4555A

gebogen, 0.5 mm, ohne Sperre, 12.5 cm
curved, 0.5 mm, without lock, 12.5 cm
curva, 0.5 mm, sin cierre, 12.5 cm
courbes, 0.5 mm, sans ressort, 12.5 cm


PM-4555B

gebogen, 0.5 mm, mit Sperre, 0.5 mm, 12.5 cm
curved, 0.5 mm, with lock, 12.5 cm
curva, 0.5 mm, con cierre, 12.5 cm
courbes, 0.5 mm, avec ressort, 12.5 cm

PM-4573A McPherson



Nadelhalter, 0.8 mm, gerade, mit Sperre, 10.5 cm
Needle holder 0.8 mm, straight, with lock, 10.5 cm
Porta-Aguja, 0.8 mm, recta, con cierre, 10.5 cm
Porte-aiguille, 0.8 mm, droits, avec ressort, 10.5 cm




1/1

PM-4573B McPherson



Nadelhalter, 0.8 mm, gerade, ohne Sperre, 10.5 cm
Needle holder 0.8 mm, straight, without lock, 10.5 cm
Porta-Aguja, 0.8 mm, recta, sin cierre, 10.5 cm
Porte-aiguille, 0.8 mm, droits, sans ressort, 10.5 cm




1/1

PM-4574A McPherson



Nadelhalter, 0.8 mm, gebogen, mit Sperre, 10.5 cm
Needle holder 0.8 mm, curved, with lock, 10.5 cm
Porta-Aguja, 0.8 mm, curva, con cierre, 10.5 cm
Porte-aiguille, 0.8 mm, courbes, avec ressort, 10.5 cm




1/1

PM-4574B McPherson



Nadelhalter, 0.8 mm, gebogen, ohne Sperre, 10.5 cm
Needle holder 0.8 mm, curved, without lock, 10.5 cm
Porta-Aguja, 0.8 mm, curva, sin cierre, 10.5 cm
Porte-aiguille, 0.8 mm, courbes, sans ressort, 10.5 cm




1/1

PM-4575 Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, Standard Modell, 1.0 x 10 mm, ohne Sperre, 13 cm
Micro-Needle holder, curved, standard model, 1.0 x 10 mm, without lock, 13 cm
Micro-Porta-aguja, curva, modelo clásico, 1.0 x 10 mm, sin cierre, 13 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, modèle classique, 1.0 x 10 mm, sans ressort, 13 cm




1/1


PM-4576 Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, Standard Modell, 1.0 x 10 mm, mit Sperre, 13 cm
Micro-Needle holder, curved, standard model 1.0 x 10 mm, with lock, 13 cm
Micro-Porta-aguja, curva, modelo clásico, 1.0 x 10 mm, con cierre, 13 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, modèle classique, 1.0 x 10 mm, avec ressort, 13 cm




1/1



PM-4578 Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, extra feines Maul, 0.6 × 10 mm, ohne Sperre, 13 cm
Micro-Needle holder, curved, extra delicate jaws, 0.6 × 10 mm, without lock, 13 cm
Micro-Porta-aguja, curva, boca extra delicada, 0.6 × 10 mm, sin cierre, 13 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, spécial délicate bouche, 0.6 × 10 mm, sans ressort, 13 cm



PM-4579 Barraquer




Mikro-Nadelhalter, gebogen, extra feines Maul, 0.6 × 10 mm, mit Sperre, 13 cm
Micro-Needle holder, curved, extra delicate jaws, 0.6 × 10 mm, with lock, 13 cm
Micro-Porta-aguja, curva, boca extra delicada, 0.6 × 10 mm, con cierre, 13 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, spécial délicate bouche, 0.6 × 10 mm, avec ressort, 13 cm

PM-4577 Troutman-Barraquer




Mikro-Nadelhalter, abgewinkelt, ohne Sperre, 11.5 cm
Micro-Needle holder, angled, without lock, 11.5 cm
Micro-Porta-aguja, acodada, sin cierre, 11.5 cm
Micro-Porte-aiguille, coudé, sans ressort, 11.5 cm



PM-4579A Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.5 × 9 mm Maulteile, mit Sperre, 12.5 mm
Micro-Needle holder, curved, 0.5 × 9 mm jaws, with lock, 12.5 cm,
Micro-Porta-aguja, curva, boca 0.5 × 9 mm, con cierre, 12.5 mm
Micro-Porte-aiguille, courbe, spécial délicate bouche 0.5 × 9 mm, avec ressort, 12.5 mm



PM-4579B Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.5 × 9 mm Maulteile, ohne Sperre, 12.5 mm
Micro-Needle holder, curved, 0.5 × 9 mm jaws, without lock, 12.5 cm
Micro-Porta-aguja, curva, boca 0.5 × 9 mm, sin cierre, 12.5 cm
Micro-Porte-aiguille, courbe, spécial délicate bouche 0.5 × 9 mm, sans ressort, 12.5 mm



PM-4500 Arruga

Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 14 cm
Needle holder, straight, with lock, 14 cm
Porta-aguja, recta, con cierre, 14 cm
Porte-aiguille, droits, avec ressort, 14 cm


1/1



PM-4501 Arruga

Nadelhalter, gebogen, mit Sperre, 14 cm
Needle holder, curved, with lock, 14 cm
Porta-aguja, curva, con cierre, 14 cm
Porte-aiguille, courbes, avec ressort, 14 cm

1/1



PM-4510 Kalt

Nadelhalter, gerade, 14 cm
Needle holder, straight, 14 cm
Porta-aguja, recta, 14 cm
Porte-aiguille, droits, 14 cm

1/1

PM-4520 Kalt


Nadelhalter, gebogen, 14 cm
Needle holder, curved, 14 cm
Porta-aguja, curva, 14 cm
Porte-aiguille, courbes, 14 cm



PM-4550 Paton

Nadelhalter, gerade, 11.5 cm
Needle holder, straight, 11.5 cm
Porta-aguja, recta, 11.5 cm
Porte-aiguille, droits, 11.5 cm


1/1



PM-4580 Castroviejo




Nadelhalter, gerade, 1.0 x 11 mm, mit Sperre, 14 cm
Needle holder, straight, 1.0 x 11 mm, with lock, 14 cm
Porta-aguja, recta, 1.0 x 11 mm, con cierre, 14 cm
Porte-aiguille, droits, 1.0 x 11 mm, avec ressort, 14 cm



PM-4580A Castroviejo




Nadelhalter, gebogen, 1.0 x 11 mm, mit Sperre, 14 cm
Needle holder, curved, 1.0 x 11 mm, with lock, 14 cm
Porta-aguja, curva, 1.0 x 11 mm, con cierre, 14 cm
Porte-aiguille, courbes, 1.0 x 11 mm, avec ressort, 14 cm



PM-4581 Castroviejo



Nadelhalter, gerade, 1.0 x 11 mm, ohne Sperre, 14 cm
Needle holder, straight, 1.0 x 11 mm, without lock, 14 cm
Porta-aguja, recta, 1.0 x 11 mm, sin cierre, 14 cm
Porte-aiguille, droits, 1.0 x 11 mm, sans ressort, 14 cm



PM-4581A Castroviejo



Nadelhalter, gebogen, 1.0 x 11 mm, ohne Sperre, 14 cm
Needle holder, curved, 1.0 x 11 mm, without lock, 14 cm
Porta-aguja, curva, 1.0 x 11 mm, sin cierre, 14 cm
Porte-aiguille, courbes, 1.0 x 11 mm, sans ressort, 14 cm



PAK MARTIN
INTERNATIONAL



8

Tränenweg Instrumente | Verschiedene Instrumente
Lachrymal Instruments | Miscellaneous Instruments
Instrumentos para Lacrimal | Instrumentos Diversos
Instruments voies lacrymales | Instruments divers

PM-2735

Kellnar

Trabekular-Sonde, rechts
Trabecular probe, right
Estilete trabeculares, derecho
Trabéculotome, á droite



PM-2736

Kellnar


Trabekular-Sonde, links
Trabecular probe, left
Estilete trabeculares, izquierdo
Trabéculotome, á gauche



PM-2745

Harms

Trabekular-Sonde, rechts
Trabecular probe, right
Estilete trabeculares, derecho
Trabéculotome, á droite



PM-2746

Harms

Trabekular-Sonde, links
Trabecular probe, left
Estilete trabeculares, izquierdo
Trabéculotome, á gauche



PM-2750

Mackensen

Trabekular-Sonde, rechts
Trabecular probe, right
Estilete trabeculares, derecho
Trabéculotome, á droite



PM-2751

Mackensen

Trabekular-Sonde, links
Trabecular probe, left
Estilete trabeculares, izquierdo
Trabéculotome, á gauche



Bowman

Augensonde, Edelstahl
Lachrymal probe, stainless steel
Estilete lacrimal, acero inoxidable
Stylet lacrymal, acier inoxyable

zylindrisch | cilíndrico
cylindrical | cylindrique

geknöpft | olivar
bulbous | olivaire




Fig.

Fig.

zylindrisch	0000 – 000	PM-2802/1
cylindrical	000 – 00	PM-2802/2
cilíndrico	00 – 0	PM-2802/3
cylindrique	0 – 1	PM-2802/4
	1 – 2	PM-2802/5
	2 – 3	PM-2802/6
	3 – 4	PM-2802/7
	4 – 5	PM-2802/8
	5 – 6	PM-2802/9
	7 – 8	PM-2802/10

geknöpft	0000 – 000	PM-2812/1
bulbous	000 – 00	PM-2812/2
olivar	00 – 0	PM-2812/3
olivaire	0 – 1	PM-2812/4
	1 – 2	PM-2812/5
	2 – 3	PM-2812/6
	3 – 4	PM-2812/7
	4 – 5	PM-2812/8
	5 – 6	PM-2812/9
	7 – 8	PM-2812/10




PM-2830 Catalano

Tränenweg Intubations-Set, 0.7 × 140 mm
Lachrymal Intubation Set, 0.7 × 140 mm
Set de intubación para lacrimal, 0.7 × 140 mm
Jeu pour conduits lacrymaux, 0.7 × 140 mm

PM-2835 Crawford

Haken | Gancho
Retrieving Hook | Crochet



PM-2836 Crawford

Tränenweg Intubations-Set | Set de intubación para lacrimal
Lachrymal intubation set | Jeu pour conduits lacrymaux

PM-2840 Rolf

Tränensacksonde
Probe for lachrymal sac
Estilete para el saco lacrimal
Stylet pour le sac lacrymal



1/1

PM-2829 Wright

Fasziennadel, 130 mm
Fascia needle, 130 mm
Aguja de vendaje, 130 mm
Aiguille pour sutures
aponévrotiques, 130 mm



mit Öhr 1.0 mm × 6.0 mm
with eye 1.0 × 6.0 mm
con ojo de 1.0 × 6.0 mm
avec trou 1.0 × 6.0 mm

1/1

Pigtail-Sonde
Pigtail probe
Pigtail estilete lacrimal
Stylet lacrymal



PM-2815

mit Haken | con gancho
with hook | avec crochet

1/1

PM-2816

mit Öhr, 0,3 mm | con ojos de 0.3 mm
with eye, 0.3 mm | avec trou, 0.3 mm

Wilder

Dilatator für den Tränenkanal
Lachrymal dilator
Dilatador para el canal lacrimal
Dilatateur pour voies lacrymales

Fig. 0



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



1/1

PM-2850/0

Fig. 0

PM-2850/1

Fig. 1

PM-2850/2

Fig. 2

PM-2850/3

Fig. 3

PM-2851

Dilatator für den Tränenkanal, kurz
Lachrymal dilator, short
Dilatador para el canal lacrimal, corto
Dilatateur pour voies lacrymales, court



1/1

PM-2855

Castroviejo

Dilatator für den Tränenkanal, doppelt
Lachrymal dilator, double end
Dilatador para el canal lacrimal, doble
Dilatateur pour voies lacrymales, double



1/1

PM-2875 Dilatator für den Tränenkanal, Modell Gießen
Lachrymal dilator, Gießen model
Dilatador para el canal lacrimal, modelo Gießen
Dilatateur pour voies lacrymales, modèle Gießen



1/1

Sichel-Wilder
Dilatator für den Tränenkanal
Lachrymal dilator
Dilatador para el canal lacrimal
Dilatateur pour voies lacrymales

PM-2857/1 Fig. 1

PM-2857/2 Fig. 2

PM-2857/3 Fig. 3



1/1

Citelli
Knochenstanze
Rongeur
Pinza-gubia
Emporte-pièce

PM-2900/1 2 mm

PM-2900/2 3 mm



1/2

Beyer
Knochenstanze, fein
Atticus punch, delicate
Pinza-gubia, fina
Emporte-pièce, fine

PM-2902



1/2

Kerrison
Knochenstanze
Atticus punch
Pinza-gubia
Emporte-pièce

PM-2905/0 3.2 mm

PM-2905/1 4 mm

PM-2905/2 5 mm

PM-2905/3 6.2 mm




1/2

PM-1630 Rollet




Meißel für den Tränensack
Rugine for lachrymal sack
Cinzel para el saco lacrimal
Rugine pour le sac lacrymal



1/1

PM-2920 West


Flachmeißel für den Tränensack, 5.4 mm
Bone chisel for lachrymal sack, 5.4 mm
Cinzel para el saco lacrimal, 5.4 mm
Ciseau-burin pour le sac lacrymal, 5.4 mm



1/1

PM-2922 West

Hohlmeißel für den Tränensack
Bone gouge for lachrymal sack
Gubia para el saco lacrimal
Gouge pour le sac lacrymal



1/1

PM-2926 Freer



Flachmeißel für den Tränensack, 4.7 mm
Bone chisel for lachrymal sack, 4.7 mm
Cinzel para el saco lacrimal, 4.7 mm
Ciseau-burin pour le sac lacrymal, 4.7 mm



1/1

PM-2930 Mead
Hammer
Mallet
Martillo
Maillet




PM-2930A Ersatzbacken, Paar
Spare facing, pair
Tapas de repuesto, par
Paire d'embouts maillet de rechange

2/3

PM-2910 Friedmann

Hohlmeisselzange, 14.5 cm
Rongeur, 14.5 cm
Pinza Gubia, 14.5 cm
Gouge coudée, 14.5 cm



1/1



1/1

Hartmann-Halle

Nasenspekulum
Nasal speculum
Espécule nasal
Spéculum nasal

PM-2915/1

klein
small

pequeño
petit



1/1

PM-2915/2

mittel
medium

mediano
moyen



1/1


PM-2915/3

groß
large

grande
grand



1/1



PM-2950

Carter

Halte- und Implantationspinzette für Enucleationsplomben
Sphere introducer

Pinzas para poner un empaste de enucleación

Pince d'implantation pour plombes d'enucléation

1/1



PM-1790

Fremdkörperschlinge und Magnet in Umsteckhülse

Foreign-body remover and magnetic eye probe in reversible handle

Asa e imán para cuerpos extraños con mango de metal reversible

Anse pour corps étrangers et aimant rentrant dans le manche métal

1/1



PM-2928

Freer

Doppelelevator, scharf und stumpf

Twin elevator, sharp and blunt

Disector y elevador

Elévateur double, tranchant et mousse

2/3

PM-2940

Skleraschutz, klein, 20 mm x 28 mm, Paar, Edelstahl

Scleral shield, small, 20 mm x 28 mm, pair, stainless steel

Protector, pequeño, inoxidable, 20 mm x 28 mm, un par

Coques, petites, 20 mm x 28 mm, pair

PM-2941

Skleraschutz, gross, 22 mm x 30 mm, Paar, Edelstahl

Scleral shield, big, 22 mm x 30 mm, pair, stainless steel

Protector, largo, inoxidable, 22 mm x 30 mm, un par

Coques, grandes, 22 mm x 30 mm, pair

PM-2942

Skleraschutz, Set: klein / gross

Scleral shield, set: small / big

Protector, set: pequeño / largo

Coques, set: petites / grandes



1/1

PM-2982


Holth

Kapselstanze

Capsular punch

Punzón Capsula


Emporte-pièce capsulaire



1/1

PM-2983 Kelly

Descemet's Membranstanze, 1 mm × 0.75 mm
Descemet's membrane punch, 1 mm × 0.75 mm
Sacabocado, 1 mm × 0.75 mm
Punch descemet, 1 mm × 0.75 mm



1/1

PM-2985 Gass

Corneaskleralstanze, 1,5 mm
Corneoscleral punch, 1,5 mm
Punzón, 1,5 mm
Punch, 1,5 mm



1/1

PM-2986

Mikro Glaukomstanze, 0.9 mm / 20 ga, 0.3 mm
Micro trabeculectomy punch, 0.9 mm / 20 ga, 0.3 mm
Micro punzón para trabeculectomía, 0.9 mm / 20 ga, 0.3 mm
Punch trabeculectomie, 0.9 mm / 20 ga, 0.3 mm




1/1



PM-2984

Luntz-Dodick

Glaukomstanze 0.5 mm
Trabeculectomy punch, 0,5 mm
Punzón para trabeculectomía, 0.5 mm
Punch trabeculectomie, 0.5 mm



1/1

PM-2984A

Ersatzstanzenkopf für PM-2984
Replacement cutting head for PM-2984
Punta de recambio
Punch de rechange pour PM-2984




PAK MARTIN
INTERNATIONAL



9

Mess- & Markierinstrumente
Measuring & Marking Instruments
Compás y Marcadores
Compas et Marqueurs

PM-2630 **Castroviejo**
Zirkel, 15 mm
Caliper, 15 mm
Compás, 15 mm
Compas, 15 mm




1/1

PM-2631 **Castroviejo**
Zirkel, 20 mm, gerade
Caliper, 20 mm, straight
Compás, 20 mm, recto
Compas, 20 mm, droit




1/1

PM-2631A **Castroviejo**
Zirkel, 20 mm, gebogen
Caliper, 20 mm, curved
Compás, 20 mm, curva
Compas, 20 mm, courbes



1/1

PM-2637 **Castroviejo**
Zirkel, 20 mm, gerade, 0.5 mm Teilung
Caliper, 20 mm, straight, 0.5 mm graduation
Compás, 20 mm, recto, graduación 0.5 mm
Compas, 20 mm, droit, graduation de 0.5 mm




1/1

PM-2632

Osher

s
Inzision zirkel, 1 – 10 mm
Incision caliper, 1 – 10 mm
Compás para incisión, 1 – 10 mm
Compas pour incision, 1 – 10 mm



1/1

PM-2670

Braunstein

Limbusmarker 3.0 / 3.5 mm
Marker, 3.0 / 3.5 mm
Marcador, 3.0 / 3.5 mm
Marqueur, 3.0 / 3.5 mm



1/1

PM-2670A


Braunstein

IVT Limbusmarker 4.0 / 3.5 mm
IVT Marker, 4.0 / 3.5 mm
Marcador IVT, 4.0 / 3.5 mm
Marqueur IVT, 4.0 / 3.5 mm

PM-2633

Jameson

Markierer, 80 mm
Caliper, 80 mm
Compás, 80 mm
Pied à coulisse, 80 mm




1/1

PM-2620

Masstab, biegsam, aus rostfreiem Stahl


Flexible rule, stainless steel
Reglilla flexible, inoxidable
Règle flexible, inoxydable



1/1

Hoffer

Hornhautmarkierer mit Fadenkreuz
Corneal marker with cross hairs
Marcador para la córnea, con retículo
Anneaux marqueur avec croix de centrage



1/1

PM-2610/1	3.0 mm	PM-2610/8	4.75 mm
PM-2610/2	3.25 mm	PM-2610/9	5.0 mm
PM-2610/3	3.5 mm	PM-2610/10	5.5 mm
PM-2610/4	3.75 mm	PM-2610/11	6.0 mm
PM-2610/5	4.0 mm	PM-2610/12	7.0 mm
PM-2610/6	4.25 mm	PM-2610/13	8.0 mm
PM-2610/7	4.5 mm	PM-2610/14	9.0 mm

Bores

Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Anneaux marqueur



1/1

PM-2611/1	3.0 mm	PM-2611/8	4.75 mm
PM-2611/2	3.25 mm	PM-2611/9	5.0 mm
PM-2611/3	3.5 mm	PM-2611/10	6.0 mm
PM-2611/4	3.75 mm	PM-2611/11	7.0 mm
PM-2611/5	4.0 mm	PM-2611/12	8.0 mm
PM-2611/6	4.25 mm	PM-2611/13	9.0 mm
PM-2611/7	4.5 mm	PM-2611/14	9.5 mm



1/1

PM-2612 Hoffer

Hornhautmarkierer mit Fadenkreuz, 8.0 / 9.0 mm
Corneal marker with cross hairs, 8.0 / 9.0 mm
Marcador para la córnea, con retículo, 8.0 / 9.0 mm
Anneaux marqueur avec croix de centrage, 8.0 / 9.0 mm

PM-2613 Bores

Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Anneaux marqueur




1/1

PM-2605

Mendez

Messring
Measuring ring
Anillo de medición
Marqueur par degré




1/1

PM-2606

Bores

Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Marqueur pour la cornée



1/1

Thornton

Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Marqueur pour la cornée



1/1

PM-2636/1

4 Klingen
4 Blades
4 Hojas
4 Lames

PM-2636/2

6 Klingen
6 Blades
6 Hojas
6 Lames

PM-2636/3

8 Klingen
8 Blades
8 Hojas
8 Lames

PM-2636/4

12 Klingen
12 Blades
12 Hojas
12 Lames

PM-2636/5

16 Klingen
16 Blades
16 Hojas
16 Lames

Anis

Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Marqueur pour la cornée



1/1

PM-2635/0

6 Klingen
6 Blades
6 Hojas
6 Lames

PM-2635/1

8 Klingen
8 Blades
8 Hojas
8 Lames

PM-2635/2

12 Klingen
12 Blades
12 Hojas
12 Lames


PM-2635/3

16 Klingen
16 Blades
16 Hojas
16 Lames

PM-2640

Anis

Nahtmarkierer, 8 Klingen
Suture marker, 8 blades
Marcador para sutura, 8 hojas
Marqueur, 8 lames



1/1

PM-2645

Chayet

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée



1/1

PM-2646

Mendez

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée



1/1

PM-2647

Lu

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée



1/1

PM-2648

Dulaney

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée



1/1

PM-2600

Maloney

Keratometer
Keratometer
Quratometro
Kératoscope



1/1



PM-2614

Fechtner

Trabekular Marker
Trabecutectomy marker
Marcador por la trabeculectomia
Marqueur pour la trabéculectomie



1/1

PM-2602

Henderson

Hornhautmarkierer, zur Achsmarkierung
Corneal marker, to mark the axis
Marcador para la córnea
Marquer pour la cornée



1/1



1/1

PM-2603

Henderson

Meßring, konisch, mit Einkerbungen zur Ausrichtung an den Orientierungspunkten
Degree gauge, beveled, with 4 notches to adjust at the alignment marks
Anillo de Medición
Marqueur par degré

PM-2604

Henderson

Achsenmarkierer, zur Markierung der Orientierungspunkte
Alignment marker, to mark the patient at the slit lamp
Marcador para el alineamiento
Marqueur pour alignement



1/1

PM-2608A

Referenzmarkierer für Torische Linsen, 3 Klingen
Reference marker for toric lenses, 3 blades
Marcador para referencia, 3 hojas
Marqueur pour référence, 3 lames



1/1

PM-2608B


Referenzmarkierer für Torische Linsen, 2 Klingen
Reference marker for toric lenses, 2 blades
Marcador para referencia, 2 hojas
Marqueur pour référence, 2 lames



1/1

PM-2609


Drehbarer Hornhautmarkierer für Torische Linsen
Rotatable corneal marker for toric lenses
Marcador rotatable para la córnea, para lentes tóricos
Marqueur pour la cornée, rotatif, pour lentilles toriques




1/1

PM-2670 Braunstein
Limbusmarker 3.0 / 3.5 mm
Marker, 3.0 / 3.5 mm
Marcador, 3.0 / 3.5 mm
Marqueur, 3.0 / 3.5 mm

PM-2670A Braunstein
IVT Limbusmarker 4.0 / 3.5 mm
IVT Marker, 4.0 / 3.5 mm
Marcador IVT, 4.0 / 3.5 mm
Marqueur IVT, 4.0 / 3.5 mm



1/1



1/1

PM-2004 IVT Doppel-Führungsinstrument, 3.5 mm / 4.0 mm, 7 mm Teller
IVT Marker, 3.5 mm / 4.0 mm, 7 mm plate
Marcador IVT, 3.5 mm / 4.0 mm, plato 7 mm
Marqueur IVT, 3.5 mm / 4.0 mm, plateau 7 mm



1/1

PM-2651 Kapsulorhexismarkierer, 6.0 mm, mit 2.5 mm Ärmchen
Capsulorhexis marker, 6.0 mm diameter marking ring with 2.5 mm extensions
Marcador capsulorhexis, diámetro de 6.0 mm, con brazos de 2.5 mm
Marqueur capsulorhexis, diamètre de 6.0 mm, avec de

PM-2652 Kapsulorhexismarkierer, 5.5 mm, mit 2.5 mm Ärmchen
Capsulorhexis marker, 5.5 mm diameter marking ring with 2.5 mm extensions
Marcador capsulorhexis, diámetro de 5.5 mm, con brazos de 2.5 mm
Marqueur capsulorhexis, diamètre de 5.5 mm, avec de


PM-2653 Giessen
Maßstab
Ruler
Reglila
Règle



1/1

PM-2655 Urrets-Zavalía


Markierer, Fixierspitze und Lokalisator
Marker, fixation pick and depressor
Marcador, punto de fijación y depresor
Marqueur, pique à fixation et dépresseur, permet la rotation du globe



1/1

PM-2625 Vogt

Messspatel
Measuring spatula
Reglilla
Spatule de mesure



1/1

PM-2650 Gonnin-Amsler

Markierungsinstrument für die Netzhautablösung
Marker used in the treatment of detached retina
Marcador para separación de la retina
Marqueur, pour décollement de rétine




1/1

Schioetz

Tonometer Modell D
Tonometer model D
Tonómetro modelo D
Tonomètre, modèle D

PM-4810

Spezifikation 5, gerade Skala,
im Samtetui
Specification 5, straight scale,
in velvet-lined case
Especificación 5, escala recta,
en estuche forrado de terciopelo
Spécification 5, échelle droit,
en étui velours



1/1

PM-4814

Spezifikation 5, schrägliegende Skala,
im Samtetui
Specification 5, inclined scale,
in velvet-lined case
Especificación 5, escala inclinado,
en estuche forrado de terciopelo
Spécification 5, échelle incliné,
en étui velours

PM-4815

Edelstahl, Spezifikation 5, schrägliegende Skala,
im Samtetui
Stainless steel, specification 5, inclined scale,
in velvet-lined case
Acero inoxidable, especificación 5, escala inclinado,
en estuche forrado de terciopelo
Acier inoxydable, spécification 5, échelle incliné,
en étui velours



PAK MARTIN
INTERNATIONAL



10

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules



Saughandgriff
Aspirating handpiece
Mango de aspiración
Manche d'aspiration

Spitze konisch, Saugöffnung 0.3 mm
Conical tip, aspirating port 0.3 mm
Punta cónica y arenosa, abertura de aspiración 0.3 mm
Pointe conique micro billée, aspiration 0.3 mm

PM-5700 21 ga
21 ga
21 ga
21 ga

PM-5701 23 ga
23 ga
23 ga
23 ga



Spülhandgriff
Irrigating handpiece
Mango de irrigación
Manche d'irrigation

Spitze konisch, Spülöffnung 2 x 0.5 mm
Conical tip, irrigating port 2 x 0.5 mm
Punta cónica y arenosa, abertura de irrigación 2 x 0.5 mm
Pointe conique micro billée, irrigation 2 x 0.5 mm

PM-5710 21 ga
21 ga
21 ga
21 ga

PM-5711 23 ga
23 ga
23 ga
23 ga



PM-5720

Brauweiler



Saughandgriff, 21 ga, abgeschrägt und aufgerauht
Aspirating handpiece, 21 ga, declined and rough
Mango de aspiración, 21 ga, con punta achaflada y arenosa
Manche d'aspiration, 21 ga, pointe inclinée micro billée



PM-5725

Koch



Saughandgriff, 21 ga, aufgerauht
Aspirating handpiece, 21 ga, rough
Mango de aspiración, 21 ga, con punta arenosa
Manche d'aspiration, 21 ga, pointe micro billée



PM-5730

Brauweiler



Spülhandgriff, 21 ga
Irrigating handpiece, 21 ga
Mango de irrigación, 21 ga
Manche d'irrigation, 21 ga




PM-5735

Brauweiler



Spülhandgriff, mit Knöpfchen, 21 ga
Irrigating handpiece, with bulbous tip, 21 ga
Mango de irrigación, con botón en el cuello, 21 ga
Manche d'irrigation col bouton, 21 ga






PM-5390

Simcoe

Saug- und Spülkanüle,
23 ga, 0,3 Aspiration
Irrigation-Aspiration cannula,
23 ga, 0,3 aspiration
Cánula para irrigación
y aspiración, 23 ga,
0,3 aspiración
Canule pour aspiration
et irrigation, 23 ga,
0,3 aspiration



Simcoe

Saug- und Spülkanüle,
23 ga 0,3 mm, Aspirations-
öffnung gebogen
Irrigation/aspiration cannula
23 ga, 0.3 mm,
aspiration port curved
Cánula para irrigación y
aspiración 23 ga, 0.3 mm
abertura de aspiración curva
Canule de irrigation/aspiration
23 ga, aspiration 0.3 mm
courbes

PM-5393A

rechts
right

derecha
à droite

PM-5393B

links
left

izquierda
à gauche

PM-5390A

0,4 mm Aspirationsöffnung
0.4 mm aspiration port
abertura de aspiración 0,4 mm
aspiration 0,4 mm



PM-5391

Simcoe

Saug- und Spülkanüle,
reversed, 23 ga
Irrigation-aspiration cannula,
reversed, 23 ga
Cánula para irrigación
y aspiración, revers, 23 ga
Canule pour aspiration
et irrigation, inversée, 23 ga



1/1

Brinkhorst

Kanüle, 22 ga | Cánula, 22 ga
Cannula, 22 ga | Canule, 22 ga

PM-5130

gerade
straight

recta
droite

PM-5135

rechts
right

derecha
à droite

PM-5140

links
left

izquierda
à gauche



1/1

McIntyre-Brinkhorst

Kanüle, 26 ga
Cannula, 26 ga
Cánula, 26 ga
Canule, 26 ga



PM-5141

links
left

izquierda
à gauche

PM-5142

rechts
right

derecha
à droite

PM-5143

gerade
straight

recta
à droite



PM-5200 Absaugkanüle,
1.1 mm
Aspiration cannula,
1.1 mm
Cánula para aspiración,
1.1 mm
Canule d'aspiration,
taille 1.1 mm



PM-5160 Spülkanüle,
Modell Bonn
Irrigating cannula,
Bonn model
Cánula para irrigación,
modelo Bonn
Canule irrigatoire,
modèle Bonn,




PM-5170 Spülkanüle,
Modell Bonn, fein
Irrigating cannula,
Bonn model, delicate
Cánula para Irrigación,
modelo Bonn, delicada
Canule irrigatoire,
modèle Bonn, fine



PM-5230 Sheets
Schlingenkanüle,
23 ga
Irrigating vectis cannula,
23 ga
Lazo para irrigación,
23 ga
Boucle de lavage,
23 ga



PM-5240 Knolle-Pearce
Schlingenkanüle,
23 ga
Irrigating vectis cannula,
23 ga
Lazo para irrigación,
23 ga
Anse à lentilles avec irrigation,
23 ga



PM-5250 Simcoe
Schlingenkanüle,
25 ga
Irrigating nucleus
delivery cannula, 25 ga
Cánula para manipulación
del núcleo, 25 ga
Canule pour manipulation
du noyau, 25 ga



PM-5300 Graether
Kragenkopfkannüle
Cannula with collar button
Cánula con botón en el cuello
Canule avec bouton de faux col
abgewinkelt, links
angled, left
angulada, izquierda
coudée, à gauche

PM-5310 gerade
straight
recta
droite


PM-5320 abgewinkelt, rechts
angled, right
angulada, derecha
coudée, à droite



PM-5570 Healon
Injektionskanüle,
21 ga
Injection cannula,
21 ga
Cánula para inyección,
21 ga
Canule pour injection,
21 ga



PM-5185 Enzymcannüle,
24 ga
Enzyme cannula,
24 ga
Cánula para enzima,
24 ga
Canule à enzymes,
24 ga



PM-5270 Kratz
Kapselpolierer,
sandgestrahlt, 23 ga
Capsule polisher,
sandblasted, 23 ga
Pulidor para Cápsula,
arenoso, 23 ga
Polissoir capsulaire,
rugueux, 23 ga



PM-5280 Kratz
Kapselpolierer, 23 ga,
diamantbeschichtet
Capsule polisher, 23 ga,
diamond dusted
Pulidor para cápsula, 23 ga,
con bano de diamante
Polissoir capsulaire, 23 ga,
diamanté



PM-5535 Jensen
Kapselpolierer mit Olive,
sandgestrahlt, 25 ga
Capsule polisher,
olive tip, sandblasted, 25 ga
Pulidor para cápsula,
punta oliva, enarenado, 25 ga
Polissoir capsulaire, olivaire
rugueux, 25 ga




PM-5536 Jensen
Kapselpolierer mit Olive,
sandgestrahlt, 23 ga
Capsule polisher,
olive tip, sandblasted, 23 ga
Pulidor para cápsula,
punta oliva, enarenado, 23 ga
Polissoir capsulaire, olivaire
rugueux, 23 ga



PM-5510 Simcoe
Kapselpolierer,
sandgestrahlt, 23 ga
Capsule polisher,
sandblasted, 23 ga
Pulidor para cápsula,
enarenado, 23 ga
Polissoir capsulaire,
rugueux, 23 ga



PM-5520 Simcoe
Kapselpolierer gebogen,
sandgestrahlt, 23 ga
Capsule polisher curved,
sandblasted, 23 ga
Pulidor para cápsula, curva
enarenado, 23 ga
Polissoir pour
capsule postérieure,
courbe, rugueux, 23 ga



PM-5525 Shammas
Kapselpolierer, 22 ga
1 mm Becher, sandgestrahlt
Capsule polisher, 22 ga
1 mm Cup, sandblasted
Pulidor para cápsula, 22 ga
Copa 1 mm, enarenado
Polissoir pour capsule,
1 mm Becher, rugueux, 22 ga



PM-5530 Simcoe
Hinterkapselpolierer
gebogen, mit außenliegender
Öffnung
Posterior capsule polisher
curved, with reversed
aperture
Pulidor para cápsula
posterior, curva,
con apertura al revés
Polissoir pour capsule
postérieure, courbe,
avec orifice à l'extérieur



Welsh

Kortex Saugkanüle,
flache Olive, 25 ga
Cortex aspirating cannula,
flat olive, 25 ga
Cánula de aspiración
de corteza, oliva plana, 25 ga
Canule d'aspiration de cortex,
embout olivaire, 25 ga



PM-5149 Troutman

Kanüle mit Olive,
25 ga
Cannula with olive tip,
25 ga
Cánula con punta oliva,
25 ga
Canule embout olivaire,
25 ga



Simcoe

Kortex Extraktor, 21 mm,
0.3 mm seitliche Bohrung, 23 ga
Cortex extractor 21 mm,
0.3 mm side port, 23 ga
Extractor para corteza 21 mm,
0.3 mm apertura, 23 ga
Extracteur de cortex, 21 mm,
0.3 mm, 23 ga



PM-5146

gerade
straight

recta
droite

PM-5147

links
left

izquierda
à gauche

PM-5148

rechts
right

derecha
à droite

PM-5195

sandgestrahlte Spitze
sandblasted tip
punta enarenada
bout rugueux

PM-5196

glatte Spitze
smooth tip
punta pulida
bout lisse

1/1



PM-5540

Simcoe

Kortex Extraktor,
gebogen, sandgestrahlt,
23 ga
Cortex extractor,
curved, sandblasted,
23 ga
Extractor para corteza ,
curva, enarenado,
23 ga
Extracteur de cortex,
courbe, rugueux,
23 ga



1/1



Anis

Kortex Extraktor
Cortex extractor
Extractor para corteza
Extracteur de cortex

PM-5545

gerade, 23 ga
straight, 23 ga
recta, 23 ga
droite, 23 ga



PM-5546

abgewinkelt, 23 ga
angled, 23 ga
angulada, 23 ga
coudé, 23 ga



1/1



PM-5385 Fukasaku

Anästhesie-Kanüle,
24 ga
Anesthesia cannula,
24 ga
Cánula para anestesia,
24 ga
Canule pour anesthésie,
24 ga



1/1



PM-5386 Stevens

Sub Tenon
Anästhesie-Kanüle, 19 ga
Sub tenon
Anesthesia cannula, 19 ga
Sub tenon
Cánula para anestesia, 19 ga
Sub tenon
Canule pour anesthésie, 19 ga



1/1



PM-5387 Corbin

Sub Tenon
Anästhesie-Kanüle, 23 ga
Sub tenon
Anesthesia cannula, 23 ga
Sub tenon
Cánula para anestesia, 23 ga
Sub tenon
Canule pour anesthésie, 23 ga





PM-5100 Randolph

Zyklodialyse Kanüle,
19 ga
Cyclodialysis cannula,
19 ga
Cánula para ciclodíálisis,
19 ga
Canule pour cyclodialyse,
19 ga



PM-5145 Luftkanüle, 27 ga,

Modell Tübingen
Air injection cannula, 27 ga,
Tübingen model
Cánula para Aire, 27 ga,
modelo Tübingen
Canule pour injection d'air,
27 ga, modèle Tübingen



PM-5180 Sautter

Luftkanüle, 27 ga
Air injection cannula, 27 ga
Cánula para aire, 27 ga
Canule pour injection d'air, 27 ga



Rycroft

Luftkanüle, abgewinkelt
Air injection cannula
Cánula para aire
Canule à air, coudée



PM-5400 30 ga

PM-5410 27 ga

PM-5415 25 ga

PM-5415A Rycroft

Luftkanüle, abgewinkelt
Air injection cannula
Cánula para aire
Canule à air, coudée



horizontal abgeflacht, 25 ga
flattened horizontal, 25 ga
arquitrabada horizontal, 25 ga
aplatée horizontale, 25 ga

PM-5415V Rycroft

Luftkanüle, abgewinkelt
Air injection cannula
Cánula para aire
Canule à air, coudée



vertikal abgeflacht, 25 ga
flattened vertical, 25 ga
arquitrabada vertical, 25 ga
aplatée verticale, 25 ga



PM-5000 Tränenwegkanüle,
gerade, konisch
Lachrymal cannula,
straight, conical
Cánula para canal
lacrimonal, recta, cónica
Canule à voie lacrymal,
droite, conique



PM-5046 Tränenwegkanüle
gebogen, konisch, 23 ga
Lachrymal cannula
curved, beveled, 23 ga
Cánula para
curva, cónica, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
courbe, conique, 23 ga



PM-5047 Tränenwegkanüle
gerade, konisch, 23 ga
Lachrymal cannula
straight, beveled, 23 ga
Cánula para lacrimonal
recta, cónica, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
droite, conique, 23 ga



PM-5010 Tränenwegkanüle,
kniegebogen, konisch
Lachrymal cannula,
angled, conical
Cánula para canal
lacrimonal, angulada, cónica
Canule à voie lacrymal,
coudée, conique



PM-5020 Tränenwegkanüle,
gebogen, konisch
Lachrymal cannula,
curved, conical
Cánula para canal
lacrimonal, curva, cónica
Canule à voie lacrymal,
courbe, conique



PM-5030 Tränenwegkanüle,
kurz abgebogen, konisch
Lachrymal cannula,
short angled, conical
Cánula para canal lacrimonal,
acodada corto, cónica
Canule à voie lacrymal,
coudée court, conique



PM-5040 Anel
Tränenwegkanüle,
gerade, 23 ga
Lachrymal cannula,
straight, 23 ga
Cánula para canal
lacrimonal, recta, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
droite, 23 ga



PM-5045 Anel
Tränenwegkanüle,
gebogen, 23 ga
Lachrymal cannula,
curved, 23 ga
Cánula para canal lacrimonal,
curva, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
courbé, 23 ga




Bangerter
Tränenwegsondenkanüle,
gerade, 21 ga
Lachrymal Probe cannula,
straight, 21 ga
Cánula para canal lacrimonal,
recta, 21 ga
Canule à voie lacrymal,
droite, 21 ga



PM-5050 40 mm

PM-5055 60 mm



PM-5058 Jünemann



Tränenwegsondenkanüle,
0.8 mm, mit Griffplatte
Lachrymal probe cannula,
0.8 mm, with handle
Cánula para canal lacrimal,
0.8 mm, con mango
Canule à voie lacrymal,
droite, 0.8 mm, avec manche

PM-5059 Jünemann



Tränenwegsondenkanüle,
1.0 mm, mit Griffplatte
Lachrymal probe cannula,
1.0 mm, with handle
Cánula para canal lacrimal,
1.0 mm, con mango
Canule à voie lacrymal,
droite, 1.0 mm, avec manche



PM-5005

Tränenwegkanüle,
gerade, 8 mm, 23 ga
Lachrymal cannula,
straight, 8 mm, 23 ga
Cánula para canal
lacrimal, recta, 8 mm, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
droite, 8 mm, 23 ga



PM-5006

Tränenwegkanüle,
gerade, 14 mm, 27 ga
Lachrymal cannula,
straight, 14 mm, 27 ga
Cánula para canal
lacrimal, recta, 14 mm, 27 ga
Canule à voie lacrymal,
droite, 14 mm, 27 ga



PM-5007

Tränenwegkanüle,
gebogen, 14 mm, 23 ga
Lachrymal cannula,
curved, 14 mm, 23 ga
Cánula para canal
lacrimal, curva, 14 mm, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
courbe, 14 mm, 23 ga



PM-5056 McIntyre



Tränenwegkanüle, gerade, 23 ga,
0.3 mm seitliche Bohrung
Lachrymal cannula, straight, 23 ga,
0.3 mm side port
Cánula para canal lacrimal, recta, 23 ga,
con abertura de 0.3 mm
Canule à voie lacrymal, droite, 23 ga,
avec orifice latéral à 0.3 mm




PM-5057 McIntyre



Tränenwegkanüle, gebogen, 23 ga,
0.3 mm seitliche Bohrung
Lachrymal cannula, curved, 23 ga,
0.3 mm side port
Cánula para canal lacrimal, curva, 23 ga,
con abertura de 0.3 mm
Canule à voie lacrymal, courbe, 23 ga,
avec orifice latéral à 0.3 mm



PM-5060 Tränenwegkanüle,
Modell Bonn
Lachrymal cannula,
Bonn model
Cánula para canal lacrimal,
modelo Bonn
Canule à voie lacrymal,
modèle Bonn



PM-5065 Cranz
Augenbrause, Silber
Irrigator, sterling silver
Irrigador, de plata
Irrigateur, argent



PM-5590 Bangerter
Retrobulbäre Kanüle
Retrobulbar cannula
Cánula retrobulbar
Canule retrobulbaire



Vitreoretinal Kanüle
Vitreoretinal cannula
Cánula para vitreoretinal
Canule à vitréo-rétinienne

PM-5061 19 ga x 32 mm
19 ga x 32 mm
19 ga x 32 mm
19 ga x 32 mm

PM-5063 23 ga x 32 mm
23 ga x 32 mm
23 ga x 32 mm
23 ga x 32 mm

PM-5062 20 ga x 32 mm
20 ga x 32 mm
20 ga x 32 mm
20 ga x 32 mm

PM-5063 25 ga x 32 mm
25 ga x 32 mm
25 ga x 32 mm
25 ga x 32 mm



PM-5680 Staubsaugerhandgriff,
passiv, LL Anschluss
Backflush handpiece,
passive, LL connector
Instrumento para reflujo,
conexiones LL
Canule backflush,
connecteur LL


PM-5680A Staubsaugerhandgriff,
passiv, Luer Anschluss
Backflush handpiece,
passive, Luer connector
Instrumento para reflujo,
conexiones Luer
Canule backflush,
connecteur Luer

PM-5681 Silikonreservoir allein
für PM-5680
Silicone reservoir
for PM-5680
Recambio de reservorio
para reflujo
Reservoir de rechange
pour canule backflush




PM-5155 Charleux

Spül- oder Saugkanüle
27 ga, 20 mm
Irrigation or aspiration
cannula, 27 ga, 20 mm
Cánula para irrigación o
aspiración, 27 ga, 20 mm
Canule à irrigation ou
aspiration, 27 ga, 20 mm



PM-5156 Charleux

Spül- oder Saugkanüle
27 ga, 30 mm
Irrigation or aspiration
cannula, 27 ga, 30 mm
Cánula para irrigación o
aspiración, 27 ga, 30 mm
Canule à irrigation ou
aspiration, 27 ga, 30 mm



Retrobulbäre Kanüle
Retrobulbar cannula
Cánula retrobulbar
Canule retrobulbaire

PM-5600 0.6 x 40 mm

PM-5610 0.6 x 60 mm



PM-5260 Bishop-Harmon

Vorderkammerspülset, 19 ga,
Anterior chamber
irrigator set, 19 ga
Set de Irrigador
para cámara anterior, 19 ga
Set pour irrigation chambre
antérieure, 19 ga

bestehend aus:
consisting of:
compuesto de:
composé de:

PM-5261

PM-5262

PM-5263

PM-5261 Silikonball
Silicone bulb
Balón de silicon
Bulbe silicone

PM-5262 LL Adapter
LL Adaptor
LL Adaptador
LL Adapteur

PM-5263 Vorderkammerspülkanüle,
19 ga

Anterior chamber irrigator,
19 ga

Irrigador para cámara anterior,
19 ga

Irrigateur pour chambre antérieure,
19 ga

PM-5264 Vorderkammerspülkanüle,
21 ga

Anterior chamber irrigator,
21 ga

Irrigador para cámara anterior,
21 ga

Irrigateur pour chambre antérieure,
21 ga

1/1



McIntyre

Vorderkammerkanüle,
abgewinkelt

Anterior chamber irrigator,
angled

Irrigador para cámara
Anterior, angulada

Canule pour capsule
antérieure, coudée

PM-5162 23 ga

PM-5164 26 ga

PM-5166 30 ga

1/1



McIntyre

Vorderkammerkanüle,
gerade

Anterior chamber irrigator,
straight

Irrigador para cámara
Anterior, recta

Canule pour capsule
antérieure, droite

PM-5163 23 ga

PM-5165 26 ga

PM-5167 30 ga

1/1



PM-5266 Lewicky

Vorderkammerkanüle,
20 ga

Anterior chamber maintainer,
20 ga

Cánula para cámara anterior,
20 ga

Canule pour capsule antérieure,
20 ga



1/1



Gimbel

LASIK Spülkanüle,
25 ga

LASIK Fountain cannula,
25 ga

LASIK Cánula para irrigación,
25 ga

LASIK Canule irrigatoire,
25 ga

PM-5660

links
left

izquierda
à gauche

PM-5661

rechts
right

derecha
à droite

1/1



Vidaurre

LASIK
Spülkanüle

LASIK
Irrigation cannula

LASIK
Cánula para irrigación

LASIK
Canule irrigatoire

PM-5662

vertikal
vertical

vertical
verticale

PM-5663

horizontal
horizontal

horizontal
horizontale

1/1



Buratto

LASIK Kanüle
LASIK Cannula
Cánula para LASIK
LASIK Canule

PM-5255

25 ga

PM-5256

23 ga



1/1



PM-5664

Fukasaku

LASIK Kanüle, 23 ga

LASIK Cannula, 23 ga

Cánula para LASIK, 23 ga

LASIK Canule, 23 ga



1/1



PM-5257

Banaji

Spülkanüle, 25 ga. 6 Spülöffnungen

Irrigation cannula, 25 ga. 6 ports

Cánula para irrigación, 25 ga. 6 ports

Canule à irrigation, 25 ga. 6 ports irrigatoires



PM-5770 Saug- / Spülhandgriff
für auswechselbare Spitzen
Aspiration / Irrigation handle
for interchangeable tips
Cánula para irrigación ó aspiración
Canule à irrigation ou aspiration



1/1

PM-5771 Saug- / Spül-Tip Metall, 2 mm, 60° abgewinkelt, 19 ga
Aspiration-irrigation tip, metal, 2 mm, 60° angled, 19 ga
Cánula para irrigación ó aspiración, angulada 60°, 19 ga
Canule à irrigation ou aspiration, métal, coudée en 60°, 19 ga



1/1

PM-5772 Saug- / Spül-Tip Metall, gerade, 19 Ga.
Aspiration-irrigation tip, metal, straight, 19 Ga.
Cánula para irrigación ó aspiración, recta, 19 ga
Canule à irrigation ou aspiration, métal, droite, 19 ga



1/1

PM-5773 Saug- / Spül-Tip Metall, abgewinkelt, 19 ga
Aspiration-irrigation tip, metal, angled, 19 ga
Cánula para irrigación ó aspiración, metal, angulada, 19 ga
Canule à irrigation ou aspiration, métal, coudée, 19 ga



1/1

PM-5774 Saug- / Spül-Tip Silikon, gerade, 19 ga
Aspiration-irrigation tip, silicone, straight, 19 ga
Cánula para irrigación ó aspiración, silicona, recta, 19 ga
Canule à irrigation ou aspiration, silicone, droite, 19 ga



1/1

PM-5775 Saug- / Spül-Tip Silikon, abgewinkelt, 19 ga
Aspiration-irrigation tip, silicone, angled, 19 ga
Cánula para irrigación ó aspiración, silicona, angulada, 19 ga
Canule à irrigation ou aspiration, silicone, coudée, 19 ga



1/1



PM-5776 Saug- / Spül-Tip Metall,
Modell Brinkhorst, 19 ga
Aspiration-irrigation tip metal,
Brinkhorst model, 19 ga
Cánula para irrigación ó
aspiración, metal,
modelo Brinkhorst, 19 ga
Canule à irrigation ou
aspiration, métal,
modèle Brinkhorst, 19 ga



PM-5777 Saug- / Spül-Tip Silikon,
gerade 20 ga
Aspiration-irrigation tip silicone,
straight 20 ga
Cánula para irrigación ó
aspiración, silicona,
recta, 20 ga
Canule à irrigation ou
aspiration, silicone,
droite, 20 ga



PM-5778 Saug- / Spül-Tip Silikon
abgewinkelt, 20 ga
Aspiration-irrigation tip silicone,
angled, 20 ga
Cánula para irrigación ó
aspiración, silicona,
angulada, 20 ga
Canule à irrigation ou
aspiration, silicone,
coudée, 20 ga



PM-5779 Saug- / Spül-Tip Silikon,
gerade 22 ga
Aspiration-irrigation tip silicone,
straight 22 ga
Cánula para irrigación ó
aspiración, silicona,
recta, 22 ga
Canule à irrigation ou
aspiration, silicone, droite, 22 ga



PM-5780 Saug- / Spül-Tip Silikon
abgewinkelt, 22 ga
Aspiration-irrigation tip silicone,
angled, 22 ga
Cánula para irrigación ó
aspiración, silicona,
angulada, 22 ga
Canule à irrigation ou
aspiration, silicone, coudée, 22 ga


PM-5640 McIntyre

Spülhandgriff, Kunststoff,
autoklavierbar, männliche Anschlüsse

Infusion handle, plastic,
autoclavable, male connectors

Mango para irrigación, de plástico,
autoclavable, conexiones Luer

Manche irrigation, plastique,
autoclavable, m-connecteur



1/1


PM-5640A McIntyre

Spülhandgriff, Kunststoff,
autoklavierbar, m-w Anschlüsse

Infusion handle, plastic,
autoclavable, m-f connectors

Mango para irrigación, de plástico,
autoclavable, conexiones m-f

Manche irrigation, plastique,
autoclavable, m-f connecteur



1/1

PM-5650 Spülhandgriff
m-m Anschlüsse

Infusion handle,
m-m connectors

Mango para irrigación,
conexiones m-m

Manche irrigation,
m-m connecteur



1/1

PM-5655 Spülhandgriff
m-w Anschlüsse

Infusion handle,
m-f connectors

Mango para irrigación,
conexiones m-f

Manche irrigation,
m-f connecteur



1/1

PM-5656 Spülkanülenhandgriff männlich / Schlauch- Anschlüsse, 11.5 cm lang

Infusion handle, male / tube connectors, 11.5 cm

Mango para irrigación, conexiones: macho / manguera, 11.5 cm

Manche irrigation, connecteur: mâle / tuyau, 11.5 cm



1/1

PM-5657 Spülkanülenhandgriff männlich / Schlauch- Anschlüsse, 7.5 cm lang

Infusion handle, male / tube connectors, 7.5 cm

Mango para irrigación, conexiones: macho / manguera, 7.5 cm

Manche irrigation, connecteur: mâle / tuyau, 7.5 cm



1/1



PAK MARTIN
INTERNATIONAL




11

Sterilisierbehälter
Sterilizing Cases
Cajas para Esterilización
Boîtes de stérilisation

Sterilisieretui, Kunststoff, mit Silikonbänkchen für 1 Instrument
Sterilisation tray, plastic, with two silicone bars for one instrument
Caja para esterilización, plástico, con soporte de silicona para un instrumento
Boîte de stérilisation, plastique, avec supports silicone pour 1 instrument

PM-7050


Innenmaße L × B × H
Inner dimensions L × W × H
Dimensión interior L × A × A
Dimensions intérieures L × l × H
152 × 64 × 19 mm



Sterilisieretui, Kunststoff, mit Silikonmatte
Sterilisation tray, plastic
Caja para esterilización, plástico, con alfombrilla de silicona
Boîte de stérilisation, plastique, avec tapis en silicone


PM-7060

Innenmaße L × B × H
Inner dimensions L × W × H
Dimensión interior L × A × A
Dimensions intérieures L × l × H
152 × 64 × 19 mm




PM-7061

Innenmaße L × B × H
Inner dimensions L × W × H
Dimensión interior L × A × A
Dimensions intérieures L × l × H
190 × 64 × 19 mm



PM-7062


Innenmaße L × B × H
Inner dimensions L × W × H
Dimensión interior L × A × A
Dimensions intérieures L × l × H
162 × 102 × 19 mm



Sterilisieretui, Kunststoff, mit Silikonmatte
Sterilisation tray, plastic
Caja para esterilización, plástico, con alfombrilla de silicona
Boîte de stérilisation, plastique, avec tapis en silicone


PM-7063

Innenmaße L × B × H
Inner dimensions L × W × H
Dimensión interior L × A × A
Dimensions intérieures L × l × H
254 × 152 × 19 mm



PM-7064

Innenmaße L × B × H
Inner dimensions L × W × H
Dimensión interior L × A × A
Dimensions intérieures L × l × H
254 × 152 × 38 mm



lubriPEN



PM-7123 lubriPEN

Ölstift, 12 ml Füllmenge
Synthetisches Pflegeöl aus deutscher Herstellung
zur Pflege und Wartung von wiederverwendbaren
chirurgischen Instrumenten.


Oil pen, 12 ml, 0.4 fl.oz
Synthetical care oil of german fabrication for the
care and maintenance of reusable surgical instruments.

Characteristics:

Vapour permeable and thermally stable until 260 °C / 500 °F
Odourless, transparent and free of silicone
No spots or crust formation on the instrument surface
Preferance from fristion corrosion
Exact dosage by using the stainless steel tip
Anti-slip handle



PAK MARTIN
INTERNATIONAL



Adson Utility Forceps	
Advancement Forceps	
Agricola Retractor	
Air Injection Cannula	
Amar Lens Implant	
Amstler Needle for	
Anel Lachrymal Canal	
Anesthesia Cannula	
Anis Corneal Marker	
Anis Nucleus Manipulator	
Anis Suture Marker	
Anterior Chamber Irrigator	153, 154
Art Lens Loop	60
Arruga Capsular Forceps	70
Arruga Needle Holder	125

12

Sachwortregister, alphabetisch
Index, alphabetical
Indice alfabético
Index alphabétique

English

English	Page	English	Page	English	Page
A		Bishop-Harmon Anterior Chamber Irrigator	207	Castroviejo Tying Forceps	107
Adson Dressing Forceps	93	Bishop-Harmon Iris Forceps	87, 88	Catalano Lachrymal Intubation Set	179
Adson Utility Forceps	93	Blade Holder	162	Cataract Knife	47
Advancement Forceps	129	Blascovics Muscle Forceps	125	Cataract Needle	49
Agricola Retractor	23	Blaydes Lens Implantation Forceps	103	Cauer Chalazion Forceps	124
Air Injection Cannula	203	Blumental Conjunctiva Dissector	77	Chalazion Curette	52, 53
Akahoshi Pre-Chopper	97	Bonaccolto Utility Forceps	94	Chalazion Forceps	124, 125
Amsler Needle for aqueous transplant	203	Bone Chisel	182	Chalazion Knife	46
Anel Lachrymal Cannula	204	Bone Gouge	182	Chang-Liebermann Micro Finger	76
Anesthesia Cannula	198, 199	Bonn Iris Scissors	148	Charleux Irrigation/Aspiration Cannula	207
Anis Corneal Marker	191	Bonn model Iris Forceps	84, 90, 91	Chayet LASIK Corneal Marker	192
Anis Cortex Extractor	202	Bonn model Mikro-Iris Hook	60	Chu Eye Speculum with Aspiration	19
Anis Nucleus Manipulator	65	Bores Corneal Fixation Forceps	119	Cilia Forceps	121
Anis Suture Marker	191	Bores Corneal Marker	190, 191	Citelli Rongeur	181
Anterior Chamber Irrigator	207, 208	Bowman Discission Needle	50	Clark Eye Speculum	8
Anterior Chmaper Forceps	96	Bowman Lacrymal Probe	179	Clayman Lens Implantation Forceps	103
Arlt Lens Loop	83	Bracken Iris Forceps	88	Clayman Nucleus Rotator	65
Arruga Capsular Forceps	94	Brauweiler Aspirating Handpiece	198	Conjunctival-flap Forceps	119
Arruga Needle Holder	174	Braunstein Marker	189, 195	Cook Eye Speculum	20
Aspirating Handpiece	198	Brinkhorst Cannula	199	Corbett Foreign body needle	51
Aspiration Cannula	199	Bucher-Kansas Nucleus Trisector	75	Corbin Sub Tenon Anesthesia Cannula	202
Atticus Punch	181	Bunge Evisceration Spoon	54	Corcelle Eye Speculum	8
Aubaret Hook for Lacrimal Sack	27	Buratto LASIK Cannula	208	Corneal Fixation Forceps	114, 115, 154
Axenfeld Chalazion Curette	53	Buratto LASIK Flap Forceps	120	Corneal Forceps	117 – 119, 158
Axenfeld Hook	27	Buratto LASIK Flap protector	81	Corneal Knife	48, 49
Axenfeld Retractor	22	Buratto Lens Forceps	105	Corneal Marker	190 – 193
Ayer Chalazion Forceps	124			Corneal Scissors	140 – 145
		C		Corneal Suturing Forceps	113
B		Caliper	184	Corneal Trephine	55, 56
Backhaus Towel Forceps	130	Caliper	188, 189	Corneoscleral Punch	185
Bangerter Eye Speculum	22	Camelin LASEK Alcohol Well	80	Cortex Extractor	202
Bangerter Lachrymal Probe Cannula	204	Cannula	199 – 208	Corydon Capsulorhexis Forceps	99, 101
Bangerter Muscle Clamp	128	Cannula with Collar Button	200	Cranz Irrigator	206
Bangerter Retrobulbar Cannula	206	Cannula with Olive Tip	202	Crowford Intubation Set	179
Bangerter Spatula	60, 82	Capsular Forceps	94, 95	Crozafof MICS Capsulorhexis Forceps	98
Barkan Goniotomy Knife	48	Capsular Punch	184	Culler Iris Spatula	61
Barraquer Blade Holder	166	Capsule Fragment Forceps	102	Culler Muscle Hook	29
Barraquer Cilia Forceps	121	Capsule Polisher	201	Cyclodialysis Cannula	203
Barraquer Corneal Scissors	140	Capsule Scissors	134	Cyclodialysis Spatula	82
Barraquer Eye Speculum	12, 13	Capsule Tag Forceps	96		
Barraquer Iris Scissors	132	Capsulorhexis Forceps	97 – 101, 161 – 163	D	
Barraquer Iris Spatula	61	Carter Sphere introducer	184	Dardenne Fragment Forceps	105
Barraquer Keratoplasty Knife	55	Castroviejo Corneal Trephine	55	Dastoor Conjunctival-flap Forceps	119
Barraquer Micro-Needle Holder	170 – 173	Castroviejo Caliper	188	Dastoor Superior Rectus Forceps	128
Barraquer Micro-Suture Forceps	112	Castroviejo Capsular Forceps	94	Dastoor Suture Forceps	112, 116
Barraquer Suture Forceps	112	Castroviejo Corneal Scissors	140, 142, 144	Daviel Lens Spoon	54
Barraquer-Troutman Micro Needle Holder	167	Castroviejo Cyclodialysis Spatula	82	Degree Gauge and Fixation Ring	32
Barraquer Tying Forceps	106	Castroviejo Dilator	180	Descement's Membrane Punch	185
Barraquer-Colibri-Forceps	112	Castroviejo Eye Speculum	22	Desmarres Chalazion Forceps	124
Barraquer-Oosterhuis Eye Speculum	11	Castroviejo Fixation Forceps	127	Desmarres Lid Retractor	24
Barraquer-Oosterhuis-Kratz Eye Speculum	11	Castroviejo Iris Scissors	132	Diamond Knife	36 – 45
Barrett Speculum	8	Castroviejo Micro-Needle Holder	160, 167 – 169	Dieffenbach Serrefine	130
Beaupré Cilia Forceps	121	Castroviejo Micro-Scissors	145	Dilator	180
Beehler Dilator	26, 27	Castroviejo Needle Holder	175	Discission Knife	47, 48, 50
Beer Cilia Forceps	121	Castroviejo Scissors	144	Dodick Irrigating Nucleus Splitter	73, 76
Berke Ptosis Clamp	128	Castroviejo Spatule	78	Dodick Nucleus Cracker	96
Beyer Atticus Punch	181	Castroviejo Suture Forceps	113 – 115, 160	Dressing Forceps	88, 92, 93
		Castroviejo Trephine	55		



English

English	Page	English	Page	English	Page
Drysdale Lens Manipulator	66	Gill Corneal Knife	49	Hook for Lacrimal Sack	27
DSAEK Descement Spatula	79	Gill Iris Forceps	89	Hunt Chalazion Forceps	124
DSAEK Glide Spatula	79	Gill-Botvin Iris Forceps	89	Hydrodissection Cannula	203
DSAEK Forceps	120	Gill-Hess Iris Forceps	89		
Dulaney LASIK Corneal Marker	192	Gill-Hess Micro-Iris Forceps	89		
		Gills Irrigation-Aspiration Cannula	195	I Implantation Forceps	103
E Elevator	184	Gimbel LASIK Fixation Ring	32	Inamura Capsulorhexis Forceps	98
Elschnig Fixation Forceps	126	Gimbel LASIK Cannula	208	Incision Caliper	189
Entropium Forceps	128	Girard Synechia Spatula	78	Infusion Handle	211
Enucleation Scissors	152	Glaucoma Forceps	95	Injection Cannula	200
Enzyme Cannula	201	Goldstein Retractor	23	IOL Inserting Forceps	103
Erhardt Lid Forceps	125	Golf Club Foreign Body Spud	51	IOL Manipulator	66, 154
Ernest Nucleus Cracker	96	Goniotomy Knife	48	Iris Forceps	86 – 91, 160
Evisceration Spoon	54	Gonnin-Amsler Marker	196	Iris Hook	60, 67, 155
Eye Scissors	149	Gradle Cilia Forceps	121	Iris Retractor	60
Eye Speculum	8 – 22	Graefe Cataract Knife	47	Iris Scissors	132, 146
		Graefe Fixation Forceps	125	Iris Spatula	60 – 62
		Graefe Iris Hook	60	Irrigating Cannula	200, 207
F Faulkner Lens Holding Forceps	105	Graefe Lens Spoon	54	Irrigating Handpiece	198
Fascia Needle	180	Graefe Scarifier	47	Irrigating Nucleus Splitter	76, 77
Fechtner Conjunctiva Forceps	120	Graefe Strabismus Hook	28	Irrigating Vectis Cannula	200
Filter	215	Graether Cannula	200	Irrigation-Aspiration Cannula	199
Fine-Thornton Fixation Ring	32	Graether Iris Retractor	60		
Fink Muscle Hook	26	Grasping Forceps	95	J Jaeger Spatula	26
Fixation Forceps	125, 126	Green Fixation Forceps	126	Jaeger Strabismus Hook	29
Fixation Hook	26	Green Strabismus Hook	29	Jaffe Capsulorhexis Forceps	97, 162
Fixation Ring	32	Gross Sub Tenon Anesthesia Cannula	203	Jaffe Lens Spatula	69
Flap Lifter & Retreatment Spatula	77	Guimaraes LASIK Spatula	81	Jaffe Lid Retractor	24
Flieringa Fixation Ring	32	Guthrie Fixation Hook	26	Jaffe Tying Forceps	109
Folding Forceps	104			Jaffe-Bechert Lens Nucleus Rotator	65
Forceps	156 – 162, 86 – 129	H Haberle McPherson	105	Jameson Advancement Forceps	129
Foreign-Body Forceps	123	Haeflinger Phaco Splitter	74	Jameson Caliper	189
Foreign-Body Gouge	50	Haemostatic Forceps	130	Jameson Strabismus Hook	28
Foreign-Body Needle	50 – 52	Halsted-Mosquito Haemostatic Forceps	130	Jayle Suture Forceps	112
Foreign-Body Remover	184	Harms Trabecular Probe	178	Jensen Capsule Polisher	201
Foreign-Body Spud	51, 52	Harris-Sinsky Lens Manipulation Hook	64	Jewelers Forceps	110, 111
Fragment Forceps	104, 105, 158	Hartmann Haemostatic Forceps	130	Johnson-Tooke Corneal Knife	49
Francis Chalazion Forceps	125	Hartmann-Halle Nasal Speculum	183	Jones Towel Clamp	130
Francis Foreign-Body Spud	51	Healon Injection Cannula	200	Jünemann Lacrymal Probe Cannula	205
Frankel Eye Speculum	17	Hebra Chalazion Curette	52		
Freer Bone Chisel	182	Heiss Lacrimal Sac Retractor	23	K Kalt Needle Holder	174
Freer Twin Elevator	182	Helveston Strabismus Hook	29 – 30	Kansas Nucleus Bisector	75
Frenzl Lens Manipulating Hook	67	Helveston Tying Forceps	110	Kansas Nucleus Removal Forceps	105
Friedmann Rongeur	183	Helveston Retractor	25	Katzen LASIK Corneal Spatula	81
Fukasaku Anesthesia Cannula	202	Henderson Corneal Marker	193	Katzin Micro-Corneal Scissors	143
Fukasaku Irrigating Nucleus Splitter	77	Henderson Degree Gauge	193	Keener Lens Divider	75
Fukasaku LASIK Cannula	208	Henderson Alignment Marker	193	Kellnar Trabecular Probe	178
Fukasaku LASIK Spatula	81	Henry Cilia Forceps	121	Kelly Descemments Membrane Punch	185
		Hess Iris Forceps	89	Kelman-McPherson	
		Hirschman Lens Spatula	69	Micro-Tying Forceps	106, 157 – 159
G Gaskin Fragment Forceps	104, 105, 158	Hoffer Corneal Marker	190	Kelman-McPherson Suture Forceps	117, 156
Gass Corneoscleral Punch	185	Hoffer-McPherson Suture Forceps	117	Keratometer	192
Gass Retinal Detachment Hook	28	Hofmann-Thornton Fixation Ring	32	Keratoplasty Knife	55
Gass Sclera Marker	25	Holding and Folding Forceps	184	Keratoplasty Spatula	82
Gianetti MICS Capsulorhexis Forceps	98	Holth Capsular Punch	184	Kerrison Rongeur	181
Gießen Dilator	181	Hook	26 – 30, 63, 64, 79	Kershner Eye Speculum	16

English

English	Page
Kimura Platinum Spatula	77
Kirby Capsulotomy Expressor Spoon	54
Kirby Fixation Forceps	127
Kirby Lens Expressor Hook	68
Kirby Lens Loop	68, 83
Knolle Lens Spatula	69
Knolle-Pearce Irrigating Vectis Cannula	200
Knorz Eye Speculum with Aspiration	19
Koch Aspirating Handpiece	198
Koch Lens Spatula	70
Koch Manipulator	74
Kraff Capsule Tag Forceps	96
Kratz Cannula	201
Kratz Speculum	13
Kratz-Barraquer Eye Speculum	10, 11
Kreissig Localizer	25
Kuglen Iris Hook	67
Kuhnt Corneal Scarifier	49
L La Force Foreign-Body Spud	51
Lachrymal Cannula	204, 206
Lachrymal Dilator	180, 181
Lachrymal Intubation Set	179
Lachrymal Probe	179
Lachrymal Probe Cannula	204, 205
Lachrymal Sac Retractor	27, 28
Lagrange Sclerectomy Scissors	152
Lambert Chalazion Forceps	124
Lancaster Eye Speculum	8
Laqua Localisator	25
LASEK Alcohol Well	80
LASEK Spatula	80
LASEK Trephine	80
LASIK Cannula	208
LASIK Flap Forceps	120
LASIK Flap Protector	81
LASIK Marker	192, 194
LASIK Spatula	81
Lehner Capsulorhexis Forceps	97, 163
Lens Divider	75
Lens Expressor Hook	68
Lens Holding Forceps	105, 106
Lens Implantation Forceps	103
Lens Loop	83
Lens Manipulating Hook	63, 64, 67
Lens Manipulator	63, 64, 67
Lens Nucleus Rotator	65
Lens Spatula	69, 70, 72, 154
Lens Spoon	54
Lens-Folding Forceps	104
Lester Fixation Forceps	126
Lester IOL Manipulator	66, 154
Lester-Burch Eye Speculum	8
Levinson Foreign-Body Needle	50
Lewicky Anterior Chamber Maintainer	208
Lewicky Lens Manipulation Hook	64
Lid Forceps	125

English	Page
Lid Retractor	24 - 26
Liebermann Eye Speculum	14 - 18
Liebermann Micro Finger	74
Livernois Holding and Folding Forceps	104
Livernois Lens Holding Forceps	106
Localisator	25
Lordan Chalazion Forceps	124
Lu LASIK Corneal Marker	192
Lu-Mendez Degree Gauge and Fixation Ring	32
Luntz-Dodick Trabeculectomy Punch	185
M Mackensen Trabecular Probe	178
Maddox LASIK Spatula	81
Mallet	182
Maloney IOL Manipulator	66
Maloney Keratometer	192
Mannis-Buratto LASIK Flap Protector	81
Marker	189 - 195
Masket Capsulorhexis Forceps	100, 162
Mawas Iris Retractor	60
McCullough Suture Forceps	92
McCullough Utility Forceps	92
McDonald Folding Forceps	104
McIntyre Eye Speculum	13
McIntire Lachrymal Cannula	205
McIntire-Brinkhorst Cannula	200
McIntyre Anterior Chamber Irrigator	208
McIntyre Infusion Handle	211
McPherson Corneal Forceps	117, 119
McPherson Micro-Tying Forceps	103, 105, 157
McPherson Needle Holder	172
McPherson Tying Forceps	113, 115, 158
McPherson-Westcott Tenotomy Scissors	139
Mead Mallet	182
Measuring Ring	32, 191
Measuring Spatula	196
Mellinger Eye Speculum	9
Membrane Punch	185
Mendez LASIK Corneal Marker	192
Mendez Measuring Ring	191
Mermoud Glaucoma Forceps	95
Meyhoefer Chalazion Curette	53
Micro Finger Irrigating Nucleus Splitter	74
Micro-Blade Holder	166
Micro-Fixation Forceps	118, 161
Micro-Iris Forceps	90, 91, 160
Micro-Needle Holder	167 - 175, 163
Micro-Scissors	133 - 137
Micro-Suture Forceps	112 - 119, 158 - 160
Micro-Tying Forceps	106 - 110, 116, 117, 118, 157, 161
MICS Capsulorhexis Forceps	98, 99
Moehle Corneal Forceps	117
Moody Fixation Forceps	126
Moorfield Suture and Conjunctival Forceps	119

English	Page
Mueller Retractor	23
Murdock Eye Speculum	20
Muscle Clamp	127
Muscle Forceps	127, 128
Muscle Hook	26, 29, 30
N Nagahara Phaco Splitter	74
Nasal Speculum	183
Needle and Curette	52
Needle and Foreign-Body Needle	52
Needle and Gouge	52
Needle Holder	165 - 175, 163
Neuhann Nucleus Dividing Hook	71, 72
New Orleans Lens Loop	83
Noyes Iris Scissors	132
Nucleus Bisector	75
Nucleus Cracker	96
Nucleus Dividing Hook	71 - 74
Nucleus Manipulator	64 - 66, 74, 76
Nucleus Removal Forceps	105
Nucleus Rotator	65, 67, 71, 155
Nucleus Trisector	75
Nucleus Vectis	75
Nugent Utility Forceps	94
O Obstbaum Lens Spatula	69
Ong Capsule Scissors	134
Orbital Spatula	31
Osher Incision Caliper	189
Osher Iris Forceps	89
Osher Y-Hook Lens Manipulator	67
Osniaka-Faulkner Lens Holding Forceps	105
P Panas Fixation Forceps	125
Park Eye Speculum	21
Park-Guyton Eye Speculum	21
Park-Maumenee Eye Speculum	21
Paton Corneal Dissector	49
Paton Keratoplasty Spatula	82
Paton Needle Holder	174
Paufique Keratoplasty Knife	55
Paufique Suture Forceps	115
Paufique Tying Forceps	108
Paul Retractor	28
Phaco Spatula	62
Phaco Splitter	70 - 73
Pierse Micro-Fixation Forceps	118, 161
Pierse-Colibri Corneal Forceps	118
Pigtail Probe	180
Pisacano Nucleus Rotator	65
Plange Foreign-Body Needle	51
Platinum Spatula	77
Pley Eye speculum	16
Polack Corneal Suturing Forceps	113
Posterior Capsule Polisher	201



English

English	Page
Pre-Chopper	97
Probe for Lachrymal Sack	180
Pterygium Knife	47
Ptosis Clamp	128

R Radial Keratotomy Incision	
Irrigating Cannula	207
Randolph Cyclodialyse Cannula	203
Razor Blade	166
Remky Superior Rectus Forceps	128
Rentsch Lens Manipulator	67
Reposition Hook	63
Retinal Detachment Hook	28
Retractor	24, 25, 31
Retrobulbar Cannula	206
Rolf Probe for Lachrymal Sac	180
Rollet Hook for Lachrymal Sack	27
Rollet Rugine for Lachrymal Sack	182
Rongeur	181, 183
Rosen Irrigating Nucleus Splitter	72
Rosen Nucleus Dividing Hook	73
Rugine for Lachrymal Sack	182
Ruler	195

S Sato Corneal Knife	48
Sauer Eye Speculum	20
Sauer Suture Forceps	116
Saupe Cilia Forceps	121
Sautter Air Injection Cannula	203
Sautter Orbital Spatula	31
Scalpel handle	57
Scarifier	47
Schaaf Foreign-Body Forceps	121
Schepens Orbital Retractor	31
Schioetz Tonometer	196
Schocket Localisator	25
Scissors	131 – 152
Sclera Marker	25
Sclerectomy Scissors	152
Scott Eye Speculum	21
Seibel Flap Lifter & Retreatment Spatula	77
Serrefine	130
Shammas Capsule Polisher	201
Sheets Irrigating Vectis Cannula	200
Shepard Lens Implantation Forceps	103
Sichel-Wilder Dilator	181
Silicone Bulb	210
Simcoe Capsule Polisher	201
Simcoe Cortex Extractor	202
Simcoe Irrigating Nucleus Delivery Cannula	200
Simcoe Irrigation-Aspiration Cannula	199
Simcoe Posterior Capsule Polisher	201
Simpson Dilator	177
Sinsky Lens Manipulation Hook	63, 64, 154
Sleeve Spreading Forceps	121, 122
Slonae LASEK Spatula	80

English	Page
Snellen Entropium Forcpes	128
Snellen Lens Loop	83
Spatula	31, 59 – 62, 69 – 72, 77 – 82, 154, 196
Specula	8 – 22
Spencer Stitch Scissors	152
St. Martin Suture Forceps	115
Steinert IOL Inserting Forceps	103
Sterilisation Case	213 – 216
Stern-Castroviejo Suture Forceps	115
Stevens Tenotomy Hook	29
Stevens Tenotomy Scissors	151
Stevenson Retractor	23
Stitch Scissors	152
Strabismus Hook	28, 29
Strabismus Scissors	150
Sub Tenon Anesthesia Cannula	202, 203
Suker Cyclodialysis Spatula	82
Superior Rectus Forceps	128
Suture and Conjunctiva Forceps	115
Suture Forceps	92, 112 – 117, 158 – 160
Suture Marker	191
Swiss Model, Blade Holder	166
Swiss Modell, Capsular Forceps	94
Synechia Spatula	78

T Tennant Tying Forceps	108
Tenotomy Hook	29
Tenotomy Scissors	136, 139, 140, 151
Textile Filter	215
Thornton Corneal Marker	191
Thornton Fixation Ring	32
Tokuda Nucleus devider and separator	75
Tonometer	196
Tooke Corneal Knife	49
Towel Clamp	130
Trabecular Probe	178
Trephine	55, 56
Trephine Handle	57
Troutman Cannula	203
Troutman Lens Spatula	70
Troutman Micro-Blade Holder	166
Troutman Micro-Corneal Forceps	118
Troutman Micro-Corneal Scissors	143
Troutman Micro-Needle Holder	167, 168
Troutman Micro-Tying Forceps	107, 108, 157
Troutman Superior Rectus Forceps	128
Troutman-Barraquer Corneal Scissors	143
Troutman-Barraquer Iris Spatula	61
Troutman-Barraquer Micro-Needle Holder	173
Tübingen Model, Micro Scissors	135
Tübingen Modell, Air Injection Cannula	203
Twin Elevator	184
Tying Forceps	106 – 111

U Urrets-Zavalía,	
Fixation Pick and Depressor	196

English	Page
Uthoff Capsule Scissors	134
Uthoff Reposition Hook	63
Utility Forceps	92 – 94
Utrata Capsulorhexis Forceps	97, 101, 161, 162

V Vannas Micro Scissors,	
Model Tübingen	133
Vannas Micro-Scissors	133 – 135
Vidaurri LASIK Cannula	208
Vitreotomy Scissors	146, 147
Vitreoretinal Grasping Forceps	122, 123
Vogt Measuring Spatula	196
Von Barsewisch Anterior Chamber Forceps	96

W Walker Corneal Scissors	142
Walton Foreign-Body Gouge	50
Watzke Sleeve Spreading Forceps	121
Weber Lens Loop, large	83
Wecker Iris Scissors	132
Wecker Iris Spatula	61
Weiss Eye Speculum	10
Wells Enucleation Spoon	83
Welsh Cortex Aspirating Cannula	202
West Bone Chisel	182
West Bone Gouge	182
Westcott Tenotomy Scissors	136, 139, 140
Wheeler Discission Knife	47
Wilder Dilator	180
Williams Eye Speculum	8
Wills Hospital Utility Forceps	92
Wiltfang Eye Speculum with Aspiration	14, 18

Z Ziegler Cilia Forceps	121
Ziegler Discission Knife	48
Zürich Model, Suture Forceps	116



Blank lined area for notes.



PAK MARTIN
INTERNATIONAL

+92302 8610006
INFO@PAKMARTIN.COM
WWW.PAKMARTIN.CO
NOUL MORE BEHIND TOTAL PETROL PUMP
WAZIRABAD ROAD SIALKOT 51310 PAKISTAN